

Systeme de formation au **LIFEPAK® CR2**

Fiche produit

La formation améliore le niveau d'efficacité.

- Un outil de formation dynamique et polyvalent
- Un fonctionnement aussi simple et intuitif que celui du défibrillateur LIFEPAK CR2
- Scénarios entièrement configurables et personnalisables
- Pas de télécommande à gérer
- Technologie ClearVoice™



L'appareil de formation DAE LIFEPAK CR2 offre des conditions réalistes de formation à l'utilisation du défibrillateur LIFEPAK CR2, sans effectuer de charge ni de décharge réelle d'énergie électrique. Imitant l'aspect du défibrillateur LIFEPAK CR2, le Trainer LIFEPAK CR2 simule son fonctionnement en utilisant la même interface que l'appareil réel. Il est possible de programmer des scénarios préenregistrés pour les modes entièrement automatiques et semi-automatiques afin de réaliser une démonstration rapide des principales fonctions du défibrillateur LIFEPAK CR2, ainsi que des avantages de la technologie d'analyse cprINSIGHT™.

Réalisme de l'appareil

Le Trainer LIFEPAK CR2 guide les utilisateurs au cours de la simulation d'une analyse cardiaque et d'une décharge d'énergie. Il fournit un coaching de réanimation cardiopulmonaire (RCP) avec instructions vocales et reproduit les notifications par e-mail envoyées via Wi-Fi® à l'aide de l'Outil de gestion des DAE LIFELINKcentral™ lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et que les électrodes sont en position. Comme le défibrillateur LIFEPAK CR2, le Trainer utilise la technologie ClearVoice™ et l'ajustement automatique du volume pour que les instructions vocales puissent être mieux perçues au sein d'environnements bruyants.

Scénarios programmables

Toutes les fonctions du Trainer LIFEPAK CR2 sont programmables et permettent ainsi de simuler tous types de scénarios auxquels les utilisateurs pourraient être confrontés lors d'une utilisation réelle du défibrillateur LIFEPAK CR2. Le Trainer LIFEPAK CR2 fournit deux scénarios entièrement configurables, qui peuvent être totalement personnalisés au moyen d'un écran de paramétrage actualisable à tout moment, permettant un maximum de flexibilité lors de l'utilisation.

Notifications par e-mail

L'application de démonstration du Trainer LIFEPAK CR2 permet le paramétrage des notifications automatiques par e-mail ou leur envoi manuel via Bluetooth® à partir de tout appareil mobile sous Windows®, Android® ou iOS®. Cette application simule les notifications par e-mail qui sont envoyées lorsqu'un dispositif LIFEPAK CR2 est géré par l'Outil de gestion des DAE LIFELINKcentral.

Simple et abordable

Le Trainer détecte la pression appliquée au niveau des électrodes de formation QUIK-STEP™ et fait automatiquement progresser l'utilisateur dans le scénario, évitant le besoin de télécommander l'appareil. Un bouton pause sur l'appareil permet d'interrompre le scénario en cas de besoin. De plus, l'appareil de formation au DAE LIFEPAK CR2 est rentable. Non seulement il est alimenté par quatre piles « D » standard, mais les électrodes sont de prix abordable et réutilisables. Elles simulent les électrodes d'ECG et de défibrillation QUICK-STEP propres au défibrillateur LIFEPAK CR2.

Spécificités

Général

Pour une utilisation dans des lieux à température contrôlée, à l'abri des précipitations. Il est capable de supporter des utilisations intensives et de longues périodes de fonctionnement.

Caractéristiques physiques

Hauteur : 27,2 cm, avec poignée

Largeur : 21,8 cm

Profondeur : 8,6 cm

Poids : 1,8 kg avec les piles installées

Piles

4 piles/6 volts, plage de tension 3,3 à 6,6 volts c.c. Quatre piles alcalines de type D non rechargeables. Un jeu de piles neuves procure une autonomie de fonctionnement continu de 100 heures au volume 4.

Boutons

Langue, alimentation, mode enfant, choc

Affichage

Témoin d'alimentation : Eteint lorsque l'appareil est éteint, allumé lorsqu'il est en cours d'utilisation ou en mode de configuration. Il clignote lorsque l'appareil est en veille (couvercle fermé)

Options de scénario

Type d'appareil : Semi-automatique, Entièrement automatique

Nombre d'événements : 1, 2, 3, 4, Répéter

Choc conseillé : Oui, Non

Métronome RCP : RCP seule, 30:2

Durée RCP : Court, 60 s, 120 s, 180 s

Technologie cprINSIGHT : Marche, Arrêt

Pas de RCP détectée : Marche, Arrêt

Mouvement détecté : Marche, Arrêt

Bilingue : Marche, Arrêt

Deuxième langue : Tout

Vérifier la respiration : Marche, Arrêt

Si vous avez fait l'acquisition de votre défibrillateur LIFEPAK CR2 auprès d'un distributeur ou revendeur autorisé Stryker, celui-ci aura accès à votre compte de l'outil de gestion des DAE LIFE LINKcentral et pourra recevoir des notifications émanant du défibrillateur LIFEPAK CR2. Remarque : ce réglage pour notifier votre distributeur ou revendeur peut être désactivé à TOUT moment. Si vous souhaitez le désactiver, envoyez une demande au service clients Stryker afin de gérer votre propre site et d'arrêter l'envoi de notifications à votre distributeur ou revendeur.

Toutes ces revendications sont valables à compter du mois d'août 2019.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant Stryker.

Emergency Care Public Access

Les utilisateurs des DAE devraient être formés à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et à l'utilisation des DAE.

Bien qu'il ne soit pas possible de sauver toutes les victimes d'arrêt cardiaque, des études ont montré qu'une défibrillation anticipée peut sensiblement améliorer le taux de survie. Les DAE sont indiqués pour une utilisation chez les adultes et les enfants. Les DAE peuvent être utilisés chez les enfants de moins de 25 kg, mais certains modèles requièrent des électrodes de défibrillation disponibles séparément.

Les informations présentées dans ce document ont pour but d'illustrer les divers produits de Stryker. Consulter les instructions d'utilisation pour obtenir des instructions complètes, des indications, des contre-indications, des avertissements, des précautions d'emploi et des effets négatifs possibles, avant d'utiliser tout produit de Stryker. Les produits illustrés sont destinés à réanimer un patient et portent le marquage CE conformément aux règlements et directives de l'UE applicables. Les produits ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, car leur disponibilité dépend des pratiques réglementaires et/ou médicales dans chaque marché. Si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre représentant. Spécifications sujettes à changement sans préavis.

Stryker ou ses filiales sont titulaires de, utilisent ou ont déposé une demande des marques commerciales ou marques de service suivantes : ClearVoice, cprINSIGHT, LIFE LINKcentral, LIFEPAK, OUIK-STEP, Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques commerciales de leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Le fait que le nom ou logo d'un produit, d'une fonctionnalité ou d'un service ne figure pas dans cette liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d'autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

GDR 3329394_C
Copyright © 2020 Stryker



Fabriqué par :

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
 for Physio-Control, Inc.
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas
Green
69330 Pusignan
France
Tel +33 4 72 45 36 00
Fax +33 4 72 45 36 99
333 710 275 RCS Lyon
Capital Social 27.495.520 €