

PneumoClear

the smart insufflator

ニューモクリア気腹装置



加温・加湿
排煙機能を搭載

安定した鮮明な画像

- スムーズな換気のマネージメントにより、術中に発生する煙を排出し、安定した術野の維持を考慮しました。

環境を適切にコントロール

- 新たに開発された圧力制御機構で、設定圧に合わせて適切に圧力をコントロール
- 二酸化炭素ガスの加温・加湿機能により患者への影響を抑え、手術を強力にサポート※¹

オール イン One

- 術中の煙の排出機能を搭載
- 送気する二酸化炭素ガスの加温および加湿機能を搭載
- 軽量で扱いやすい、4種類のガスタンブセット

※¹ Hermann et al. "Insufflation with humidified and heated carbon dioxide in short-term laparoscopy: a double-blinded randomized controlled trial" Biomed Res Int. 2015; 2015:412618.

4種類の気腹チューブ



スタンダード

0620050100*²
ニューモクリア チューブ



ヒーター

0620050200*²
ニューモクリア チューブ ヒーター



排煙

0620050250*²
ニューモクリア チューブ 排煙



ヒーター加湿排煙

0620050350*²
ニューモクリア チューブ ヒーター加湿排煙

製品一覧

	カタログ番号	製品名	規格
セット	0620050010JP*1	ニューモクリア気腹装置プラス	—
内訳	0620050010 *1	ニューモクリア 気腹装置 プラス	—
	0620050917	POWER SUPPLY CORD	US, 2.5m
セット	0620050010JP2*1	ニューモクリア気腹装置プラス ホースセット	ガスボンベ用ホース付き
内訳	0620050010 *1	ニューモクリア 気腹装置 プラス	—
	0620050917	POWER SUPPLY CORD	US, 2.5m
	0620010103	タンクヨーク	ニューモクリア用
	0620010104	タンクホース	ニューモクリア用
	0620050100 *2	ニューモクリア チューブ	フィルタ付 ディスポーザブル 10個入り
	0620050200 *2	ニューモクリア チューブ ヒーター	
	0620050250 *2	ニューモクリア チューブ 排煙	
	0620050350 *2	ニューモクリア チューブ ヒーター加湿排煙	
	0620050904	壁配管用ガスホース, DIN - US, 3m	3m
	0620050905	壁配管用ガスホース, DIN - US, 5m	5m
	0620050910	壁配管用ガスホース, UNI - US, 3m	3m
	0620050911	壁配管用ガスホース, UNI - US, 5m	5m
セット	0620010103/4JP	ガスボンベ用ホースセット	タンクヨーク、タンクホース
内訳	0620010103	タンクヨーク	ニューモクリア用
	0620010104	タンクホース	ニューモクリア用
	0620050913	配管用ガスコネクター (ニューモクリア)	DISS
	0620050915	ユニバーサルガスコネクター	ニューモクリア用
	0620050916	焼結フィルター	ニューモクリア用
	0620040003	配管用ホース (ニューモクリア)	DISS-DISS 0.9m
	0620030503	CO2 スイッチングバルブ	気腹装置用

仕様

動作条件	温度 10~30℃ 湿度 30%~75%
電源確定	100V AC50/60Hz 105VA
重量	10kg
外形寸法	幅 318×高さ 149×奥行き 429mm

医療機器認証/届出番号 販売名

*1 230AFBZX00074000 ニューモクリア気腹装置
*2 13B1X10209000914 ニューモクリア ディスポーザブル チューブセット

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-152

YN/MI 1m 10/21

Copyright © 2021 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp