

Malis® Bipolar Generator Spetzler SILVERGlide®

マリス バイポーラ凝固切開装置
スペツラー
シルバークライド
バイポーラフォーセップス



Malis Bipolar Generator and Irrigator system

マリスバイポーラジェネレータ・イリゲータシステム



統合イリゲータ

ユーザープロファイルの設定が可能

大型のカラーディスプレイ

凝固・切開の出力設定が容易な
調整ノブ

凝固と切開それぞれの出力波形を
有するデュアルウェーブテクノロジー
を採用

Enhance your surgical performance

with the Malis® Bipolar Generator and Irrigator system

マリス バイポーラ ジェネレータ・イリゲータ システムは、バイポーラ電気メスにおける技術進歩を取り入れ、精度の高い出力コントロールとイリゲーションをワンパッケージで提供いたします。

マリス バイポーラ ジェネレータ / イリゲータ システム

カタログ番号	製品名	規格
6700-313-500	STRYKER MALIS バイポーラ凝固切開装置* ¹	電源コード付
6700-313-600	STRYKER MALIS イリゲータ* ²	電源コード・インターコネクタケーブル別売り
6700-100-001	STRYKER MALIS イリゲータ用電源コード	STRYKER MALIS バイポーライリゲータ用
6700-313-004	STRYKER MALIS イリゲータ用インターコネクタケーブル* ¹	
6700-313-700	NSE カート イリゲーションポール付	

オプション品

カタログ番号	製品名	規格
6700-313-003	STRYKER MALIS シングルフットスイッチ* ¹	COAG モード 変換アダプタケーブル別売り
6700-313-304	変換アダプタケーブル* ¹	STRYKER MALIS シングルフットスイッチ用
6700-313-002	STRYKER MALIS デュアルフットスイッチ* ¹	CUT モード / COAG モード



デュアルフットスイッチ
(切開モード・凝固モード)



シングルフットスイッチ
(凝固モード)

コード

カタログ番号	製品名	規格
6790-100-002	イリゲーションチューブ付バイポーラコード* ⁴	10 本入 滅菌済 単回使用
6790-100-004	STRYKER MALIS イリゲータ用チューブ付バイポーラコード* ⁴	10 本入 滅菌済 単回使用
6790-100-006	STRYKER MALIS バイポーラコード* ⁴	10 本入 滅菌済 単回使用



医療機器認証 / 届出番号 販売名

*1	229AFBZX00090000	バイポーラジェネレータ
*2	229AFBZX00083000	バイポーライリゲータ
*4	13B1X10209000890	バイポーラコード

Spetzler-Malis® Disposable Non-Stick Bipolar Forceps


Spetzler-Malis バイポーラフォーセップス

Spetzler-Malis バイポーラフォーセップスは、狭い術野での視野の向上に貢献します。また、先端は焦げ付きに配慮した設計となっています。

人間工学に基づいたシャフトデザインと強いバネ圧によるフィードバックで、操作性を高めている製品です。2006年より、スタンダードシリーズはニューロサージェリーを中心に展開し、イリゲーション機能付きの製品ラインも揃った多様性のあるバイポーラフォーセップスとなっております。


Spetzler-Malis バイポーラフォーセップス *5 (滅菌済 単回使用 5 本入)

カタログ番号	規格
18cm	
6760-180-005	チップ幅 0.5mm
6760-180-010	チップ幅 1.0mm
6760-180-015	チップ幅 1.5mm
20cm	
6760-200-005	チップ幅 0.5mm
6760-200-010	チップ幅 1.0mm
6760-200-015	チップ幅 1.5mm
23cm	
6760-230-005	チップ幅 0.5mm
6760-230-010	チップ幅 1.0mm
6760-230-015	チップ幅 1.5mm




Spetzler-Malis バイポーラフォーセップス イリゲーション *5 (滅菌済 単回使用 5 本入)

カタログ番号	規格
18cm	
6770-180-005	チップ幅 0.5mm
6770-180-010	チップ幅 1.0mm
6770-180-015	チップ幅 1.5mm
20cm	
6770-200-005	チップ幅 0.5mm
6770-200-010	チップ幅 1.0mm
6770-200-015	チップ幅 1.5mm
23cm	
6770-230-005	チップ幅 0.5mm
6770-230-010	チップ幅 1.0mm
6770-230-015	チップ幅 1.5mm



Spetzler-Malis バイポーラフォーセップス スリム *5 (滅菌済 単回使用 5 本入)

カタログ番号	規格
20cm	
6780-200-005	チップ幅 0.5mm
6780-200-010	チップ幅 1.0mm
6780-200-015	チップ幅 1.5mm
23cm	
6780-230-005	チップ幅 0.5mm
6780-230-010	チップ幅 1.0mm
6780-230-015	チップ幅 1.5mm



SILVERGlide®

シルバーグライドプロシリーズ

ハンドル：軽量で把持しやすく操作性が向上

ガイドストップ：チップ先のアライメントを整え、より正確なコントロールが可能に

シャフト：術野へのアクセスや可視性の改善が追求された極細で強固なシャフト



チップ：熱伝導性の高い銀を採用することで、凝固時の熱を素早く逃がし、焦げ付きや組織の付着を抑えます

バヨネット型 22cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6730-220-004	0.4mm	
6730-220-007	0.7mm	
6730-220-012	1.2mm	
6730-220-015	1.5mm	
6730-220-020	2.0mm	
6730-220-107	0.7mm 15度アップ	
6730-220-307	0.7mm 30度アップ	
6730-220-507	0.7mm 45度アップ	
6730-220-512	1.2mm 45度アップ	
6730-220-607	0.7mm 45度ダウン	
6730-220-612	1.2mm 45度ダウン	



バヨネット型 14.5cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6730-145-004	0.4mm	
6730-145-007	0.7mm	
6730-145-010	1.0mm	
6730-145-015	1.5mm	



バヨネット型 24cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6730-240-004	0.4mm	
6730-240-007	0.7mm	
6730-240-012	1.2mm	
6730-240-015	1.5mm	
6730-240-020	2.0mm	
6730-240-507	0.7mm 45度アップ	
6730-240-607	0.7mm 45度ダウン	
6730-240-807	0.7mm 80度アップ	
6730-240-907	0.7mm 80度ダウン	



バヨネット型 16cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6730-160-004	0.4mm	
6730-160-007	0.7mm	
6730-160-010	1.0mm	
6730-160-012	1.2mm	
6730-160-504	0.4mm 45度アップ	



バヨネット型 28cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6730-280-012	1.2mm	
6730-280-015	1.5mm	



バヨネット型 19cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6730-190-004	0.4mm	
6730-190-007	0.7mm	
6730-190-010	1.0mm	
6730-190-012	1.2mm	
6730-190-015	1.5mm	
6730-190-020	2.0mm	
6730-190-504	0.4mm 45度アップ	
6730-190-512	1.2mm 45度アップ	
6730-190-612	1.2mm 45度ダウン	



ストレート型バヨネット 19cm^{*3}

カタログ番号	チップ径	
6735-190-007	0.7mm	
6735-190-010	1.0mm	
6735-190-310	1.0mm 30度アップ	
6735-190-320	2.0mm 30度アップ	



医療機器認証番号

販売名

*3 221AFBZX00039000
*5 302AFBZX00038000

ストライカー社 バイポーラフォーセップス
スペツラー マリス バイポーラフォーセップス

シルバーグライドキーホール

キーホールバヨネット型 14cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6750-140-007	0.7mm
6750-140-004	0.4mm



キーホールバヨネット型 17cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6750-170-012	1.2mm
6750-170-007	0.7mm
6750-170-004	0.4mm



キーホールバヨネット型 20cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6750-200-015	1.5mm
6750-200-012	1.2mm
6750-200-007	0.7mm
6750-200-004	0.4mm



キーホールバヨネット型 23cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6750-230-015	1.5mm
6750-230-012	1.2mm
6750-230-007	0.7mm
6750-230-307	0.7mm (30度アップ)
6750-230-107	0.7mm (15度アップ)



キーホールバヨネット型 25cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6750-250-015	1.5mm
6750-250-012	1.2mm
6750-250-007	0.7mm
6750-250-807	0.7mm (80度アップ)
6750-250-907	0.7mm (80度ダウン)
6750-250-507	0.7mm (45度アップ)
6750-250-607	0.7mm (45度ダウン)




キーホールバヨネット型 28cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6750-280-015	1.5mm
6750-280-012	1.2mm



シルバーグライドイリゲーション



バヨネット型 25cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6740-250-012	1.2mm
6740-250-007	0.7mm



バヨネット型 22cm^{*3}


カタログ番号	チップ径
6740-220-012	1.2mm
6740-220-007	0.7mm



チップ先端部からのイリゲーションが可能になりました。

バヨネット型 19cm^{*3}

カタログ番号	チップ径
6740-190-012	1.2mm
6740-190-007	0.7mm



医療機器認証番号 販売名

*3 221AFBZX00039000 ストライカー社 パイポーラフォーセップス

シルバーグライドスタンダード

ジュエラー 10cm*3

カタログ番号	チップ径
6715-100-007	0.7mm
6715-100-004	0.4mm



アドソン 12.5cm*3

カタログ番号	チップ径
6715-125-012	1.2mm
6715-125-007	0.7mm
6715-125-004	0.4mm



クッシング 19cm*3

カタログ番号	チップ径
6710-190-020	2.0mm
6710-190-015	1.5mm
6710-190-012	1.2mm
6710-190-010	1.0mm
6710-190-007	0.7mm
6710-190-004	0.4mm



クッシング 21cm*3

カタログ番号	チップ径
6710-210-020	2.0mm
6710-210-015	1.5mm
6710-210-012	1.2mm
6710-210-007	0.7mm



スコヴィルグリーンウッド 20cm*3

カタログ番号	チップ径
6710-200-015	1.5mm



SILVERglide® Accessories

シルバーグライド 滅菌トレイ

カタログ番号	
6700-002-000	2本収納
6700-005-000	5本収納
6700-010-000	10本収納

カタログ番号	
6700-000-001	チップガード 100個入
6700-000-002	ポリッシングクロス 10枚入



医療機器認証番号

販売名

*3 221AFBZX00039000

ストライカー社 バイポーラフォーセップス

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-29

YN/MI 1m 12/21

Copyright © 2021 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp