



**ICONIX**

## All-Suture Anchor Platform


**ICONIX オールスーチャー  
アンカーシステム**



# Features & Benefits

## IntelliBraid Technology

インプラント設置後は、スーチャー先端シースの形状変更によりアンカーとしての適切な固定力が期待できます。




## Minimal Bone Removal & Self Centering Technology

ICONIX ディスポーザブルドリルのセルフセンタリング (SC) 構造により、カーブドガイドを用いた際ドリル先端がガイドの中心に来るようにデザインされています。



【ドリル径比較】



## Instrumentation\*3

豊富な器械を揃えています。ガイドはストレートとカーブ (12°・25°) から用途に沿って選択可能です。また、インプラントの種類に合わせてカラーコーティングされている為、術中判別も容易です。



### 製品一覧

カタログ番号	製品名	規格
3910-500-512*1	ICONIX1 オールスーチャーアンカー 1.4mm	#2 フォースファイバー 1 本付
3910-500-522*1	ICONIX2 オールスーチャーアンカー 2.3mm	#2 フォースファイバー 2 本付
3910-500-532*1	ICONIX3 オールスーチャーアンカー 2.3mm	#2 フォースファイバー 3 本付
3910-500-525*1	ICONIX25 オールスーチャーアンカー 2.3mm	#5 フォースファイバー 2 本付
3910-500-568*2	ICONIX ドリル 1.4mm	ディスポーザブル
3910-500-569*2	ICONIX ドリル 2.3mm	ディスポーザブル

\*器械明細については、弊社セールスへお問合せください。

医療機器承認/認証/届出番号

- \*1 30100BZX00080000
- \*2 231AFBZX00036000
- \*3 13B1X10209000920

販売名

- ICONIX オールスーチャーアンカー
- ICONIX ドリル ディスポーザブル
- ICONIX オールスーチャーアンカー用手術器械

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-158  
YN/MI 2m 09/19

Copyright © 2019 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.com.jp/mp2/](http://www.stryker.com.jp/mp2/)