

ICONIX Family

All-Suture
Anchor
Platform


ICONIX オールスーチャーアンカーシステム



Features & Benefits

IntelliBraid Technology

インプラント設置後は、スーチャー先端シースの形状変更によりアンカーとしての適切な固定力が期待できます。




Minimal Bone Removal & Self Centering Technology

ICONIX ディスポーザブルドリルのセルフセンタリング (SC) 構造により、カーブドガイドを用いた際ドリル先端がガイドの中心に来るようにデザインされています。




【ドリル径比較】



Instrumentation*3

豊富な器械を揃えています。ガイドはストレートとカーブ (12°・25°) から用途に沿って選択可能です。また、インプラントの種類に合わせてカラーコーティングされている為、術中判別も容易です。



※器械明細については、弊社セールスへお問合せください。

Anchor Options

Force Fiber and XBraid TT

ICONIX*1



3910-500-512 #2 フォースファイバー 1 本付



3910-500-522 #2 フォースファイバー 2 本付



3910-500-532 #2 フォースファイバー 3 本付

カタログ番号	製品名	規格
3910-500-512	ICONIX1 オールスーチャーアンカー 1.4mm	#2 フォースファイバー 1 本付
3910-500-522	ICONIX2 オールスーチャーアンカー 2.3mm	#2 フォースファイバー 2 本付
3910-500-532	ICONIX3 オールスーチャーアンカー 2.3mm	#2 フォースファイバー 3 本付

ICONIX TT*1



3910-500-312 1.2mm XBRAID テープ 1 本付



3910-500-322 2.0mm XBRAID テープ 2 本付

カタログ番号	製品名	規格
3910-500-312	ICONIX TT1 オールスーチャーアンカー 1.4mm	1.2mm XBRAID テープ 1 本付
3910-500-322	ICONIX TT2 オールスーチャーアンカー 2.3mm	2.0mm XBRAID テープ 2 本付

医療機器承認/届出番号

*1 30100BZX00080000
*3 13B1X10209000920

販売名

ICONIX オールスーチャーアンカー
ICONIX オールスーチャーアンカー用手術器械

ICONIX Needles *1



3910-500-212
1.2mm XBRAID テープ 1 本付



3910-500-412
#2 フォースファイバー 1 本付



3910-500-222 2.0mm XBRAID テープ 2 本付



3910-500-422 #2 フォースファイバー 2 本付

カタログ番号	製品名	規格
3910-500-212	ICONIX1 NEEDLES オールスーチャーアンカー 1.4mm	1.2mm XBRAID テープ 1 本付
3910-500-412	ICONIX1 NEEDLES オールスーチャーアンカー 1.4mm	#2 フォースファイバー 1 本付
3910-500-222	ICONIX2 NEEDLES オールスーチャーアンカー 2.3mm	2.0mm XBRAID テープ 2 本付
3910-500-422	ICONIX2 NEEDLES オールスーチャーアンカー 2.3mm	#2 フォースファイバー 2 本付

ICONIX SPEED *1



3910-500-921 1.2mm & 2.0mm XBRAID テープ 各 1 本付



3910-500-920 2.0mm XBRAID テープ 2 本付



3910-500-931 1.2mm XBRAID テープ 3 本付



3910-500-922 #2 フォースファイバー 2 本付

カタログ番号	製品名	規格
3910-500-921	ICONIX SPEED オールスーチャーアンカー 2.3mm	1.2mm & 2.0mm XBRAID テープ 各 1 本付
3910-500-931	ICONIX SPEED オールスーチャーアンカー 2.3mm	1.2mm XBRAID テープ 3 本付
3910-500-920	ICONIX SPEED オールスーチャーアンカー 2.3mm	2.0mm XBRAID テープ 2 本付
3910-500-922	ICONIX SPEED オールスーチャーアンカー 2.3mm	#2 フォースファイバー 2 本付

Drill

3910-500-568 *2	ICONIX ドリル 1.4mm	ディスポーザブル
3910-500-569 *2	ICONIX ドリル 2.3mm	ディスポーザブル

	医療機器認証番号	販売名
*1	30100BZX00080000	ICONIX オールスーチャーアンカー
*2	231AFBZX00036000	ICONIX ドリル ディスポーザブル

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: SM1-1
YN/MI 2m 06/21

Copyright © 2021 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp