

SlingShot Champion SlingShot

Suture
Management
System



One portal, one instrument



SlingShot 45度 UP



SlingShot 70度 UP



45度 UP



70度 UP

SlingShot

- シャフト径4.0mm
- 先端径2.0mm
- 有効長207mm(45度)、203mm(70度)

Product highlights

- デバイスに引き込む縫合糸の長さ調整が可能… “糸取り” を容易にし、迅速な関節包縫合が行えます
- 同一ポータルから一つの器具で “糸取り” と “糸運び” を行うことができるため、手術時間短縮とコスト削減につながります
- 14G の先端針は、関節包 / 軟部組織を貫くのに十分な強度を有します



Champion SlingShot

- シャフト径4.0mm
- 先端径2.0mm
- 有効長155mm



製品リスト

カタログ番号	製品名	規格
CAT02589	PIVOT スリングショット	45度 UP
CAT02590	PIVOT スリングショット	70度 UP
CAT02854	CHAMPION スリングショット	45度 LEFT
CAT02855	CHAMPION スリングショット	45度 RIGHT
CAT02862	CHAMPION スリングショット	70度 UP

医療機器承認番号 販売名
230AFBZX00044000 ストライカー社 スーチャーパッサー

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-148
HS/SE 3m 07/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/