

# Universal collet

## ユニバーサルコレット

1つで2つの機能を兼ね備えた新コレット

ユニバーサルコレットでは、ワイヤーとピンの両サイズを把持することが可能になりました。このユニバーサルコレットは、汎用性の高いアタッチメントにより、手術室での作業効率を高めます。



### 高い汎用性

直径 0.7 ~ 3.2 mm のワイヤーとピンの両方に対応

### 革新性

ワイヤーとピンの挿入を補助するチャック形状採用により、セルフセンタリングが可能です

### 信頼性

操作性を考慮した、持ち手にフィットする新しいグリップデザインにより、強固にワイヤーを把持します

### 耐久性

剛性を増したステンレス製ジョーの採用により、長期間にわたって摩耗を抑制します

# More options than ever

## バリエーション豊富なオプション

ユニバーサルコレットは、TPX とシステム 8 コードレスドライバーの他、数多くのパワーツールとの互換性があります。



カタログ番号	製品名	規格
4500-125-000	ユニバーサルコレット*	コードレス / TPS ユニバーサルドライバー用 0.7-3.2mm
4500-126-000	アジャスタブルユニバーサルコレット**	コードレス / TPS ユニバーサルドライバー用 0.7-3.2mm

\*Non-adjustable \*\*Adjustable

医療機器届出番号 販売名  
13B1X10209000751 ストライカー社 ラージボーン用アタッチメント II

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-112  
YN/MI 2m 09/20

Copyright © 2020 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
**日本ストライカー株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)