

# Malis® Bipolar Generator SILVERGlide®

マリス バイポーラ凝固切開装置  
シルバークライド  
バイポーラフォーセプス



# Malis Bipolar Generator and Irrigator system

マリスバイポーラジェネレータ・イリゲータシステム



統合イリゲータ

ユーザープロファイルの設定が可能

大型のカラーディスプレイ

凝固・切開の出力設定が容易な  
調整ノブ

凝固と切開それぞれの出力波形を  
有するデュアルウェーブテクノロジー  
を採用

# Enhance your surgical performance

## with the Malis® Bipolar Generator and Irrigator system

マリス バイポーラ ジェネレータ・イリゲータ システムは、バイポーラ電気メスにおける最新の技術進歩を取り入れ、精度の高い出力コントロールとイリゲーションをワンパッケージで提供いたします。

### マリス バイポーラ ジェネレータ / イリゲータ システム

カタログ番号	製品名	規格
6700-313-500	STRYKER MALIS バイポーラ凝固切開装置* <sup>1</sup>	デュアルフットスイッチ・電源コード付
6700-313-600	STRYKER MALIS イリゲータ* <sup>2</sup>	電源コード・インターコネクタケーブル別売り
6700-100-001	STRYKER MALIS イリゲータ用電源コード	STRYKER MALIS バイポーライリゲータ用
6700-313-004	STRYKER MALIS イリゲータ用インターコネクタケーブル* <sup>1</sup>	
6700-313-700	NSE カート イリゲーションポール付	

### オプション品

カタログ番号	製品名	規格
6700-313-003	STRYKER MALIS シングルフットスイッチ* <sup>1</sup>	COAG モード 変換アダプタケーブル別売り
6700-313-304	変換アダプタケーブル* <sup>1</sup>	STRYKER MALIS シングルフットスイッチ用
6700-313-002	STRYKER MALIS デュアルフットスイッチ* <sup>1</sup>	CUT モード / COAG モード



デュアルフットスイッチ  
(切開モード・凝固モード)



シングルフットスイッチ  
(凝固モード)

### コード

カタログ番号	製品名	規格
6790-100-002	イリゲーションチューブ付バイポーラコード* <sup>4</sup>	10 本入 滅菌済 単回使用
6790-100-004	STRYKER MALIS イリゲータ用チューブ付バイポーラコード* <sup>4</sup>	10 本入 滅菌済 単回使用
6790-100-006	STRYKER MALIS バイポーラコード* <sup>4</sup>	10 本入 滅菌済 単回使用



#### 医療機器認証 / 届出番号 販売名

*1	229AFBZX00090000	バイポーラジェネレータ
*2	229AFBZX00083000	バイポーライリゲータ
*4	13B1X10209000890	バイポーラコード

# SILVERGlide®

## シルバークライドプロシリーズ

ハンドル：軽量で把持しやすく操作性が向上

ガイドストップ：チップ先のアライメントを整え、より正確なコントロールが可能に

シャフト：術野へのアクセスや可視性の改善が追求された極細で強固なシャフト



チップ：熱伝導性の高い銀を採用することで、凝固時の熱を素早く逃がし、焦げ付きや組織の付着を抑えます

### バヨネット型 14.5cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6730-145-004	0.4mm
6730-145-007	0.7mm
6730-145-010	1.0mm
6730-145-015	1.5mm



### バヨネット型 16cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6730-160-004	0.4mm
6730-160-007	0.7mm
6730-160-010	1.0mm
6730-160-012	1.2mm
6730-160-504	0.4mm 45度アップ



### バヨネット型 19cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6730-190-004	0.4mm
6730-190-007	0.7mm
6730-190-010	1.0mm
6730-190-012	1.2mm
6730-190-015	1.5mm
6730-190-020	2.0mm
6730-190-504	0.4mm 45度アップ
6730-190-512	1.2mm 45度アップ
6730-190-612	1.2mm 45度ダウン



### バヨネット型 22cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6730-220-004	0.4mm
6730-220-007	0.7mm
6730-220-012	1.2mm
6730-220-015	1.5mm
6730-220-020	2.0mm
6730-220-107	0.7mm 15度アップ
6730-220-307	0.7mm 30度アップ
6730-220-507	0.7mm 45度アップ
6730-220-512	1.2mm 45度アップ
6730-220-607	0.7mm 45度ダウン
6730-220-612	1.2mm 45度ダウン



### バヨネット型 24cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6730-240-004	0.4mm
6730-240-007	0.7mm
6730-240-012	1.2mm
6730-240-015	1.5mm
6730-240-020	2.0mm
6730-240-507	0.7mm 45度アップ
6730-240-607	0.7mm 45度ダウン
6730-240-807	0.7mm 80度アップ
6730-240-907	0.7mm 80度ダウン



### バヨネット型 28cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6730-280-012	1.2mm
6730-280-015	1.5mm



### ストレート型バヨネット 19cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6735-190-007	0.7mm
6735-190-010	1.0mm
6735-190-310	1.0mm 30度アップ
6735-190-320	2.0mm 30度アップ



## シルバークライドキーホール

### キーホールバヨネット型 14cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6750-140-007	0.7mm
6750-140-004	0.4mm



### キーホールバヨネット型 17cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6750-170-012	1.2mm
6750-170-007	0.7mm
6750-170-004	0.4mm



### キーホールバヨネット型 20cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6750-200-015	1.5mm
6750-200-012	1.2mm
6750-200-007	0.7mm
6750-200-004	0.4mm



### キーホールバヨネット型 23cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6750-230-015	1.5mm
6750-230-012	1.2mm
6750-230-007	0.7mm
6750-230-307	0.7mm (30度アップ)
6750-230-107	0.7mm (15度アップ)



### キーホールバヨネット型 25cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6750-250-015	1.5mm
6750-250-012	1.2mm
6750-250-007	0.7mm
6750-250-807	0.7mm (80度アップ)
6750-250-907	0.7mm (80度ダウン)
6750-250-507	0.7mm (45度アップ)
6750-250-607	0.7mm (45度ダウン)



### キーホールバヨネット型 28cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6750-280-015	1.5mm
6750-280-012	1.2mm



医療機器認証番号 販売名

\*3 221AFBZX00039000 ストライカー社 バイポーラフォーセップス

## シルバーグライドイリゲーション



### バヨネット型 25cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6740-250-012	1.2mm
6740-250-007	0.7mm

### バヨネット型 22cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6740-220-012	1.2mm
6740-220-007	0.7mm

### バヨネット型 19cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6740-190-012	1.2mm
6740-190-007	0.7mm

## シルバーグライドプレジジョン

### ストレート型 18cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6725-180-010	1.0mm
6725-180-007	0.7mm



### バヨネット型 15.5cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6720-155-015	1.5mm
6720-155-012	1.2mm
6720-155-007	0.7mm
6720-155-004	0.4mm



### バヨネット型 19cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6720-190-020	2.0mm
6720-190-015	1.5mm
6720-190-010	1.0mm
6720-190-007	0.7mm
6720-190-004	0.4mm



### バヨネット型 22cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6720-220-020	2.0mm
6720-220-015	1.5mm
6720-220-012	1.2mm
6720-220-007	0.7mm
6720-220-004	0.4mm



### バヨネット型 24cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6720-240-020	2.0mm
6720-240-015	1.5mm
6720-240-012	1.2mm
6720-240-007	0.7mm
6720-240-004	0.4mm



## シルバークライドスタンダード

### ジュエラー 10cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6715-100-007	0.7mm
6715-100-004	0.4mm



### アドソン 12.5cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6715-125-012	1.2mm
6715-125-007	0.7mm
6715-125-004	0.4mm



### クッシング 19cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6710-190-020	2.0mm
6710-190-015	1.5mm
6710-190-012	1.2mm
6710-190-010	1.0mm
6710-190-007	0.7mm
6710-190-004	0.4mm



### クッシング 21cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6710-210-020	2.0mm
6710-210-015	1.5mm
6710-210-012	1.2mm
6710-210-007	0.7mm



### スコヴィルグリーンウッド 20cm<sup>\*3</sup>

カタログ番号	チップ径
6710-200-015	1.5mm



## SILVERGlide® Accessories

### シルバークライド 滅菌トレイ

カタログ番号	
6700-002-000	2本収納
6700-005-000	5本収納
6700-010-000	10本収納

カタログ番号	
6700-000-001	チップガード 100個入
6700-000-002	ポリッシングクロス 10枚入



医療機器認証番号

販売名

\*3 221AFBZX00039000

ストライカー社 パイポラフォーセップス

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-29

YN/MI 4m 02/19

Copyright © 2019 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: [Stryker medical professional site](http://Stryker.medical.professional.site)

[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)