

Resurfacing tool

Cutting accessories

リサーフェシング ツール

シングルフルートデザイン

骨および骨関連組織の優れた切断と成形を実現



One cutting edge with four benefits:

単一のカッティングエッジが優れた性能を実現




Accuracy
Chatter
Cut speed
Clogging

切削精度の向上
チャタリングの防止
カットスピードの向上
目詰まりの抑制

軟骨や骨をクリアにカットする 革新的デザイン

一端がカット、もう一端がクリーニングの役割をして
クリアな切断面を実現



Ordering information

1900-015-025

リサーフェシングツール エッグ型
径 2.5mm



ヘッド径	ヘッド長	全長
2.5mm	9.9mm	54mm

1900-015-040

リサーフェシングツール エッグ型
径 4.0mm



ヘッド径	ヘッド長	全長
4mm	11.2mm	54mm

1900-010-040

リサーフェシングツール ラウンド型
径 4.0mm



ヘッド径	ヘッド長	全長
4mm	4.2mm	54mm

医療機器認証番号 販売名
226AFBZX00017000 ストライカー社 骨切削バー

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-34
YN/MI 2m 05/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/