

stryker

# RemB™/CORE2

## Consolidated Operating Room Equipments

レムB/コア2 電動マイクロドリルシステム



# RemB™/CORE2 Consolidated Operating Room Equipments

術者の意に添った高い機能性で、手術室の最適化を実現します。  
「CORE」"コア"これまでにない医療現場の新しいスタンダードです。

多彩なハンドピースにより、手の外科・足の外科・脊椎外科・スポーツ整形をはじめとする整形外科、脳神経外科・耳鼻咽喉科・口腔外科・形成外科など、様々な領域でのボーンサージェリーに対応します。



## 仕様

寸法	W:330.2×D:442.0×H:137.2mm
重量	7.8kg
電源	100V 50-60Hz 6.0A
タッチスクリーン	あり
音量調整	あり
消費電力	600VA

## カスタマイズやマルチコネクション機能など、 ハンドピースの性能を引き出す充実の機能。

### パワーコントロール カスタマイズ



カラータッチパネルの採用により、設定・操作が簡単。  
起動時の立ち上がり・停止時のパワー調整が可能。

(例) 起動時はゆっくりとした回転からスタートさせ、停止時は  
瞬時にストップさせるなどのカスタマイズが可能。

### I. D Touch ソフトウェア

ドリルのトルクコントロール設定が可能です。

### ユーザーカスタマイズ プログラム

ハンドピースの設定を術者の好みに応じて個別にプログラムできます。  
術前に予め設定しておけば使用毎に設定する煩雑さを軽減します。  
しかも、ハンドピースの接続なしに設定が可能です。

### マルチコネクション機能



3本のハンドピースをコンソール  
に接続し、フットスイッチにより  
選択操作ができます。  
また、同時に2本のハンドピース  
を作動させることができます。

### ハンドピース自動認識機能

ハンドピースをコンソールに接続するだけで、ハンドピースの機種を認識し  
自動設定を行います。

### 着脱式ハンドスイッチ

各種ハンドピースは、ハンドスイッチが装着でき、フットスイッチとの選択が可能。  
ハンドスイッチを使えばマイクロサージェリーで要求されるより繊細な  
スイッチコントロールが可能です。

### 豊富なアクセサリ



様々な形状・サイズのドリル先・  
バー先・鋸刃などのアクセサリ  
を取り揃えていますので適用部  
位、用途に応じて選択いただけま  
す。アクセサリ類は滅菌包装さ  
れたシングルユースタイプです。

# RemB™/CORE2 Consolidated Operating Room Equipments



**5400-052-000<sup>1)</sup>**  
コア2 コンソール  
**0996-851-011**  
コア2 コンソール パワーコード



**5402-007-000<sup>1)</sup>**  
コア2 フットスイッチ



**OR-5100-004**  
TPS 標準ケーブル



**6400-099-000<sup>3)</sup>**  
レム B ユニバーサルドライバー

**6400-099-0005<sup>3)</sup>**  
レム B ユニバーサルドライバーセット ワイヤークレット付

**OR-4100-62<sup>4)</sup>**  
ワイヤークレット (0.7-1.8mm)



**6400-062-000<sup>3)</sup>**  
レム B ワイヤードライバー



**OR-4100-125<sup>4)</sup>**  
ピンコレット (2.0-3.2mm)

**4100-126-000<sup>4)</sup>**  
ピンコレット サイズアジャスタブル

## <オプション>



**5400-050-001<sup>2)</sup>**  
コア イリゲーション カセット シングル 10個入

**5400-050-002<sup>2)</sup>**  
コア イリゲーション カセット デュアル 10個入

**5290-075-000<sup>2)</sup>**  
コア シェーバー用 イリゲーション カセット 10個入



**6400-276-000**  
レム B 滅菌ケース スモール

**6400-277-000**  
レム B 滅菌ケース ミディアム



**6700-313-700**  
NSEカート イリゲーションポール付



**6400-034-000<sup>3)</sup>**  
レム B サジタルソー

**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ



**6400-015-000<sup>3)</sup>**  
レム B マイクロドリル

**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ



**5290-601-200<sup>5)</sup>**  
エセックスハンドピース



**0375-701-500<sup>6)</sup>**  
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ 無し

**0375-704-500<sup>6)</sup>**  
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ付



**0375-708-500<sup>6)</sup>**  
フォーミュラー180シェーバーハンドピース ハンドスイッチ付

医療機器認証/届出番号

- 1) 230AFBZX00051000
- 2) 13B1X10209000660
- 3) 222AFBZX00149000
- 4) 13B1X10209000751
- 5) 13B1X10209000697

販売名

- ストライカー社 CORE2システム
- CORE イリゲーション カセット
- RemB/ハンドピース
- ストライカー社 ラージボーン用アタッチメントII
- ストライカー 鼻科用シェーブシステム

医療機器認証/届出番号

- 6) 13B1X10209000672
- 7) 13B1X10209000750
- 8) 227AFBZX00044000
- 9) 13B1X10209000868

販売名

- ストライカー シェーブシステム
- ストライカー社 ドリルアタッチメントII
- シグネチャー電動式ドリルシステム
- シグネチャードリルアタッチメント



**OR-4100-110<sup>4)</sup>**  
AO/SYNTHES ドリル



**4505-133-000<sup>4)</sup>**  
6.4MM キーレスチャック



**4100-120-000<sup>4)</sup>**  
Tラッチアタッチメント



**OR-4100-131<sup>4)</sup>**  
ヤコブドリル 6.4mm



**4505-134-000<sup>4)</sup>**  
4.0MM キーレスチャック



**4100-700-000<sup>4)</sup>**  
TPS ハイスピード バーアタッチメント 1:20



**OR-4100-132<sup>4)</sup>**  
ヤコブドリル 4mm



**OR-4100-210<sup>4)</sup>**  
AO/SYNTHES リーマー



**OR-4100-135<sup>4)</sup>**  
ハドソン 改良型 トリנקルドリル



**OR-4100-260<sup>4)</sup>**  
トリנקルリーマー



**OR-4100-400<sup>4)</sup>**  
サジタル 鋸 アタッチメント



**OR-4100-160<sup>4)</sup>**  
トリנקルドリル



**OR-4100-231<sup>4)</sup>**  
ヤコブスリーマー 6.4mm



**OR-4100-235<sup>4)</sup>**  
ハドソン 改良型 トリנקルリーマー



**6400-031-000<sup>3)</sup>**  
レム B オシレーティングソー



**6400-037-000<sup>3)</sup>**  
レム B レシプロケーティングソー

**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ

**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ



**5100-015-270<sup>7)</sup>**  
マイクロドリルストレート  
アタッチメント2ロング



**5100-015-250<sup>7)</sup>**  
マイクロドリルストレート  
アタッチメント2ミディアム



**5100-015-272<sup>7)</sup>**  
マイクロドリルアングル  
アタッチメント2ロング



**5100-015-252<sup>7)</sup>**  
マイクロドリルアングル  
アタッチメント2ミディアム

**5407-100-000<sup>8)</sup>**

シグネチャー パイドライブ ドリル



**5407-120-450<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 7cm



**5407-120-452<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 7cm

**5407-300-000<sup>8)</sup>**

シグネチャー パイドライブ プラス  
ドリル



**5407-120-470<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 12cm



**5407-120-472<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 12cm

**5400-121-000<sup>8)</sup>**

シグネチャー パイドライブ プラス/  
コア セーバー ハンドスイッチ



**5407-120-480<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 14cm



**5407-120-482<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 14cm



**5407-120-484<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートフーデットアタッチメント 14cm



**5407-120-486<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 17cm



**5407-120-485<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 17cm



**5407-120-492<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 20cm



**5407-120-490<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 20cm

**5407-010-270<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

**5407-010-272<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

\*バーガード付アタッチメント

# RemB™/CORE2 Consolidated Operating Room Equipments

## レムB ユニバーサルドライバー

- 最高回転数 1,500 RPM  
<TPSとの比較>  
・トルク 40% UP
- 歴代のコードレスドライバーとアタッチメント共用
- オシレーション機能追加

### ワイヤー&ピンコレット



**6400-099-000<sup>3)</sup>**  
レム B ユニバーサルドライバー  
**6400-099-0005<sup>3)</sup>**  
レム B ユニバーサルドライバーセット  
ワイヤーコレット付



**OR-4100-125<sup>4)</sup>**  
ピンコレット(2.0~3.2mm)  
**OR-4100-62<sup>4)</sup>**  
ワイヤーコレット(0.7~1.8mm)  
**4100-126-000<sup>4)</sup>**  
ピンコレット サイズアジャスタブル

### ドリルアタッチメント



**OR-4100-110<sup>4)</sup>**  
AO/SYNTHESドリル



**OR-4100-131<sup>4)</sup>**  
ヤコブスドリル 6.4mm



**OR-4100-132<sup>4)</sup>**  
ヤコブスドリル 4mm



**4505-133-000<sup>4)</sup>**  
6.4MM キーレスチャック



**4505-134-000<sup>4)</sup>**  
4.0MM キーレスチャック



**OR-4100-135<sup>4)</sup>**  
ハドソン 改良型 トリクルドリル



**OR-4100-160<sup>4)</sup>**  
トリクルドリル



**4100-120-000<sup>4)</sup>**  
Tラッチ アタッチメント



**4100-700-000<sup>4)</sup>**  
TPS ハイスピード バーアタッチメント 1:20

### リーマーアタッチメント



**OR-4100-210<sup>4)</sup>**  
AO/SYNTHES リーマー



**OR-4100-260<sup>4)</sup>**  
トリクルリーマー



**OR-4100-231<sup>4)</sup>**  
ヤコブスリーマー 6.4mm



**OR-4100-235<sup>4)</sup>**  
ハドソン 改良型 トリクルリーマー



**OR-4100-400<sup>4)</sup>**  
デジタル 鋸 アタッチメント

### サジタルアタッチメント

## レムB マイクロソー

### レムB サジタルソー

- 最高回転数 25,000 CPM  
<TPSとの比較>  
・トルク 40% UP
- ローテティングヘッド機能
- ブレードマウント機能

#### ローテティングヘッド・ブレードマウント機能



ヘッド 0度  
ブレード 0度



ヘッド 45度  
ブレード 45度



ヘッド 90度  
ブレード 90度



ヘッド 45度  
ブレード 90度



**6400-034-000<sup>3)</sup>**  
レム B サジタルソー  
**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ

**5400-034-500<sup>10)</sup>**  
コア イリゲーションクリップ  
コアサジタルソー用

### レムB オシレーティングソー

- 最高回転数 20,000 CPM  
<TPSとの比較>  
・32% 軽量化  
・15% サイズダウン  
・クレセントティックアダプター不要
- New ブレードマウント機能



**6400-031-000<sup>3)</sup>**  
レム B オシレーティングソー  
**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ

**5400-031-500<sup>10)</sup>**  
コア イリゲーションクリップ  
コアオシレーティングソー用

### レムB レシプロソー

- 最高回転数 14,000 CPM  
<TPSとの比較>  
・16% 軽量化  
・11% サイズダウン  
・振幅長 7% UP



**6400-037-000<sup>3)</sup>**  
レム B レシプロケーティングソー  
**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ

**5400-037-500<sup>10)</sup>**  
コア イリゲーションクリップ  
コアレシプロソー用

### ワイヤードライバー

- 最高回転数 2,000 RPM  
・重量 500g ・0.7~1.6mm 対応



**6400-062-000<sup>3)</sup>**  
レム B ワイヤードライバー

医療機器認証/届出番号	販売名
2) 13B1X10209000660	CORE イリゲーション カセット
3) 222AFBZX00149000	RemBハンドピース
4) 13B1X10209000751	ストライカー社 ラージボーン用アタッチメントII
5) 13B1X10209000697	ストライカー 鼻科用シェーブシステム
6) 13B1X10209000672	ストライカー シェーブシステム

医療機器認証/届出番号	販売名
7) 13B1X10209000750	ストライカー社 ドリルアタッチメントII
8) 227AFBZX00044000	シグネチャー電動式ドリルシステム
9) 13B1X10209000868	シグネチャードリルアタッチメント
10) 13B1X10209000706	オート イリゲーションポンプ

## レムB マイクロドリルハンドピース

- 最高回転数 50,000 RPM
- 脱着可能型ハンドスイッチ
- MDアタッチメント  
J ノッチとストレートシャンクに対応



**6400-015-000<sup>3)</sup>**  
レム B マイクロドリル

**6400-009-000<sup>3)</sup>**  
レム B ハンドスイッチ

## マイクロドリルアタッチメント (MDシリーズ)



**5100-015-270<sup>7)</sup>**  
マイクロドリル ストレートアタッチメント2  
ロング



**5100-015-250<sup>7)</sup>**  
マイクロドリル ストレートアタッチメント2  
ミディアム

**5100-015-251<sup>7)</sup>**  
TPSイリゲーションクリップ ミディアム マイクロアタッチメント2用



**5100-015-272<sup>7)</sup>**  
マイクロドリル アングラアタッチメント2  
ロング



**5100-015-252<sup>7)</sup>**  
マイクロドリル アングラアタッチメント2  
ミディアム

**5100-015-271<sup>7)</sup>**  
TPSイリゲーションクリップ ロング マイクロドリルアタッチメント2用

## オプション

### イリゲーションカセット



- 5400-050-001<sup>2)</sup>**  
コア イリゲーション カセット シングル 10個入
- 5400-050-002<sup>2)</sup>**  
コア イリゲーション カセット デュアル 10個入
- 5290-075-000<sup>2)</sup>**  
コア シェーバー用 イリゲーション カセット 10個入
- OR-5100-50-28**  
コア イリゲーションボール

### イリゲーションクリップ



※品番は、各ハンドピースの掲載箇所にてご確認ください。

## Signature



**5407-100-000<sup>8)</sup>**  
シグネチャー バイドライブ ドリル

**5407-300-000<sup>8)</sup>**  
シグネチャー バイドライブ プラスドリル

**5400-121-000<sup>8)</sup>**  
シグネチャー バイドライブ プラス/コア セーバー ハンドスイッチ

## シグネチャーアタッチメント



**5407-120-450<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 7cm



**5407-120-470<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 12cm



**5407-120-480<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 14cm



**5407-120-484<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートフーデットアタッチメント 14cm



**5407-120-485<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 17cm



**5407-120-490<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 20cm

\* バーガード付アタッチメント



**5407-120-452<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングラアタッチメント 7cm



**5407-120-472<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングラアタッチメント 12cm



**5407-120-482<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングラアタッチメント 14cm



**5407-120-486<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングラアタッチメント 17cm



**5407-120-492<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート アングラアタッチメント 20cm

**5407-010-270<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

**5407-010-272<sup>9)</sup>**  
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

## ESSx

### ■ エセックスハンドピース



**5290-601-200<sup>5)</sup>**  
エセックスハンドピース

## フォーミュラー シェーバー

### ■ 整形外科用シェーバーハンドピース



**0375-701-500<sup>6)</sup>**  
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ 無し



**0375-704-500<sup>6)</sup>**  
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ付



**0375-708-500<sup>6)</sup>**  
フォーミュラー180シェーバーハンドピース ハンドスイッチ付



**6400-276-000**  
レムB 滅菌ケース スモール



**6400-277-000**  
レムB 滅菌ケース ミディアム



**6400-278-000**  
レムB 滅菌ケース ラージ

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-37  
CS/IB 2m 04/20

Copyright © 2020 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本ストライカー株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)