

# 50-S Sweep


## radiofrequency ablation probe

### サーファスエナジー 50度サクション付 RE プローブ



#### Product highlights

- 先端 50 度のデザインが、より膝関節・股関節内でのアプローチを容易にします
- 新たに開発されたサクション吸引口 -dog-bone shape- は、切除物の詰りを最小限に抑え、多方向からの吸引を実現します
- フラットかつ薄い電極による強力なプラズマ層が安定かつスピーディーな切除 / 凝固を可能にします



カタログ番号	製品名	規格
0279-351-650	サーファスエナジー プローブ	50-S SWEEP サクション 径 3.5mm
0279-351-653	サーファスエナジー プローブ	50-S SWEEP XL サクション 径 3.5mm

医療機器認証番号 販売名  
222AFBZX00108000 クロスファイアー

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-157  
EA/SJ 0m 07/19

Copyright © 2019 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.com.jp/mp2/](http://www.stryker.com.jp/mp2/)