


Endo Cart

エンドカート4



※クレーンアームは別売り
オプション品となります。

カタログ番号	製品名 / 規格
F-NSK-006-00	エンドカート 4
(オプション)	
F-NSK-006-301	クレーンアーム (延長アーム付)
F-NSK-006-310	SPY-PHI 取付ブラケット
FT-0002	ボンベラック 2個1組 フジフレックス製カート用
MET-1600	6.7L ボンベラック 2個1組

仕様一覧

本体寸法	W650 × D680 × H1,430mm
本体重量	100kg
定格入力	AC100V 50/60Hz 15A
定格出力	最大 14A
保護設置プラグ付	
保護設置付コンセント	10口 (AC出力4口/アイソレーション出力6口 合計最大 5.5A、AC出力4口合計最大 8.5A)
サーキットプロテクタ	125V/15A
トランス	入力 100V 出力 100V/6A

許容荷重

棚一段あたり	25kg (合計 6段)
モニターアーム	20kg/1本 最大 2本取付可能
合計最大	150kg



F-NSK-006-301



F-NSK-006-310



FT-0002



MET-1600

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-165
YN/MI 2m 08/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000
www.stryker.com/jp

製造業者

株式会社 フジフレックス

630-0142 奈良県生駒市北田原町1067-25
P 0743 72 3388