


Reflex Hybrid UG

Anterior Cervical Plating System

Reflex Hybrid UG サービカルシステム




Reflex Hybrid UG

頚椎前方プレートに求められるロープロファイル、かつシンプルなシステム

1つのシステムで **Constrained**、**Semi-Constrained**、**Hybrid** の3つのコンストラクトが選択可能


Simple Design

- 余分なパーツを不要としたシンプルなプレートデザイン
- スムーズなプレートデザインにより、周囲の軟部組織への刺激を軽減
- 開窓部により、移植骨の視認性を確保





One Step Locking

- プレートに内蔵されたロッキングリングにより、ワンステップでのスクリューロッキングが可能



Low Profile

- コンストラクトの強度を保ち、2.1mmという薄さを実現
- プレートから突出しないロープロファイルなスクリューデザイン



Reflex Hybrid UG

Anterior Cervical Plating System


Screw Variation

- コンセプトに合わせ、バリエابلアングル又はフィックスドアングルの選択が可能
- 手技に合わせ、セルフタップ又はセルフドリルの選択が可能

スクリュータイプ	バリエابلアングル	フィックスドアングル
4.0mm セルフタップ		
4.0mm セルフドリル		
4.5mm セルフタップ		


Screw Angle

- 横断面で8°内側に刺入されたスクリューとプレートが形成する三角形状により、スクリュー引き抜き強度を向上





フィックスドアングルスクリュー

- スクリュー刺入角度は、頭尾側端にてプレート垂直位から頭側又は尾側に8°、中央にて0°



バリエابلアングルスクリュー

- プレートに対し8°を基準に、 $\pm 6^\circ$ 、プレートと垂直位から2°~14°の自由度を許容



医療機器承認番号

販売名

21600BZY00623000**

REFLEXサービカルシステム

22100BZX01020000***

Reflex Hybrid UG サービカルシステム

Screw

フィックスドアングルスクリュー**

カタログ番号	タイプ	サイズ	色
48674010	セルフ タップ	径4.0mm 10mm	紫紅
48674012		径4.0mm 12mm	
48674014		径4.0mm 14mm	
48674016		径4.0mm 16mm	
48674512	セルフ タップ	径4.5mm 12mm	橙
48674514		径4.5mm 14mm	
48674516		径4.5mm 16mm	
48654010	セルフ ドリル	径4.0mm 10mm	紫
48654012		径4.0mm 12mm	
48654014		径4.0mm 14mm	
48654016		径4.0mm 16mm	



バリエブルアングルスクリュー***

カタログ番号	タイプ	サイズ	色
48694010	セルフ タップ	径4.0mm 10mm	青緑
48694012		径4.0mm 12mm	
48694014		径4.0mm 14mm	
48694016		径4.0mm 16mm	
48694512	セルフ タップ	径4.5mm 12mm	緑
48694514		径4.5mm 14mm	
48694516		径4.5mm 16mm	
48644010	セルフ ドリル	径4.0mm 10mm	青
48644012		径4.0mm 12mm	
48644014		径4.0mm 14mm	
48644016		径4.0mm 16mm	



Plate

プレート***

カタログ番号	タイプ	サイズ
48651112	1レベル	12mm
48651114		14mm
48651116		16mm
48651118		18mm
48651120		20mm
48651122		22mm
48651224	2レベル	24mm
48651226		26mm
48651228		28mm
48651230		30mm
48651232		32mm
48651234		34mm
48651237		37mm
48651240		40mm
48651243		43mm
48651246		46mm



カタログ番号	タイプ	サイズ
48651339*	3レベル	39mm
48651342*		42mm
48651345		45mm
48651348		48mm
48651351		51mm
48651354		54mm
48651357		57mm
48651360		60mm
48651363		63mm
48651366*		66mm
48651369*	4レベル	69mm
48651460*		60mm
48651464*		64mm
48651468*		68mm
48651472*		72mm
48651476*		76mm
48651480*		80mm
48651484*		84mm



*在庫をお問い合わせ下さい。

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。
®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: SP1-84
CS/IB 1m 06/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/