

Atraumatic Meniscus Grasper

無傷性半月板修復鉗子



Product highlights

- フィブリンクロットを適切に至適位置へ留置
- 手加工処理による先端無傷性形状が愛護的に組織を把持
- ロッキングした半月板の整復操作も容易
- 関節鏡下で識別しやすい目盛付メジャー

カタログ番号	製品名	規格
TK-001*1	無傷性半月板修復鉗子	先長 13mm
TK-002*1	無傷性半月板修復鉗子	先長 10mm
TK-003*2	関節鏡下用メジャー	

医療機器届出番号	販売名
*1 13B3X00253000060	半月板修復鉗子（修復用及びフィブリンクロット誘導用）
*2 13B3X00253000061	メジャー

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: SM1-5
EA/SJ/SS 1m 06/21

Copyright © 2021 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
有限会社 一木医療器製作所

販売業者
日本stryker株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp