


stryker

# Stryker trackerless automatic registration

## SpineMask Tracker

Spineマスクトラッカー




Automatic registration with the  
intraoperative 3D C-arm images  
integration

AIM (Automatic Intraoperative Mask)



## 患者背側に貼られたマスクに 搭載されたLEDをシステムが認識

トラッカーレスによる  
マスクレジストレーション



カタログ番号	品名	規格
6002-390-000	Spineマスクトラッカー	1箱2枚入
医療機器承認番号	販売名	
22600BZX00098000	ストライカーNAV 3 i プラットフォーム	

術中イメージングと併用することにより、  
Nonトラッカー、Nonレジストレーションで  
ナビゲート



各ナビゲーションモジュールの専用器械ならびに組合せ、構成に  
つきましてはお問合せください。  
仕様、形状等は予告なく変更する可能性があります。

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、stryker・グループの登録商標です。

Literature Number: LN1-21  
KS/SJ/SS 0.5m 04/17

Copyright © 2017 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)