

stryker

System 9

Cordless driver & SABO



Doing it all is our speciality

様々な手技に対応する 考え抜かれた構造

本システムはスポーツ整形、トラウマ用に開発された製品です。執刀医が必要とするパワーを存分に発揮し、また長時間稼働するバッテリーを採用しています。

SABO 骨鋸

システム9のSABO骨鋸は、様々な手術に適したカッティング速度と制御、精度を実現します。

コードレスドライバー

システム9コードレスドライバーを使用すれば、ドリリングやカッティング、リーミングを行うことができます。またストライカーのPOWEReamテクノロジーにより、難易度が高いリーミング手技に必要な高出力のトルクを得ることができます。

ストライカーの40年以上にわたって築き上げられたバッテリー式パワーツールに関する知識と経験を活用することにより、ストライカー初のワイヤレスチャージャー、バッテリー、そしてハンドピースを生み出しました。



POWEReam テクノロジー

高出力のトルクで得られるパワー

システム9のコードレスドライバーではPOWEReamテクノロジーを採用し、トルクアップが可能です。

そのため、1台のハンドピースでスポーツ整形、トラウマのリーミング手技を行うことができます。

軽量のコードレスドライバーハンドピース*をPOWEReamテクノロジーと組み合わせることにより、トルクの向上を実現しました*。



AOアタッチメント
4405-210-000



ハドソン アタッチメント
4405-213-000



ヤコブス 6.4mmアタッチメント
4405-231-000



ハドソン/改良型トリンクル
4405-235-000



トリンクル アタッチメント
4405-260-000



ハンドピース

綿密に考え抜かれたデザイン

手のひらにフィットするバランスの良いデザインで、カッティング時の圧を軽減するようにデザインしています。

耐久性

水圧や刺激の強い化学薬品にさらされることで、耐久性を考慮して設計されたPower toolsでも時間の経過とともに摩耗してしまいますが、これまでとは異なります。パフォーマンスを持続させるために、ハンドピースは陽極酸化表面処理を施し、防水性能試験ではIPX 9の基準を達成しました。

セーフティポケットの改良

誤作動を防ぐよう、より安全に配慮した設計をしています。

バッテリー

触覚・視覚フィードバックを通じた効率性の実現

- ✔ 視認性向上の為に、システム9バッテリーインジケータをより明るく変更
- ✔ ハンドピースとバッテリーの接続部はツイストロックを採用
- ✔ システム9バッテリーは、45日間保管しても性能を維持

* リーミングアタッチメント付コードレスドライバー、サジタルソーアタッチメント付コードレスドライバーと比べた場合

	手技	コードレス ドライバー	SABO 骨鋸
手		✔	✔
手首		✔	✔
肘		✔	✔
胸骨		✔	✔
肩		✔	
膝		✔	✔
足首		✔	✔
膝		✔	✔
股関節		✔	✔

ワイヤレスバッテリーチャージャー

シリーズ史上初のワイヤレスバッテリーチャージャーは、手術室内のエクスペリエンスをスマート化し、作業効率化を実現する第一歩です。

- 一度に6個のバッテリーが充電できるチャージングステーション
- 手術室スタッフのワークフローに合わせ、様々な充電方式に対応可能なデザイン
- バッテリーの充電状態を術前に確認可能
- シンプルなユーザーインターフェース
- 滅菌ケースやラップ越しに、滅菌状態を維持したままバッテリーの充電が可能



ハンドピース、バッテリー

カタログ番号	品名
4605-000-000	システム9 コードレスドライバードライブハンドピース
4608-000-000	システム9 SABO ソードハンドピース
9110-120-000	システム9 滅菌バッテリーチャージャー
9212-000-000	システム9 滅菌バッテリー スモール
9215-000-000	システム9 滅菌バッテリー ラージ

コードレスドライバードライブアタッチメント

カタログ番号	品名	規格
4505-133-000	6.4mm キーレスチャック	
4505-134-000	4.0mm キーレスチャック	
OR-4100-131	ヤコブスドリル 6.4mm	
OR-4100-132	ヤコブスドリル 4.0mm	
4405-210-000	POWERCAM AO アタッチメント	
4405-213-000	POWERCAM ハドソン アタッチメント	
4405-231-000	POWERCAM ヤコブス 6.4mm アタッチメント	
4405-235-000	POWERCAM ハドソン/改良型トリンクル	
4405-260-000	POWERCAM トリンクル アタッチメント	
4500-125-000	ユニバーサルコレット	0.7-3.2mm
4500-126-000	アジャスタブルユニバーサルコレット	0.7-3.2mm
4100-225-000	ピンコレット 3.2-4.0mm	
OR-4100-110	AO ドリル	コードレス/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
4100-120-000	T-Latch	T ラッチアタッチメント
OR-4100-135	ハドソン 改良型トリンクルドリル	4100/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
OR-4100-160	トリンクルドリル	4100/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
OR-4100-210	AO リーマー	コードレス/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
OR-4100-231	ヤコブスリーマー	6.4mm
OR-4100-235	ハドソン 改良型トリンクルリーマー	4100/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
OR-4100-260	トリンクルリーマー	4100/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
4100-215-000	DHS リーマー	
OR-4100-355-000	ラジオールセントドライブアタッチメント	
OR-4100-400	サジタル 鋸 アタッチメント	4100/TPS ユニバーサルドライバードライブ用
4100-410-000	ラジオールセントアダプター	REF511.30用
4100-600-000	バーアタッチメント	1:1
4100-700-000	TPS ハイスピードバーアタッチメント	1:20
4100-131-132	ユニバーサルヤコブスチャックキー	4mm/6.4mm 兼用
1331-001-009	ヤコブスチャックキー	6.4mm 用
OR-1355-5	ヤコブスチャックキー	4mm 用

医療機器認証/届出番号	販売名
305AFBZX00007000	システム9
13B1X10209000708	ストライカー社 ラージボーンアタッチメント
13B1X10209000751	ストライカー社 ラージボーンアタッチメント II
226AFBZX00019000	ストライカー社 骨鋸刃

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IT01-119
NY/IB 3m 07/23

Copyright © 2023 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp