

# Reliability for all

## Laparoscopic procedures

内視鏡外科手術器具

- ▶ 360°回転シャフト
- ▶ インサートの着脱可能なモジュラーデザイン



# Laparoscopic procedures

従来のメタルハンドルに、ポリマー素材を使用した PEEK (ピーク) ハンドルを追加し、豊富なバリエーションのインサートとの組み合わせにより様々なニーズに対応。

\* PEEK® は英国ビクトレックス (VICTREX) 社の登録商標です。

## ● 絶縁シャフト

耐久性と安全性の向上  
絶縁シャフト採用

## ● 360度回転シャフト

指一本で容易なコントロールが可能  
把持力により回転抵抗が可変


## ● ハンドルデザイン

操作性を考慮したハンドル形状  
バランスの良いホールド性で  
疲労を軽減



## ● モデューラードesign

インサートの着脱が可能  
容易なクリーニングとメンテナンス



# 5 mm Laparoscopic instruments

## インサート用ハンドル



ピークモノポーラハンドル  
33cm 0250-080-617\*1



ピークマルチファンクションハンドル  
33cm 0250-181-106\*1



モノポーラハンドル  
33cm SR-250-80-233\*1



ラチェット付ハンドル非絶縁型  
33cm SR-250-80-234\*2

## 把持鉗子 インサート



鋸歯型把持鉗子  
33cm 0250-080-286\*1



アトラウマチック  
把持鉗子シングルアクション  
33cm 0250-080-310\*1



アトラウマチック  
把持鉗子ダブルアクション  
33cm 0250-080-311\*1



シャーテル把持鉗子有窓  
33cm 0250-080-312\*1



ディバキー把持鉗子  
33cm 0250-080-314\*1



フンダス把持鉗子  
33cm 0250-080-315\*1



アリゲーター把持鉗子  
33 cm 0250-080-316\*1



コブラ把持鉗子  
33cm 0250-080-317\*1



ハブコック把持鉗子  
33cm 0250-080-321\*1



ドーシー把持鉗子  
33cm 0250-080-319\*1



アリス把持鉗子シングル歯  
33cm 0250-080-591\*1



有鉤把持鉗子  
33cm 0250-080-697\*1



エンド把持鉗子  
33 cm 0250-080-699\*1

## 剥離鉗子 インサート



ライトアングル剥離鉗子  
33cm 0250-080-694\*1



メリーランド剥離鉗子  
33cm SR-250-80-282\*1



ケリー剥離鉗子カーブ  
33cm SR-250-80-283\*1



ライトアングル剥離鉗子  
ロングジョウ  
33cm 0250-080-757\*1



ミクスター鉗子  
33cm SR-250-80-285\*1

## 剪刃 インサート



フック型剪刃  
33cm SR-250-80-260\*1



メツェンバーム型  
剪刃ロングカーブ  
33cm 0250-080-265\*1



メツェンバーム型  
剪刃カーブ  
33 cm 0250-080-266\*1



エンドメツェンバーム型  
剪刃カーブ  
33cm 0250-080-267\*1

## 鉗子 インサート



テナクulum鉗子  
33cm 0250-080-698\*1



パーク鉗子  
33cm 0250-080-733\*1



ジョアン鉗子  
33cm 0250-080-763\*1

医療機器認証 / 届出番号

販売名

\*1 223AFBZX00001000

ストライカー ラパロスコピック電極

\*2 13B1X10209000598

ストライカー 腹腔鏡下手術用器具

## 10mm Laparoscopic instruments

### インサート用ハンドル

カタログ番号	製品名	規格
0250-080-618 *1	ピークモノポーラハンドル	33cm
0250-181-107 *1	ピークマルチファンクションハンドル	33cm
SR-250-80-231 *1	モノポーラハンドル	33cm
SR-250-80-230 *2	ラチェット付ハンドル非絶縁型	33cm

## 5mm Needleholder instruments

### 5mm モノポーラ プロープ



**ヘラ型プローブ**  
33cm モノポーラ電極 ヘラ型  
0250-040-111 \*1



**L型プローブ**  
33cm モノポーラ電極 L型  
0250-040-112 \*1

医療機器認証 / 届出番号 販売名

*1	223AFBZX00001000	ストライカー ラパロスコピック電極
*2	13B1X10209000598	ストライカー腹腔鏡下手術用器具

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-135  
YN/MI 1m 07/20

Copyright © 2020 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本ストライカー株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp