

StrykeFlow™ 2

Suction/Irrigation system

ストライクフロー2 サクション/イリゲーションシステム

ストライクフロー2は内視鏡外科手術において
良好な視野確保のために灌流／吸引を行う
洗浄システムです。



デザイン&機能

- 握りやすいエルゴノミックデザイン採用
- 色と形状による操作ボタンの識別
- 乾電池の廃棄を考慮した環境設計



製品スペック

可変式フローレート	最大 3L/分
エルゴノミックデザイン	丸みを帯びたデザイン
	軽量 363g (ハンドピース部分)
	コンパクトサイズ
	バランスのとれた設計



製品リスト

カタログ番号	製品名	規格
SR-250-70-500 ¹⁾	サクション/イリゲーション ハンドピース	ストライクフロー2
SR-250-70-403 ¹⁾	サクション/イリゲーションチップ	径5mm 長さ32cm
SR-250-70-404 ¹⁾		径10mm 長さ32cm
SR-250-70-405 ¹⁾	プールサクションチップ	径10mm 長さ32cm
SR-250-70-406 ¹⁾		径5mm 長さ32cm
SR-250-70-408 ¹⁾	サクション/イリゲーションチップ	径5mm 長さ45cm
医療機器認証番号		販売名
1) 228AFBZX00021000		ストライクフロー2サクション/イリゲーションシステム
0250-070-441 ²⁾	ストライクフロー電極チップ	径5mm 長さ32cm スパチュラ型
0250-070-443 ²⁾		径5mm 長さ32cm L型
0250-070-460 ²⁾	ストライクフロー電極先用 シース	径5mm 長さ32cm
0250-070-451 ²⁾	ストライクフロー電極先	径5mm 長さ45cm スパチュラ型
0250-070-453 ²⁾		径5mm 長さ45cm L型
医療機器認証番号		販売名
2) 223AFBZX00001000		ストライカー ラパロスコーピック電極

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-143
HS/SE 1m 07/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp