


Connected OR Hub

Connected OR Hub システム



More than just a digital capture.

The Connected OR Hub

Control your devices with ease

- 内視鏡カメラにおける映像のトータルコントロールシステム
- カメラヘッドからワンタッチで操作が可能
- 直観的なインターフェースで、実際の臨床での使用に即したワークフロー
- より速く、より簡単に映像をマネージメント

Just the way you like it

- 各種設定をユーザーに合わせてカスタマイズ
- 一貫性のあるカメラシステムの映像管理
- 登録データや映像データへ非常に簡単にアクセス可能

Make your best decisions

- 映像デバイス間のコラボレーションを実現可能なトータルソリューションを提供
※オプション
- 最適な手術環境の構築をサポート



4X the resolution
4X the processing power*

Infinite possibilities



Created to connect



Control your 4K environment

Connected OR Hubは4K及びHDでデジタルキャプチャ、録画、ストリーム、プリントが可能

※オプション

設定をカスタマイズして、快適な映像環境を実現

Faster than ever before

従来の製品*と比較して4倍速のデータ処理並びにデータ書込も可能な新しいテクノロジーを搭載

静電容量方式タッチパネルにより、正確で素早い反応でストレスフリーな操作

Connect seamlessly

様々なデバイスとシームレスな接続を実現 ※オプション

データや情報を統合するハブとして院内環境の最適化をサポート ※オプション

※ As compared to the SDC3 HD Information Management System.

Smart 4K features

デジタルキャプチャ装置を超えた Native 4K に対応した映像のトータルソリューション

- 4K fluorescence imaging with 1688
- 4K intelligent lighting with L11 Autolight
- 4K capture and record
- 4K storage

- 4K to iPad
- 4K video playback on Hub
- 4K video overlays with 1688

Secure by design: The Connected OR Hub has been updated with several features that improve network security, such as OS hardening, application whitelisting, network protection, write protection, and data encryption

*as compared to the SDC3.

製品一覧

カタログ番号	製品名
02402001001	CONNECTED OR HUB ベースシステム
0240200103	CONNECTED OR HUB デバイスコントロールパッケージ
0240200102	CONNECTED OR HUB ボイスパッケージ
0240200106	CONNECTED OR HUB DICOM パッケージ
0240200111	CONNECTED OR HUB 4K レコーディングパッケージ

医療機器届出番号 販売名
13B1X10209000936 Connected OR Hub システム

仕様

寸法	高さ 6cm 幅 13cm 奥行き 17cm
重量	8.8kg
ディスプレイ	8 インチ TFT 液晶 デジタルタッチスクリーン
電源定格	100-240VAC ~ 50/60Hz (± 10%), 4A/2A maximum
動作条件	温度 10 - 40° C 湿度: 25 - 75% RH
気圧	700-1060 hPa
解像度	XGA : 1024×768 SXGA : 1280×1024 High Definition 720 : 1280×720 Full High Definition 1080 : 1920×1080 Ultra High Definition 4K : 3840×2160
フォーマット	Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA) and Portable Network Graphics (PNG)
エンコーディング フォーマット・ 解像度	・ MPEG2 : 720×480, 720×576 ・ H.264/MPEG-4 AVC : (NTSC)720×480, (PAL)720×576, (XGA)1024×768, (SXGA)1280×1024, (UHD)3840×2160
音声入出力	ステレオ、マイク入力・出力、1 スピーカー出力
ビデオ入力	DVI RGBHV (via DVI-I connectors) HDMI
ビデオ出力	DVI, (via DVI-I connectors) HDMI
ネットワーク	10/100/1000 Mbps
USB 外部ストレージ	NTFS、FAT32 対応 (Read/Write), MAC は Read のみ対応
セキュリティ認証	WPA2-Enterprise (PEAPv0/EAP-MSCHAP v2) Authentication
ワイヤレス	2.4GHz wifi : 周波数帯域 2400MHz-2483.5MHz 最大 EIRP レベル : 16.89 dBm 5GHz wifi : 周波数帯域 : 5150MHz-5350MHz & 5470MHz - 5725MHz 最大 EIRP レベル : 10.59 dBm

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-162
YN/MI 1m 04/21

Copyright © 2021 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp