


stryker

# IRIS

## Infrared illumination system

### 尿管照明用カテーテル



鏡視下手術中に解剖学的構造を明らかにし、術者を強力にサポートします。

#### Functions

IRIS は、尿管損傷リスクを軽減します。

- ▶ 近赤外光により明るく光ることで尿管の識別をサポート
- ▶ 近赤外光の明るさは 5 段階の調整が可能
- ▶ 照明方法は 2 つのモードから選択可  
点灯モード / 点滅モード



医療機器承認番号 販売名  
22900BZX00231000 IRIS Uキット

See more.Do more.

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: ED01-146  
EA/SJ/SS 1m 05/18

Copyright © 2018 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
日本ストライカー株式会社  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)