

ARGAIOS 250

Hastane Karyolası



İhtiyaçlarınıza göre özel

Bakımın en yeni standardı.

Argaios 250, hem siz hem de hastalarınız için tek tuşa dokunarak kolay bir şekilde pozisyon ayarlamaya olanak tanıyan elektronik kontroller, alçak yatak göstergesi, hareketli karyola başlığı ve çok daha fazlasını içeren zengin özelliklere sahip değer odaklı bir yataktır.



Alçak yatak göstergesi

Argaios 250'nin en alçak pozisyonda olduğunu hasta bakıcılara net bir şekilde gösterir, düşme kaynaklı hasta yaralanmalarının azaltılmasına yardımcı olur.



250 kg

Güvenli Taşıma Kapasitesi

Taşıma Kapasitesi

250 kg olan taşıma kapasitesi ve sağlamlığıyla Argaios 250 kullanıcı ve hastanenize çözüm ortağıdır.



IEC 60601-1-2: 2014
(4. Edisyon)

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Diğer elektronik cihazlardan etkilenmemektedir ve temel güvenlik için gerekli performansı sunar.

Aşağı katlanabilir yan korkuluklar

Tuzak boşluklarını tamamen kapatarak ve en aza indirerek güvenliği artırırken hastanın yataktan kalkmasını kolaylaştırır. Yalnızca tek bir elle aşağı katlanabilmesi sayesinde hasta bakıcılara kullanım kolaylığı sağlar.

İkili geri hareketi

Sakral baskının azalmasına ve yeniden pozisyonlama kolaylığının artırılmasına yardımcı olmak için hem sırt desteğinin hem de diz bükümünün geri hareketini sağlar.

Hareketli karyola başlığı

Hasta bakıcılarının daha ergonomik şekilde pozisyonlaması için kolayca ayarlanabilen yatak yüksekliği.

Fark oluşturuyoruz. Etkimizi azaltıyoruz.

Gezegeneğimizin sağlığını, üzerinde yaşayan bireylerin sağlığı kadar önemli bulduğumuzdan, Argaios 250 karyolamız gibi ürünler yaparken daha az kullanmanın ve daha az israf etmenin yollarını arıyoruz.

Argaios 250

Hastane Karyolası



Muka Metal Tic. ve San. A.Ş.
Kayseri Serbest Bölge 2. Cad.
No:17 Melikgazi/KAYSERİ
Tel: 0 (352) 321 43 00 (pbx)
www.mukametal.com

Özellikler

- Akü desteği
- Linak DC motorlar (sessiz çalıştırma için)
- Alçak yatak göstergesi
- Sirt desteğinin her iki tarafında manuel CPR
- Elektrikli kaldırma
- Elektrikli ayak desteği
- Elektrikli sirt desteği
- Kilitlenebilir ve aşağı katlanabilir yan korkuluklar
- Tekli tekerler
- Temizlik için çıkarılabilir yatma yüzeyi korumaları
- Çıkarılabilir baş tarafı ve ayak tarafı karyola başlıkları
- Çift taraflı tek korkulukta Linak kontrol paneli
- On (10) yıl kullanım ömrü
- Dört köşede fren, nötr ve yön teker pedalları
- Zemine temaslı bir anti-statik teker
- Çarpma tamponları
- Diz bükümü pozisyonu ve ayağı kaldırmak için kolay ayarlanabilir ayak desteği
- Elektrostatik boyalı metal aksam
- Sirt bölümü açığı göstergesi
- Trendelenburg ve Anti-Trendelenburg (yatak açısı) için açığı göstergeleri
- IPX4 sıvı sızdırmazlık koruması
- IEC 60601-1:2012 (sürüm 3.1)
- IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (sürüm 1.1)
- IEC 60601-1-2:2014 (sürüm 4.0)

Özellikler

Model numarası

Argaios 250 Hastane Karyolası

7600-000-050

Güvenli çalışma yükü

250 kg

Not: Güvenli çalışma yükü, hasta, şilte ve aksesuar ağırlık toplamını belirtir

Maksimum hasta ağırlığı

215 kg

Ürün ağırlığı

160 kg

Genel ürün ölçüleri

Uzunluk	220 cm (± 1 cm)
En	99 cm (± 1 cm)

Ürün yüksekliği (şiltesiz)

En yüksek	75 cm (± 1 cm)
En düşük	37 cm (± 1 cm)

Ürün alt boşluğu

15 cm

Teker ölçüleri (tekli ve ikiz)

15 cm

Ürün açığı göstergesi

0° - 15°

Sirt desteği açığı göstergesi

0° - 90°

Sirt desteği açısı

0° - 65°

Diz bükümü açısı

0° - 30°

Trendelenburg/Ters Trendelenburg

0° - ± 12°

Elektronik Bilgi

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz



Şilte Özellikleri

Uzunluk	En	Yükseklik	Ağırlık
200 cm	86 cm	12 cm	7.1 kg



Serumluk Askısı

4 adet taşıma kancası
her bir kanca 2 kg taşıma kapasitesi.

Bu belge sadece sağlık görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık görevlisi, hastanın tedavisi sırasında, özel bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken, daima kendi profesyonel klinik karar becerisine güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmamakta ve özel herhangi bir ürünü, cerrahi girişimlerde kullanmadan önce, kullanımı konusunda sağlık görevlilerinin eğitim almalarını önermektedir.

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık görevlisi herhangi bir Stryker ürünü kullanmadan önce, daima ambalaj broşürünü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir.

Ürünlerin piyasada bulunması, ilgili pazarlardaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan, ürünler tüm pazarlarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız için lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçiniz.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, şu ticari markalara veya servis işaretlerine sahiptirler, bunları kullanıcılar veya bunlar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, Active Sensor Technology, IsoAir, Argaios 250. Diğer tüm ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Tanıtmı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.



2017-14264TR

2017-14264TR
DFS 06/2017

Copyright © 2017 Stryker
www.stryker.com