

# ComfortGel

Technologia żelowa  
Rozkład ciśnienia



**Żelowy terapeutyczny materac przeciwodleżynowy wspomaga zapobieganie i leczenie odleżyn** (I, II, III, IV stopień/kategoria/poziom uszkodzeń, nieklasyfikowane i uszkodzenia tkanek głębokich lub wszystkie odleżyny) i jest zalecany do stosowania w połączeniu z kliniczną oceną czynników ryzyka i oceną skóry przeprowadzaną przez pracownika służby zdrowia<sup>1</sup>.

## Rozkład ciśnienia

We współczesnym systemie ochrony zdrowia pacjenci oceniają nie tylko poziom opieki leczniczej, ale także komfort. Materac przeciwodleżynowy ComfortGel jest zaprojektowany w celu rozkładu ciśnienia we wrażliwej okolicy krzyżowej tak, aby ułatwiać zapobieganie odleżynom i zapewniać odpowiedni komfort dla dobra pacjenta.



Materac przeciwodleżynowy ComfortGel wykorzystuje opatentowaną technologię CoreGel ułatwiającą rozkład ciśnienia i redukcję siły reakcji materaca.<sup>2</sup>



Nachylenie części piętowej ogranicza ryzyko uszkodzenia pięt.

**Materac przeciwodleżynowy ComfortGel bez pompowania jest materacem żelowym**, który wspomaga rozkład ciśnienia przy pomocy technologii CoreGel, zapewniając przy tym komfort i wytrzymałość.

Materac przeciwodleżynowy ComfortGel **rozkłada ciśnienie w okolicy krzyżowej** za pomocą technologii CoreGel. Technologia CoreGel rozkłada ciśnienie przez odkształcanie się i absorbowanie masy pacjenta, pozwalając na jego zagłębienie się.

Materac przeciwodleżynowy ComfortGel **umożliwia pacjentowi zagłębienie się w materacu**, dając odpowiedni komfort.

Technologia CoreGel tworzy zagłębienie, które **zapobiega przemieszczaniu się pacjenta w nogi łóżka**, kiedy wezglowie jest uniesione<sup>3</sup>.

**Technologia CoreGel jest zlokalizowana we wrażliwej okolicy krzyżowej**. Pomimo ciągłego nacisku technologia CoreGel zachowuje kształt materaca dzięki pamięci kształtu.

**Nachylona część piętowa** redukuje ryzyko uszkodzenia pięt.

1. Wytyczne dotyczące oceny wyrobów medycznych na podstawie danych klinicznych dotyczących rozkładu ciśnienia

2. System pustych kolumn Intelli-Gel®, na licencji EdiZONE, LLC Alpine, UT

3. Zagłębienie do ustalenia pozycji ciała DTR-2821

# ComfortGel

## Materac przeciwodleżynowy



### Cechy

- Model bez pompy
- Spełnia normy palności 16CFR1632, EN 597-1 i EN 597-2 bez dodatkowej ogniotrwałej osłony wewnętrznej.
- Dodatkowa ogniotrwała osłona wewnętrzna zapewnia spełnianie norm palności 16CFR1632, 16CFR1633, CAL TB 129, Boston BFD IX-11, metoda 27.7-1979 CAN 2-4.2 M77 i UNI 9175 (Class 1.IM).
- Piankowe leżysko i podstawa zapewniają stabilność i podparcie boczne
- Opatentowany projekt pustych kolumn zapewnia maksymalną pamięć kształtu i wytrzymałość
- Bez lateksu

### Dane techniczne

Model	2850
Długość całkowita	203,2 cm/213,4 cm
Szerokość całkowita	88,9 cm
Grubość	7,8 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	226,8 kg

### Gwarancja

- 5 lat bezpłatnej, ograniczonej gwarancji na materac
- 3 lata bezpłatnej gwarancji na pokrowiec materaca

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedniego zawiadomienia.

W produkcie zastosowano system pustych kolumn Intelli-Gel<sup>®</sup>\* oraz materiał elastomerowy DuraGel<sup>™</sup>\*\*.

Niniejszy produkt stanowi wyrób medyczny klasy I.

Niniejszy produkt nie jest refundowany.

Niniejszy produkt oznaczono symbolem CE zgodnie z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/CE.

\*Intelli-Gel<sup>®</sup> jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy EdiZONE, LLC of Alpine, UT  
DuraGel<sup>™</sup> jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy EdiZONE, LLC of Alpine, UT

## Medical. Patient Care.

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęwszy decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregośkolwiek produktu.

Celem przedstawionych informacji jest prezentacja rodziny produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregośkolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami lub instrukcjami dotyczącymi produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: ComfortGel, CoreGel, DuraGel, Intelli-Gel, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.



**Stryker Medical**  
3800 E Centre Avenue  
Portage, Michigan 49002  
USA

SMACC 2016-11271  
COMFORTGEL\_PL Rev.0  
Copyright © 2016 Stryker

patientcare.eu.stryker.com