

ComfortGel

Technologie de support CoreGel
Redistribution des points de pression



La surface ComfortGel est spécialement conçue pour l'aide à la prévention et le traitement des escarres (stades/catégories/lésions I, II, III, IV, inclassable et lésion profonde). Il est recommandé de l'utiliser en association avec une évaluation clinique des facteurs de risques et des examens cutanés effectués par un professionnel de santé¹.

Redistribution des points de pression

De nos jours, les patients évaluent non seulement le niveau des soins thérapeutiques qu'ils reçoivent, mais également le confort de l'environnement de soin. La surface ComfortGel répartit les points de pression de la région sacrée, particulièrement vulnérable, afin d'aider à la prévention d'escarres et apporter le confort au patient.



La surface de soutien ComfortGel utilise la technologie brevetée CoreGel pour redistribuer les points de pression et atténuer la force de retour².



L'inclinaison de la section talons atténue le risque de lésions au niveau des talons.

Le ComfortGel est une surface non motorisée, composée d'un gel qui aide à contrôler la répartition des points de pression grâce à la technologie CoreGel et offre un confort.

La surface ComfortGel **redistribue la pression en isolant la région sacrée** grâce à notre technologie CoreGel. La technologie CoreGel redistribue les points de pression pour absorber le poids du patient, permettant immersion et enveloppement.

La surface ComfortGel **immerge littéralement le patient dans le support** pour un confort.

La technologie CoreGel forme une poche de positionnement qui **empêche le patient de glisser au pied du lit** lorsque la tête du lit est relevée³.

La technologie CoreGel est placée au niveau de la région sacrée, plus vulnérable. Sous la pression, CoreGel conserve sa structure grâce à son design.

L'inclinaison de la section talons réduit le risque de lésions au niveau des talons.

1. Directives sur l'évaluation des données cliniques relatives à la redistribution de la pression par les dispositifs médicaux : Prévention et Traitement des Escarres, Guide de référence abrégé, publié par Cambridge Media de la part de National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure ulcer Advisory Panel et Pan Pacific Pressure Injury Alliance, Perth, Australia ; 2014.
2. Configuration à colonne creuse Intelli-Gel®, sous licence d'EdiZONE LLC d'Alpine, UT

ComfortGel

Surface de soutien



Caractéristiques

- Conception non motorisée
- Conforme aux normes d'ignifugation 1632, EN 597-1 et EN 597-2 sans la doublure antifeu en option
- La bordure et la base en mousse assurent la stabilité et le soutien latéral
- La structure de colonnes creuses (brevetée) offre mémoire et de solidité
- Sans latex

Caractéristiques techniques

Référence	2850
Longueur totale	203,2 cm/213,4 cm
Largeur totale	88,9 cm
Épaisseur	17,8 cm
Capacité de charge	226,8 kg

Garantie

- Cinq ans de garantie sur le matelas ComfortGel selon les conditions prévues au contrat
- Trois ans de garantie sur la housse du matelas selon les conditions prévues au contrat

Ce produit est un dispositif médical de classe I.
Ce produit n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.
Ce produit porte la marque CE selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Medical. Patient Care.

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : ComfortGel, CoreGel, Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Le Comfortgel est une surface de soutien non motorisé, conçue pour l'aide à la prévention et au traitement des escarres.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.



Stryker Medical
3800 E Centre Avenue
Portage, Michigan 49002
USA

Distribué par :
Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330, Pusignan
France
t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99
Capital social: 27 495 520 euros
333 710 275 RCS Lyon

COMFORTGEL_FR-BL Rev.0
DFS 08/2017
2017-14126
Copyright © 2017 Stryker