

Emergency Relief Bed™

Begrenzte Stückzahl



Als Reaktion auf den dringenden und wachsenden Bedarf an Betten während der aktuellen COVID-19-Pandemie, haben wir unser Notfallbett mit begrenzter Stückzahl entwickelt, das Rettungskräften und Krankenhauspersonal hilft, Patienten effizient zu bewegen und zu positionieren.

Unser Notfallbett ist eine kostengünstige, sofort verfügbare Lösung, um diejenigen zu unterstützen, die in der COVID-19-Krise an vorderster Front arbeiten: von Triagezentren und provisorischen Versorgungsbereichen bis hin zu den Notaufnahmen und allen allgemeinen Abteilungen der Krankenhäuser.

Es verfügt über eine um 30 Grad manuell verstellbare Rückenlehne, um für Patienten mit Atemnot sowie Patienten, die beatmet werden, angepasst werden zu können. Zudem verfügt es über eine geringe Höhe, eine 10 cm dicke Matratze und ein angebrachtes Infusionsstativ.

Maximales Patientengewicht:
160 kg

Um 30° manuell verstellbare Rückenlehne
für Patienten, die beatmet werden

10 cm dicke Auflage
im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer: 7600-000-900

Spezifikationen des Notfallbetts

- Rahmenabmessungen: 216 cm x 87 cm x 30 cm (85" x 34.4" x 11.8")
- Geringe Höhe von 30 cm (ohne Auflage)
- Um 30° manuell verstellbare Rückenlehne
- 5 verschiedene Einstellungswinkel für die Rückenlehne
- Bettrahmen auf Rollen
- Rollenbremsen
- Sicheres Arbeitsgewicht: 180kg
- Infusionsstativ
- Patienten-Gewichtskapazität: 160 kg
- 10 cm dicke Schaumstoffmatratze im Lieferumfang enthalten

