

Gynnie

Barella ostetrica/ ginecologica



Facile da usare. Multifunzionale. Comoda.

Gynnie abbina la resistenza e le caratteristiche delle barelle Stryker standard ad un'ottima funzionalità ostetrico-ginecologica. Questa barella multifunzionale è ideata appositamente per gli esami pelvici e può anche essere utilizzata come una normale barella da trasporto.



Convertibile per l'esame pelvico

Con tre facili manovre è possibile convertire la barella nella posizione per esame pelvico con poggiatesta e poggiatesta autobloccanti.



Materasso Ultra Comfort da 10 cm di spessore

Le cuciture termosaldate prevengono l'accumulo di liquidi.



Sponde Glideaway

Sollevabili e abbassabili per la comodità del paziente. Quando sono abbassate, non lasciano spazi consentendo un agevole trasferimento del paziente.

La quinta ruota retraibile consente di migliorare la mobilità.

Componenti fisse per ottimizzare le tempistiche degli operatori.

Poggiatesta opzionali

Doppi cilindri idraulici per ottimizzare la stabilità.

Freni con ghiera in acciaio sulle quattro ruote con attivatori su entrambi i lati e all'estremità testa per mettere in sicurezza la piattaforma e renderla accessibile.

Gynnie

Barella ostetrica/ ginecologica



Accessori standard

- Materasso Ultra Comfort spesso 10 cm (4") con cuciture termosaldate
- Ruote orientabili Omni Surface da 20 cm (8") con copriruote
- Materasso paziente con larghezza di 66 cm (26")
- Schienale pneumatico con doppio cilindro
- Sistema idraulico doppio sulla base con discesa a velocità costante
- Doppi comandi idraulici a pedale, su entrambi i lati
- Sterzata con quinta ruota retraibile
- Freni con ghiera in acciaio sulle quattro ruote con attivatori su entrambi i lati e all'estremità testa
- Sponde laterali Glideaway
- Vassoio portaoggetti integrato con porta-bombola di ossigeno
- Sezione piedi pieghevole non rimovibile
- Poggiapiedi non rimovibile
- Maniglie di spinta a scomparsa
- Paraurti in gomma
- Due alloggiamenti per aste portaflebo
- Leva di rilascio del poggia gambe azionabile con una sola mano

Caratteristiche tecniche

Numero modello	1061
Lunghezza totale	205,7 cm
Larghezza totale	
Sponde laterali alzate	80 cm
Sponde laterali abbassate	71 cm
Capacità di carico	227 kg
Variatione altezza (fino alla superficie del lettino)	
Altezza massima	90,8 cm
Altezza minima	55,5 cm
Posizionamento del lettino	
Schienale	0°-90°
Femorale	0°-90°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	±18°
Angolo massimo	87,5°
Materasso paziente	66 x 191,5 cm
Sponde laterali	34 x 99 cm
Diametro ruote orientabili	20 cm
Punto di separazione sezione piedi / lettino	172,7 cm

Accessori opzionali

- Supporto per la bacinella di drenaggio
- Cinghie di contenimento paziente
- Vassoio porta-vivande/porta-strumenti
- Imbottiture sponde laterali
- Aste portaflebo
- Fisse a due o tre segmenti all'estremità piedi
- Rimovibili
- Porta-bombola di ossigeno verticale

Medical

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: Gynnie, Ultra Comfort, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.



012620051T

SDL 10/2019

2017-16225

Copyright © 2019 Stryker

stryker.com