

Inwestycja, która się opłaca

IsoTour to żelowy materac przeciwoleżynowy, który eliminuje najważniejsze czynniki ryzyka uszkodzenia skóry: nacisk, siłę tarcia i wilgoć, pomagając zapobiegać wszystkim stopniom odleżyn. Materac IsoTour zapewnia wygodę i rozkład nacisku każdemu pacjentowi, niezależnie od stanu, w jakim się znajduje. Jeśli pacjent wymaga regulacji mikroklimatu, do materaca można podłączyć pompę IsoTour zapewniającą minimalną utratę powietrza. Tę samą pompę można wykorzystać do włączenia funkcji TruTurn ułatwiającej obracanie pacjenta, która zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza obciążenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

€ 2,3 miliarda

Leczenie odleżyn generuje ogromne koszty w całej Europie. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii przeznaczono na ten cel 1,4–2,1 mld funtów, a w Niemczech 1–2,3 mld euro¹.

12,1%

W Belgii odleżyny ma 12,1% hospitalizowanych pacjentów. We Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosi odpowiednio 8,9%, 11% i 10,2%¹.

> €8500


Średni koszt ponoszony przez brytyjską służbę zdrowia – National Health Service – na leczenie odleżyn w ciągu 12 miesięcy wynosił od 1400 funtów w przypadku odleżyn I stopnia do >8500 funtów w przypadku odleżyn innych kategorii³.




To smutna prawda: zebrane w ramach badań dane wskazują, że **odleżyny występują u 18,1% pacjentów przyjętych do szpitali w Europie przed północą**². Rany te są bolesne, stanowią ryzyko poważnego zakażenia oraz wiążą się z dłuższą hospitalizacją¹.

TruTurn prawdziwe odciążenie


Dzięki mapowaniu nacisku wykazano, że funkcja TruTurn skutecznie zmniejsza nacisk na odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa i daje pewność, że zastosowany protokół obracania pacjenta jest skuteczny. Można to także potwierdzić wzrokowo z boku łóżka. Ograniczając konieczność urazogennego podnoszenia, obracania czy odciążania pacjentów, materac IsoTour pozwala skutecznie realizować cele związane z bezpieczną opieką nad pacjentami. Funkcja TruTurn jest dostępna w materacu przeciwoleżynowym Premium Support.



Pozycja leżąca na plecach



Pozycja leżąca na lewej stronie ciała



Pozycja leżąca na prawej stronie

Specyfikacja	
Długość całkowita	200 cm (78,75 cala) lub 214 cm (84,25 cala)
Szerokość całkowita	90,2 cm (35,5 cala)
Wysokość	24,1 cm (9,5 cala)
Bezpieczne obciążenie robocze	227 kg (500 funtów)

Gwarancja	
10-letnia ograniczona gwarancja na materac	
3-letnia gwarancja na pokrowiec materaca	

Obsługa klienta

Usługi ProCare firmy Stryker
W ramach usług ProCare wysoko wykwalifikowani serwisanci naszej firmy zapewniają ciągłą gotowość sprzętu do działania. ProCare to usługi, na których możesz polegać. Dzięki nim będziesz mieć jeden problem z głowy i pewność, że Twój pacjent ma zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie, a Twój personel – bezpieczne warunki pracy.

Program Flex Financial
Nasze programy finansowe zapewniają wiele korzystnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb placówki. Przy określaniu właściwego rozwiązania, które w pełni odpowiada wymaganiom naszych klientów, korzystamy z ich pomocy*.

* Dostępność programu zależy od kraju i oferty produktów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym

Bibliografia
1. Deloitte consulting. (2014). Do Healthcare Systems Promote the Prevention of Pressure Ulcers? Belgium. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/life-sciences-health-care/2014%20White%20papers_Pressure%20ulcers_A4-7.pdf
2. Vandervee, Clark, Dealey, & Defloor. (May 2007). Pressure ulcer prevalence in Europe: A pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13(2):227-35. https://www.researchgate.net/publication/6428160_Pressure_ulcer_prevalence_in_Europe_A_pilot_study
3. Guest, Fuller, Vowden, & Vowden. (2018). Cohort study evaluating pressure ulcer management in clinical practice in the UK following initial presentation in the community: costs and outcomes. BMJ Open, Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021769. <https://europepmc.org/articles/pmc6067374>

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker, IsoTour i TruTurn. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Pompa IsoTour 2874: klasa IIa (2797)
Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



OTHMED-BRO-135_21484PL
SDL 09/2020
2019-21484

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com



STRYKER MEDICAL
3800 E. Center Ave., Portage
MI 49002 U.S.A.



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 10
1101 CM Amsterdam
Netherlands

Dystrybucja:
Stryker Polska Sp. z o.o.
Polezki 35
02-822 Warszawa, Polska
t: +48 22 429 55 50




IsoTour

Wielowymiarowa technologia żelowa

Struktura żelowa

Rozmieszczony w trzech oddzielnych obszarach funkcjonalnych materaca materiał Contour Gel pomaga zmniejszyć nacisk na wypukłości kostne i poprawić komfort pacjenta. Konstrukcja ta zapewnia także lepszą odkształcalność pod naciskiem ciała pacjenta, pozwalając na jego optymalne zagłębienie się w strukturze żelowej i uzyskanie pełnego komfortu.



Pompa IsoTour

Pompa IsoTour została stworzona z myślą o łatwości obsługi. Materac przeciwdleżynowy może być używany zarówno z pompą, jak i bez niej, jednak dopiero po podłączeniu pompy materac automatycznie przełącza się w tryb minimalnej utraty powietrza i umożliwia korzystanie z funkcji TruTurn. Koniec z przenoszeniem pacjentów i kosztami wypożyczania sprzętu.

IsoTour to żelowy materac przeciwdleżynowy, który eliminuje najważniejsze czynniki ryzyka uszkodzenia skóry: nacisk, siłę tarcia i wilgoć, pomagając zapobiegać powstawaniu odleżyn. Jego powierzchnia składa się przede wszystkim ze struktur żelowych, które umożliwiają redystrybucję nacisku przez odkształcanie się i absorbowanie masy ciała pacjenta. Rezultat: wygodny materac zapewniający mniejszy nacisk.

TruTurn

Wspomaganie obracania

Funkcja TruTurn, dostępna tylko w materacu przeciwdleżynowym IsoTour, ułatwia odciążenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Dzięki możliwości wzrokowej kontroli wykorzystywanego sposobu obracania pacjenta można mieć pewność, że jest on efektywny. Materac przeciwdleżynowy IsoTour redukuje konieczność urazogenego podnoszenia, obracania i odciążania pacjenta. Obrót można regulować w zakresie do 30 stopni.



Pompa IsoTour

Najważniejsze funkcje

- Automatyczne wykrywanie materaców klasy standardowej i premium
- Minimalna utrata powietrza i funkcja TruTurn
- Przyjazny dla użytkownika interfejs
- Funkcja blokady bezpieczeństwa

