

KAPADO-X

Sedye

Temel hasta nakli.

Stryker tarafından sunulan KAPADO-X, temel amaçlı bir sedyedir. Başlıca servis ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanan bu sedye, daha iyi bir manevra kabiliyeti için beşinci teker ve görüntüleme gereksinimleri için hem baş hem de ayak kısmında HPL x-ray geçirgenliğe sahiptir.



Standart özellikler

- Beşinci teker hareket kabiliyeti
- Glideaway yan korkulukları
- Çift taraf X-ray (HPL, tam uzunlukta)
- 4 adet serum askısı yuvası
- Merkezi kilit mekanizması
- Temel amaçlı şilte 8 cm x 62 cm (3 inç x 24 inç)
- Vücut bağlama kemeri
- Dosyalıklı defibrilatör tepsi
- Baş ucu kısmından itmeye yarayan açılır itme kolu
- Kağıt havlu tutacağı

Teknik özellikler

Model numarası	
KAPADO-X	6350-000-200
Toplam uzunluk	217 cm (85,4 inç)
Toplam genişlik	
Toplam genişlik (Yan korkuluklar yukarı konumda)	79 cm (31 inç)
Toplam genişlik (Yan korkuluklar aşağıda konumda)	74 cm (29 inç)
Ağırlık kapasitesi	250 kg (551 lb)
Trendelenburg/Ters Trendelenburg	± 16°
Hasta yatma yüzeyi	62 cm x 193 cm (24 inç x 75,5 inç)

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır. Daha fazla bilgi için bölgenizde bulunan Stryker Medical temsilcisiyle iletişime geçin.

Tıbbi

Bu belge sadece sağlık görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık görevlisi, hastanın tedavisi sırasında, özel bir ürünü kullanıp kullanılmamaya karar verirken, daima kendi profesyonel klinik karar becerisine güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmamakta ve belli bir ürünü kullanmadan önce, sağlık görevlilerinin kullanım konusunda eğitim almalarını önermektedir.


Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık görevlisi herhangi bir Stryker ürününü kullanmadan önce daima ambalaj broşürünü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir.

Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan, ürünler bütün piyasalarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız için lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçiniz.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, bu belirtilen ticari markalara veya servis işaretlerine sahiptirler, bunları kullanırlar veya bunlar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker ve KAPADO-X. Diğer tüm ticari markalar, ilgili malik veya hissedarların ticari markalarıdır.

Tamamı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Yönergelerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

Bu materyal, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) dışında dağıtımına yönelik değildir.



Copyright © 2019 Stryker
stryker.com