

# Serie Prime

## Barella



### Mobile. Ergonomica. Configurabile.

Le barelle della serie Prime sono progettate per ridurre lo sforzo fisico del personale ospedaliero, aumentare il comfort del paziente e incrementare l'efficienza ospedaliera. Grazie alla mobilità avanzata di Stryker, ora è più facile trasportare anche i pazienti più pesanti, mentre la funzionalità elettrica consente ai pazienti di sistemarsi senza che sia necessaria l'assistenza dell'operatore. Completamente accessoriate e configurabili, le barelle della serie Prime sono la soluzione ideale in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.



#### Mobilità avanzata della barella:

##### Zoom con trazione motorizzata

Elimina di fatto la spinta manuale.

##### Big Wheel

Riduce la forza iniziale necessaria per la spinta e il direzionamento.



Il **sollevatore elettrico** elimina la gestione manuale, consentendo un agevole accesso al paziente e garantendo la sicurezza dell'operatore. Per sollevare il lettino è sufficiente premere il pedale idraulico.



Lo **schienale Lift Assist** sfrutta il peso del paziente per essere sollevato, mentre il design della seduta mobile contribuisce a ridurre lo sforzo. Disponibile anche in versione completamente elettrica.

La **posizione di seduta reclinabile post operatoria** contribuisce a eliminare operazioni di trasferimento non necessarie, garantendo al contempo la comodità del paziente.



**Comandi paziente** Il paziente ha il controllo del proprio comfort grazie ai pannelli di controllo integrati nelle sponde laterali Glideaway™.

La **superficie di supporto in gel IsoFlex SE<sup>1</sup>** consente la redistribuzione della pressione e comfort come ausilio per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da decubito.

**Struttura lavabile a pressione<sup>2</sup>** con un carico operativo in sicurezza di 318 kg.

<sup>1</sup>Se ne consiglia l'uso in seguito a valutazione clinica dei fattori di rischio ed esame delle condizioni della cute da parte di un operatore sanitario  
<sup>2</sup>Esclusivamente modelli 1105 e 1115

# Serie Prime Barella



## Accessori standard

- Capacità di carico 318 kg
- Altezza minima inferiore a 54 cm
- Porta-bombola di ossigeno montato sul lettino
- Struttura lavabile a pressione (solo 1105 e 1115)
- Sistema frenante con bloccaggio centralizzato e attivatori alle estremità
- Sistema idraulico con comandi a pedale ai lati e unico pedale di abbassamento
- Comandi freno/sterzo a entrambe le estremità
- Sponde laterali Glideaway™
- 4 alloggiamenti integrati per aste portaflebo
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
- Ruote Omni Surface da 20 cm con copriruote integrati
- Schienale pneumatico/poggiapiedi fisso
- Base in ABS termoformato

## Garanzia

Due anni su parti di ricambio, manodopera e trasporto

## Funzionalità elettrica (solo 76 cm)

- Comandi elettrici per il paziente
- Comandi a pedale per il personale infermieristico
- Sollevamento elettrico
- Disponibile da 120 V o 240 V

## Accessori opzionali

- Mobilità avanzata con Big Wheel (1115)
- Barella Zoom con sistema di trazione motorizzata (1125)
- Materassi antidecubito:
  - Materasso antidecubito IsoFlex SE
  - Materasso antidecubito ComfortGel SE
  - Materasso antidecubito UltraComfort SE
- Comandi freno/sterzo su quattro lati (1105 e 1115)

## Specifiche

### Codice prodotto

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Mobilità con quinta ruota	1105	1105
Mobilità avanzata con Big Wheel	1115	1115
Sistema di trazione motorizzata Zoom	1125	1125

### Lunghezza totale

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
1105 e 1115	215,9 cm	215,9 cm
1125	218,4 cm	218,4 cm

### Larghezza totale

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Sponde laterali alzate	86,4 cm	96,5 cm
Sponde laterali abbassate	76,8 cm	77,5 cm
Sponde laterali abbassate (1125)	78,7 cm	78,7 cm

### Materasso paziente

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Materasso paziente	66 x 191 cm	76 x 191 cm

### Capacità di carico

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Capacità di carico	318 kg	318 kg

### Gamma di altezze

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Sollevata	86,4 cm	86,4 cm
Abbassata (1105 e 1115)	52,7 cm	52,7 cm
Abbassata (1125)	58 cm	58 cm

### Posizionamento del lettino

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Schienale	0°-90°	0°-90°
Femorale	0°-40°	0°-40°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg (1105 e 1115)	± 17°	± 17°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg (1125)	± 16°	± 16°

### Lunghezza sponda laterale

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Lunghezza sponda laterale	36 x 147 cm	36 x 147 cm

### Diametro ruote orientabili

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
Diametro ruote orientabili	20 cm	20 cm

### GEM

	Letto da 66 cm	Letto da 76 cm
GEM	IEC 60601-1-2	

- Maniglie di spinta a scomparsa
- Femorale elettrico
- Schienale Lift Assist con seduta mobile
- Comandi idraulici su tre lati (1105 e 1115)
- Sblocco sponde laterali a entrambe le estremità
- Asta portaflebo
  - Fissa a 2 o 3 segmenti
  - Rimovibile

- Vassoio portavivande
- Vassoio porta defibrillatore
- Vassoio porta defibrillatore/prolunga poggiapiedi/porta cartelle cliniche
- Portacartelle
- Carrello portaflebo
- Supporto vassoio portavivande/pediera
- Imbottiture sponde laterali
- Porta-bombola di ossigeno verticale
- Cinghie di contenimento

## Medical

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: Prime i Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.



PRIMECOM3IT-20269

PRIMECom3IT 20269

SDL 07/2019

2019-20269

stryker.com

Copyright © 2019 stryker.com