

Prime Connect™



Civière intelligente. Des soins en toute confiance.

Donnez à votre équipe les moyens d'agir grâce au dispositif Prime Connect, la première civière intelligente et connectée de Stryker. Avec des alarmes visuelles et sonores de détection de sortie de lit, le dispositif Prime Connect peut communiquer avec le dôme lumineux de cloche d'appel, un badge Vocera ou le poste de garde par l'intermédiaire de Vision pour garantir la conformité du protocole de chute depuis n'importe quel endroit de l'établissement.



Surveillance locale renforcée

Le dispositif Prime Connect facilite la reconnaissance des alarmes de détection de sortie de lit dans les environnements bruyants et mouvementés, grâce à la possibilité d'allumer à la fois la lumière du couloir et l'affichage du panneau de pied lorsqu'ils sont activés.

Surveillance centrale

Notre tableau de bord Vision affiche ce que vous devez savoir en temps quasi réel, y compris une vue d'ensemble de l'emplacement de la civière, du statut du risque de chute, du statut de sortie du lit et plus encore.

Surveillance mobile

Pour une surveillance mobile et des temps de réponse rapides, le dispositif Prime Connect peut envoyer des notifications aux bons membres de l'équipe soignante par l'intermédiaire de Vocera Engage.

Options de mobilité avancée

La Big Wheel réduit la force de poussée au démarrage et les efforts de direction, tandis que le système de conduite motorisé Zoom élimine presque totalement la poussée manuelle.

Position de fauteuil de récupération

Permet d'éviter les transferts inutiles en offrant une position assise confortable.

Section de tête Lift Assist®

Utilise le poids du patient pour soulever la tête de la civière, tandis que la conception du système d'abaissement du siège contribue à réduire le glissement vers le pied. Également disponible en option entièrement électrique.

Commandes patient

Vous permet d'être moins interrompu. Le patient peut contrôler son propre confort grâce aux panneaux de contrôle décalés sur les côtés de sûreté Glideaway.

Pédale de levage électrique*

Élimine le pompage manuel, ce qui permet un accès rapide au patient.

Surface de support en gel IsoFlex™ SE¹

Offre une redistribution de la pression et un confort en tant qu'élément contribuant au traitement et à la prévention des plaies de pression.

Lavable sous pression*

Charge maximale sécuritaire de 700 livres.



Prime Connect

Caractéristiques standard

- Intégration de l'appel infirmier
- Fonctions sans fil
- Panneau de pied amélioré
- Sortie de lit
- Balance intégrée
- Hauteur basse inférieure à 23 po (modèles 1105 et 1115)
- Porte-bouteille d'oxygène monté sur le châssis
- Système de freinage à verrouillage central avec activateurs aux deux extrémités
- Commande au pied hydraulique montée de chaque côté avec pédale de descente
- Frein/commandes de direction aux deux extrémités
- Côtés de sûreté Glideaway
- Quatre socles IV intégrés
- Trendelenburg/Trendelenburg inversé
- Roulettes de surface Omni de 8 po avec cache-roues intégrés
- Section de tête pneumatique/pied fixe
- Base en ABS thermoformé
- Plateau utilitaire intégré
- Cordon rétractable
- Poignées de poussée relevables
- Section de cuisse électrique
- Conception de section de tête Lift Assist avec abaissement du siège
- Commandes du système hydraulique sur trois côtés
- Déverrouillage des côtés de sûreté aux deux extrémités

Caractéristiques facultatives

- Surface de support IsoFlex SE
- Surface de support ComfortGel SE
- Surface de support UltraComfort SE
- Tige à soluté en 2 sections, à fixation permanente
- Plateau de service
- Support de défibrillateur
- Support de défibrillateur/rallonge pour pieds/surface pour dossier médical
- Porte-dossier médical
- Porte-plateau de service/panneau de pied
- Coussinets pour côtés de sûreté
- Support vertical pour bouteille d'oxygène
- Sangles de contention

Référence :

1. Recommended to be implemented in combination with clinical evaluation of risk factors and skin assessments made by health care professional.

Stryker ou ses entités affiliées détiennent, utilisent les marques de commerce ou les marques de service suivantes ou ont déposé une demande en vue de leur enregistrement : Big Wheel, ComfortGel, Glideaway, IsoFlex, Lift Assist, Prime Connect, Prime Series, Stryker, Vision, Vocera, Vocera Engage, Zoom. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires ou à leurs détenteurs respectifs. L'absence d'un nom ou d'un logo de produit, de fonction ou de service de cette liste ne constitue une renonciation à la marque de commerce de Stryker ou à d'autres droits de propriété intellectuelle liés à ce nom ou à ce logo.

**Modèles 1105 et 1115 uniquement

M0000015312 REV AA FR CA-v2 © 2023 Stryker

Caractéristiques

Numéro de modèle

Mobilité avec une 5e roue	1105
Mobilité avancée Big Wheel	1115
Système de conduite motorisé Zoom	1125

Longueur hors tout

1105 et 1115	85 po (215,9 cm)
1125	86 po (218,4 cm)

Largeur hors tout

Côtés de sûreté relevés	38 po (96,5 cm)
Côtés de sûreté abaissés	30,5 po (77,5 cm)

Surface patient

30 po x 75,25 po (76 x 191 cm)

Capacité de poids

700 livres (318 kg)

Plage de hauteur (1105, 1115)

Position haute	34 po (86,4 cm)
Position basse	20,75 po (57,7 cm)

Plage de hauteur (1125)

Position haute	34 po (86,4 cm)
Position basse	23 po (58,4 cm)

Positionnement du châssis

Section de tête	0°– 90°
Section de cuisse	0 – 5,5 po (13,9 cm)
Trendelenburg/Trendelenburg inversé (1105, 1115)	+17/-17 (+/- 3)
Trendelenburg/Trendelenburg inversé (1125)	+17/-16 (+/- 3)

Longueur des côtés de sûreté

14 po x 57,75 po (36 x 147 cm)

Diamètre des roulettes

8 po (20 cm)

CEM

CEI 60601-1-2

Châssis de 30 po

Garantie

2 ans pour les frais de pièces, main-d'œuvre et déplacements

Fonction électrique

- Commandes patient électriques
- Commandes de l'opérateur du côté pieds
- Levage électrique
- Sortie de lit
- Tension de 120 V ou 240 V disponible