

Prime X

Maca para raios x



Qualidade de imagem. Acesso. Versatilidade.

As macas Prime X oferecem as mesmas características que a maca da série Prime da Stryker, com a plataforma ClearView Technology. O design de compartimento duplo da plataforma do doente permite o posicionamento de cassetes em qualquer local por baixo do doente, da cabeça aos pés e lateralmente, acomodando a maioria dos tamanhos de cassetes. Esta maca versátil ajuda os prestadores de cuidados a prestarem cuidados aos doentes em todo o hospital através da combinação de uma plataforma móvel que permite tirar radiografias.



Clearview Technology

A nossa maca Prime X utiliza a ClearView Technology num design de compartimento duplo. Proporciona uma qualidade de imagem semelhante à de uma mesa de raios x, com a comodidade e a eficiência de uma plataforma móvel.



Opção de mobilidade avançada

Mobilidade avançada com a Big Wheel Reduz a força necessária para empurrar e melhora a manobrabilidade.

Sistema de condução motorizada Zoom®

Reduz significativamente a atividade de empurrar manualmente.



Posicionamento simples da cassete

O design de compartimento duplo permite o posicionamento das cassetes a 360°.

O elevador elétrico facilita a elevação da maca, bastando acionar o pedal com o pé.

Com capacidade para 318 kg acomoda doentes mais pesados

O apoio de costas e a secção dos pés articulados permitem acesso total ao compartimento duplo para limpeza mais fácil.

As grades laterais deslizantes protegem o doente e dobram totalmente o compartimento da maca para imagiologia lateral desimpedida e para armazenamento.

A maca Prime X da Stryker aplica um esquema de cor vermelha nas pegas, grades laterais, proteções laterais e anilhas de realce, fazendo com que a maca para raios x **seja facilmente identificada**.

Prime X

Maca para raios X



Características de série

- Plataforma Clearview Technology
- Base em ABS termoformada com tabuleiro de armazenamento de grande capacidade
- Capacidade para 318 kg
- Suporte para garrafa de oxigénio
- Concebida para lavagem sob pressão (apenas modelos 1105X e 1115X)
- Sistema de travagem de bloqueio central às quatro rodas com ativadores nas duas extremidades
- Sistema hidráulico controlado com o pé montado em ambos os lados com pedal de abaixamento unilateral
- Grades laterais deslizantes
- 4 recetáculos para soros integrados
- +/- Trendelenburg
- Rodízios Omni Surface de 20 cm com proteções integradas
- Apoio de costas/pé estacionário pneumáticos
- Controlos de travagem/condução em ambas as extremidades

Características opcionais

- Colchão de 10 cm (4 pol.) ou 13 cm (5 pol.)
- Controlos de condução e travagem quadrilaterais (apenas 1105X e 1115X)
- Pegas para empurrar retráteis (apenas 1105X e 1115X)
- Controlos hidráulicos em três lados (apenas 1105X e 1115X)
- Pegas para empurrar localizadas na zona dos pés (apenas 1105X)
- Desbloqueio da barra lateral nas duas extremidades
- Pés da cama/suporte para fichas clínicas
- Carrinho de soros
- Tabuleiro para refeições
- Suportes de soros
 - Dobrável permanente em dois ou três pontos, na extremidade dos pés
 - Amovível
- Suporte/mesa para refeições nos pés da cama
- Almofadas para as grades laterais
- Suporte para garrafa de oxigénio vertical
- Correias de contenção
- Elevação elétrica (apenas 1105X e 1115X)
- Disponível para 120 V ou 240 V
- Suporte para cassetes lateral
- Suporte para cassetes vertical
- Tabuleiro para desfibrilhador
- Tabuleiro para desfibrilhador/ extensão para pés da cama/superfície para colocação de fichas clínicas
- Tábua de transferência integrada

Especificações

Número de modelo	1105X (Maca Prime X com quinta roda)* 1115X (Maca Prime X com mobilidade avançada com Big Wheel)* 1125X (Maca Prime X com sistema de condução motorizada Zoom)*
Extensão total	
1105X e 1115X	215,9 cm
1125X	218,4 cm
Largura total	
Grades laterais levantadas	96,5 cm
Grades laterais rebaixadas (1105X e 1115X)	77,5 cm
Grades laterais rebaixadas (1125X)	77,5 cm
Superfície para o doente	76 cm x 191 cm
Capacidade	318 kg
Alcance em altura	
Altura máxima (1105X e 1115X)	92,7 cm
Altura máxima (1125X)	86 cm
Altura mínima (1105X e 1115X)	59,1 cm
Altura mínima (1125X)	58 cm
Posicionamento da maca	
Apoio de costas	0°–90° (±5°)
Posição de Trendelenburg/ anti-Trendelenburg (1105X e 1115X)	±17° (±3°)
Posição de Trendelenburg/ anti-Trendelenburg (1125X)	±16°
Grades laterais	34 cm x 147 cm
Diâmetro dos rodízios	20 cm
EMC	IEC 60601-1-2

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker.

O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).



6 2 6 1 2 1 3 1 P T

62612131PT Rev D.1
SDL 08/2019
2018_17222

Copyright © 2019 Stryker
stryker.com