

# Stryker Prime X™ Maca de Raio-X

Qualidade de Imagem.  
Acesso.  
Versatilidade.



**Stryker Prime X oferece a segurança e eficácia das macas da Série Stryker Prime™, agora com a Tecnologia ClearView™.**

O design exclusivo de plataforma dupla da plataforma do paciente permite o posicionamento dos cassetes em qualquer ponto sob o paciente, da cabeça aos pés e de um lado a outro. A arquitetura aberta acomoda praticamente qualquer tamanho de cassete. Este solução versátil ajuda os profissionais da saúde a fornecer um cuidado excepcional ao paciente em todo o hospital combinando uma plataforma móvel com uma qualidade de imagem superior.



**A Tecnologia ClearView combinada com um design de plataforma dupla oferece a qualidade de imagem que você espera em uma mesa com a conveniência de uma plataforma móvel.**



**Prime X oferece soluções avançadas de mobilidade, como Big Wheel®, que reduz a força de impulso e aprimora a manobrabilidade ou o Zoom® Motorized Drive System,\* que praticamente elimina o impulso manual.**



**Prime X oferece 360 graus de acesso para colocar rapidamente e facilmente o cassete para uma imagem completa do corpo.**

**O design de plataforma dupla** permite que o cassete seja ajustado ao paciente.

**A arquitetura aberta** acomoda praticamente qualquer tamanho de cassete.

**As bordas chanfradas e guias de alinhamento visual** na plataforma do cassete ajudam a tornar a colocação do cassete mais fácil e rápida.

**As balanças integradas** ajudam a reduzir as transferências do paciente e tornam o cuidado com o paciente eficiente.

**O elevador elétrico** torna a elevação da maca fácil, simplesmente pisando no pedal.

**Capacidade de peso de 700 libras** acomoda mesmo seus pacientes mais pesados.

**O encosto articular e a seção para os pés** permitem o acesso completo à plataforma dupla para uma limpeza fácil.

**As Grades Laterais Glideaway™** fornecem uma cobertura excepcional e dobra organizada sob a maca para uma imagem lateral desobstruída e armazenamento quando não forem necessárias.

# Stryker Prime X Maca de Raio-X



## Características Padrão

- Base de ABS Termoformada com capacidade extra para bandeja de armazenagem
- Capacidade de peso de 700 libras
- Superfície do paciente de 30 polegadas de largura com Colchão de Conforto Aprimorado de 3 polegadas
- Porta cilindro de oxigênio integrado
- Placa de transferência integrada
- Desenho de potência lavável (1105X e 1115X somente)
- Sistema de freios de trava central, nas quatro rodas, com ativadores de extremidade dupla
- Pedal de controle hidráulico montado dos dois lados com pedal "uni-lower"
- Grades laterais Glideaway com alças para empurrar/puxar integradas na pesseira
- Quatro receptáculos de soro integrados
- +/- Trendelenburg
- Rodízios de 8 polegadas Omni Surface™ com capas de roda integradas
- Encosto pneumático / pé fixo
- Hidráulico de descida constante
- Freio de extremidade dupla / controles de volante
- Garantia de 2 anos
- Tecnologia ClearView

## 1105X: Todas as Características Padrão Mais

- Quinta roda de direção

## 1115X: Todas as Características Padrão Mais

- Direção Big Wheel

## 1125X: Todas as Características Padrão Mais

- Sistema de Acionamento Motorizado Zoom [Aprovação pendente de 510(k), não disponível para venda]

## Especificações

Número do Modelo	1105X (Prime X com Quinta Roda)*	1115X (Prime X com Big Wheel)*	1125X (Prime X com Acionamento Zoom)*
<b>Comprimento Total</b>			
(1105X e 1115X)	85" (216 cm)		
(1125X)	86" (218 cm)		
<b>Largura Total</b>			
Grades Laterais Elevadas	38" (96,5 cm)		
Grades Laterais Abaixadas (1105X e 1115X)	30,5" (77,5 cm)		
Grades Laterais Abaixadas (1125X)	31" (78,7 cm)		
Superfície do Paciente	30" x 75,25" (76 x 191 cm)		
Capacidade de Peso	700 libras (318 kg)		
<b>Varição de Altura</b>			
Elevado	37,25" (94,6 cm)		
Abaixado (1105X e 1115X)	24" (61 cm)		
Abaixado (1125X)	26,25" (66,68 cm)		
<b>Posicionamento da Maca</b>			
Encosto	0° - 90°		
Seção dos Pés	0° - 40°		
Trend./Trend. Reverso. (1105X e 1115X)	±17°		
Trend./Trend. Reverso. (1125X)	±16°		
Grades laterais	14" x 57,75" (36 x 147 cm)		
Diâmetro do Rodízio	8" (20 cm)		
EMC	IEC 60601-1-2		

## Garantia

Dois anos para peças, mão de obra e viagem

*A Stryker se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.*

## Características Opcionais

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colchão <i>Enhanced Comfort</i> [de Conforto Aprimorado] de 4 polegadas (10 cm)</li> <li>• Colchão <i>Ultra Comfort</i> [Ultra Conforto] de 4 polegadas (10 cm) ou 5 polegadas (13 cm)</li> <li>• Controles de freio e volante de quatro lados (1105X e 1115X somente)</li> <li>• Alças de impulso Pop-up (1105X e 1115X somente)</li> <li>• Sistema de Balança Integrado</li> <li>• Controles hidráulicos de três lados (1105X e 1115X somente)</li> <li>• Bandeja de desfibrilador</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja de desfibrilador / extensor do pé / superfície para fichas</li> <li>• Liberação da grade lateral de extremidade dupla</li> <li>• Pesseira / retentor de fichas</li> <li>• Carregador de haste de soro</li> <li>• Hastes de soro (permanentes, dobráveis ou de dois ou três estágios)</li> <li>• Bandeja de serviço</li> <li>• Retentor de bandeja de serviço /pesseira</li> <li>• Almofadas de grade lateral</li> <li>• Retentor vertical de cilindro de oxigênio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiras de restrição</li> <li>• Volante de corda retrátil</li> <li>• Retentor de filme de Cassete <i>C-Spine</i> [Coluna-C]</li> <li>• Elevador elétrico (1105X e 1115X somente)</li> <li>• Disponível em 120V ou 240V</li> </ul> |
|--|---|--|

\* Marca CE pendente

**LOGO FSC**