

**stryker**

# ProCeed™ Ziekenhuisbed

Epicentrum  
van de  
patiëntenzorg





**40% tot 80%**

van de verpleegkundigen wereldwijd meldt psychologische klachten.<sup>1</sup>



**78.740**

verpleegkundigen in de VS lopen jaarlijks letsel of ziekte op tijdens het werk.<sup>2</sup>



**40-50%**

van de verpleegkundigen geven aan rugpijn te ontwikkelen in de loop van hun carrière.<sup>3</sup>



Ontworpen voor **duurzaamheid**. Ontworpen voor **verzorging**. Ontworpen voor **gebruiksgemak**.  
Ontworpen voor **u**.

Uw ziekenhuisbedden zijn niet alleen meubilair, ze spelen een belangrijke rol in het zorgtraject van de patiënt. Vanwege het wereldwijde tekort aan verpleegkundigen en de hoge werkdruk onder het personeel<sup>4</sup> is het van cruciaal belang dat uw apparatuur niet alleen de onophoudelijke werklast aankan, maar ook gebruiksgemak en duidelijkheid biedt aan het personeel dat erop vertrouwt.

### **Ontdek ProCeed - een hub voor de gezondheidszorg**

die de ervaringen verbetert van zowel verpleegkundigen en het personeel als de patiënten. ProCeed is ontworpen met inzichten van zorgprofessionals over de hele wereld met extra aandacht voor duurzaamheid en reiniging en is gemaakt om u te helpen efficiënte hoogwaardige zorg te leveren.



# Gemaakt voor **duurzaamheid**

Uw patiënten rekenen op u en u verdient apparatuur waar u op kunt rekenen.

Van reiniging tot onderhoudsgemak, ProCeed is gebouwd om te voldoen aan de hoge eisen in de gezondheidszorg.

## Reinigbaar

Dankzij het frame en elektronische bedieningspaneel met een IPX6-classificatie is de ProCeed bestand tegen krachtige waterstralen, zodat u vol vertrouwen uw ziekenhuisbed kunt reinigen. Het steunoppervlak is voorzien van gelaste naden om binnendringen van water te voorkomen.



## Duurzaam ontwerp

Het bed is uitvoerig getest op sterkte en heeft een veilige werkbelasting van 260 kg. Het gehele frame, inclusief wielen, zijheksen, hoofdeinde, voeteneinde en accessoires, zijn uitgebreid getest op schokbestendigheid.<sup>5</sup>

## Eenvoudig te onderhouden

ProCeed is ontworpen voor onderhoudsgemak en kan opgenomen worden in uw ProCare-serviceplan, zodat u al uw apparatuur operationeel kunt houden.

# ProCare Services

# Gemaakt voor **de veiligheid van patiënten en het zorgteam**

Wij weten dat veiligheid voor u de hoogste prioriteit heeft. De ProCeed is gemaakt met de veiligheid van zowel het personeel als de patiënt in het achterhoofd en heeft zodoende een lage hoogte, bedstatusindicatoren en bedhekken over de volledige lengte.

## **Inklapbare bedhekken over de hele lengte met ergonomisch ontwerp**

De ProCeed heeft langs de hele zijkant ergonomische bedhekken die de patiënt in bed houden wanneer dat nodig is. Ze kunnen worden neergeklapt en opgeborgen wanneer ze niet nodig zijn.



## **Statusindicatoren op bedhek**

Dankzij de indicatoren op het bedhek kunnen verpleegkundigen op afstand de onder andere de status van de batterij, remmen, netvoeding, bedhoogte en bedhoek zien.



## **Lage hoogte**

Dankzij de lage bedhoogte van 34 cm kunnen verpleegkundigen en het personeel de patiënt ergonomisch verantwoord verzorgen. Bovendien ondersteunt deze hoogte de mobiliteit van de patiënt en wordt het risico op letsel door vallen verkleind.



# Ontworpen voor **efficiëntie en gebruiksgemak**

Het werk van een verpleegkundige is alles behalve eenvoudig. Daarom heeft ProCeed een doordacht ontwerp om alledaagse taken zoals röntgenfoto's, patiënttransport en herpositionering gemakkelijker te maken.

## **Radiolucente rugsteun**

Met de radiolucente rugsteun van ProCeed kan het personeel röntgenfoto's maken zonder dat de patiënt naar een ander oppervlak hoeft te worden overgebracht. Dit bespaart kostbare tijd en energie.

## **Verschillende hoofdborden**

Keuze uit een hoofdeinde dat gelijk blijft wanneer het frame kantelt of een mobiel hoofdeinde dat met de posities van het bed meebeweegt en kantelt of omhoog/omlaag beweegt.



## **Vijfde wiel**

Mobiliteitsoptie met vijfde wiel: het extra wiel zit midden onder het bed en geeft meer controle, vermindert de benodigde duwkracht bij het wegrijden en sturen, en voorkomt zo rugletsel bij zorgverleners.

## Klantenservice

### Technische ondersteuning

Onze technische ondersteuning bestaat uit een team van professionals die u kunnen helpen met uw ProCeed-behoefden.

### Stryker ProCare Services

Met onze ProCare-services zorgen onze goed getrainde technici ervoor dat uw apparatuur, wanneer nodig, klaar voor gebruik is. ProCare is een partner waarop u kunt rekenen. Zij nemen u de zorg uit handen en zorgen er tevens voor dat u alles voor uw artsen, personeel en patiënten kunt doen wat in uw vermogen ligt.

### Flex Financial-programma

Onze Flex Financial-plannen voorzien in een scala aan slimme alternatieven voor de behoeften van uw organisatie. Wij werken samen met onze klanten om de financiële oplossing te vinden die aansluit op uw behoeften.\*

\*Programmabeschikbaarheid is afhankelijk van het land en de productportefolio. Neem voor informatie en beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger

**Literatuur:** 1: James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. March 2023. ICN. [[https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN\\_Recover-to-Rebuild\\_report\\_EN.pdf](https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf)] 2: Illness, Injuries, and Fatalities. 11 February 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 May 2024. [[https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,\(FTE\)%20workers%20was%20390.6.](https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6.)] 3: Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 July 2023. National Library of Medicine. 15 May 2024. [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses.%5B23%5D%20%5B24%5D.>] 4: Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 Mar 24. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. 5: Testgegevens uit archief

Dit document is uitsluitend bestemd voor medische zorgverleners. Een zorgmedewerker moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker verstrekt geen medische raad en adviseert om professionals in de gezondheidszorg te trainen in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om de grote verscheidenheid in het productaanbod van Stryker te laten zien. Een zorgmedewerker moet altijd de bijsluiters, het productlabel en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken. Sommige producten zijn mogelijk niet in elke markt verkrijgbaar omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de regelgevende en/of medische praktijk in de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde entiteiten bezitten, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handels- of dienstmerken: Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders. ProCeed: Klasse I. De hierboven opgesomde producten hebben een CE-markering conform de Europese richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.

