

stryker

ProCeed™

Łóżko szpitalne

**Centrum opieki
nad pacjentem**





Od 40% do 80%

członków personelu pielęgniarstwa na całym świecie informuje o doświadczaniu stresu psychologicznego¹.



78 740

członków personelu pielęgniarstwa w Stanach Zjednoczonych co roku odnosi obrażenia lub zapada na choroby związane z wykonywaną pracą².



Od 40% do 50%

członków personelu pielęgniarstwa zgłasza, że w trakcie swojej kariery zawodowej odczuwa ból pleców³.



Zaprojektowane z myślą o **trwałości.**
Zaprojektowane z myślą o **opiece.**
Zaprojektowane z myślą o **łatwości obsługi.**
Zaprojektowane z myślą o **Tobie.**

Łóżka szpitalne to nie tylko meble — to wyposażenie, które odgrywa kluczową rolę w procesie powrotu pacjenta do zdrowia. W obliczu światowych niedoborów personelu pielęgniarskiego i jego wypalenia zawodowego⁴ kluczowe jest, aby sprzęt był nie tylko wytrzymały, ale zapewniał także intuicyjną i prostą obsługę dla personelu, który na nim polega.

Poznaj łóżko ProCeed — centrum opieki zdrowotnej,

które poprawia komfort pacjentów i ułatwia pracę personelowi. Opracowane we współpracy z lekarzami z całego świata z myślą o trwałości i łatwości czyszczenia, łóżko ProCeed pomaga Ci zapewnić pacjentom opiekę najwyższej jakości.



Stworzone z myślą o **trwałości**

Ciężko pracujesz dla swoich pacjentów i dlatego zasługujesz na sprzęt, który ciężko pracuje dla Ciebie. Od łatwości czyszczenia po łatwość serwisowania — łóżko ProCeed zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom opieki zdrowotnej.

Łatwość czyszczenia

Dzięki klasie wodoszczelności IPX6 rama i elektroniczny panel sterujący łóżka ProCeed są odporne na czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, co pozwala na pewne czyszczenie łóżka szpitalnego. Materac posiada zgrzewane szwy, które zapobiegają przedostawaniu się wody.



Wytrzymała konstrukcja

Łóżko o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 260 kg zostało poddane rygorystycznym testom wytrzymałości. Cała rama, w tym koła, poręcze boczne, szczyty łóżka od strony głowy i nóg oraz akcesoria, zostały poddane kompleksowym testom odporności na uderzenia⁵.

Łatwe serwisowanie

Łóżko ProCeed zostało zaprojektowane z myślą o łatwości serwisowania i może zostać objęte planem serwisowym ProCare, który pozwala zapewnić należyłą sprawność wyposażenia.

ProCare Services

Stworzone z myślą o **bezpieczeństwie pacjentów i personelu**

Wiemy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dzięki niewielkiej wysokości, wskaźnikom stanu łóżka i poręczach na całej długości łóżka, łóżko ProCeed zapewnia bezpieczeństwo zarówno personelowi, jak i pacjentowi.

Ergonomiczne, składane poręcze boczne na całej długości łóżka

Ergonomiczne poręcze boczne na całej długości łóżka ProCeed pomagają, w razie potrzeby, zatrzymać pacjentów w łóżku. W sytuacji, gdy nie są potrzebne, można je w pełni złożyć.



Wskaźniki stanu łóżka na poręczy bocznej

Dzięki wskaźnikom na poręczy bocznej personel pielęgniarstwa może z odległości sprawdzić m.in. stan akumulatora, hamulców i zasilania sieciowego, a także wysokość i kąt nachylenia łóżka.



Niewielka wysokość

Wynosząca zaledwie 34 cm wysokość łóżka ProCeed zapewnia personelowi medycznemu ergonomiczną pozycję podczas pracy z pacjentem oraz ułatwia pacjentom mobilność i zmniejsza ryzyko obrażeń na skutek upadków.



Zaprojektowane z myślą o **wydajności** i **łatwości obsługi**

O pracy personelu pielęgniarskiego można powiedzieć wiele rzeczy, ale nie to, że jest łatwa. Dlatego łóżko ProCeed zostało zaprojektowane tak, aby ułatwić wykonywanie codziennych zadań, takich jak badania RTG, transport pacjentów i zmiana ich pozycji.

Oparcie pleców przezierne dla promieni RTG

Dzięki przeziernemu dla promieni RTG oparciu pleców łóżka ProCeed, personel może wykonywać zdjęcia rentgenowskie bez przenoszenia pacjenta na inny materac, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i energię.

Opcje szczytu łóżka od strony głowy

Dostępny jest szczyt łóżka, który pozostaje nieruchomy, gdy rama łóżka się nachyla, lub szczyt ruchomy, który pochyla się, podnosi i opuszcza wraz ze zmianą pozycji łóżka.



Pięte koło

Dodatkowe, piąte koło umieszczone na środku łóżka zapewnia lepszą kontrolę, zmniejsza siłę potrzebną do przesunięcia łóżka i ułatwia kierowanie, przez co pomagają ograniczyć liczbę urazów pleców personelu.

Obsługa klienta

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna to zespół profesjonalistów gotowych do udzielenia Państwu pomocy w zakresie obsługi łóżka ProCeed.

Usługi ProCare firmy Stryker

W ramach usług serwisowych ProCare wykwalifikowani serwisanci naszej firmy zapewniają ciągłą gotowość sprzętu do działania. ProCare to usługi, na których można polegać. Dzięki nim mają Państwo mniej powodów do zmartwień oraz pewność, że pacjenci mają zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie, a lekarze i personel – bezpieczne warunki pracy.

Program finansowania Flex Financial

W ramach programu finansowania Flex Financial firmy Stryker zapewniamy szereg przemysłowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb Państwa organizacji. Przy określaniu właściwego rozwiązania, które w pełni odpowiada wymaganiom naszych klientów, skorzystamy z ich pomocy*.

* Dostępność programu zależy od kraju i oferty produktów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Materiały referencyjne: 1: James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. Marzec 2023 r. ICN. [https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf] 2: Illness, Injuries, and Fatalities. 11 lutego 2022 r. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 maja 2024 r. [[https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,\(FTE\)%20workers%20was%20390.6](https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6)] 3: Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 lipca 2023 r. National Library of Medicine. 15 maja 2024 r. [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D>] 4: Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. Mmaj 2023 r.;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 marzec 2024 r. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. 5: Dane dotyczące testów dostępne w dokumentacji

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca przeszkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

Przekazane informacje mają na celu przedstawienie asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami i/lub instrukcjami dotyczącymi produktu. Określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach, ponieważ ich dostępność jest zależna od przepisów prawnych i/lub wytycznych medycznych obowiązujących na danych rynkach. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z jej lokalnym przedstawicielem.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpili o ochronę następujących znaków towarowych bądź usługowych: Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli lub dysponentów. ProCeed: Klasa I. Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i dyrektywami UE.

