

stryker

ProCeed™ Cama hospitalar

**Um epicentro
dos cuidados
prestados aos
doentes**





40% a 80%

dos enfermeiros relatam sintomas de stress psicológico, globalmente.¹



78 740

enfermeiros nos EUA sofrem anualmente lesões ou doenças no trabalho.²



40-50%

dos enfermeiros relatam desenvolver lesões lombares ao longo da sua carreira.³




Concebida para garantir **durabilidade**. Concebida para **cuidados**. Concebida para **facilidade**. Concebida para **si**.

As suas camas hospitalares não são apenas móveis, desempenham um papel fundamental no percurso do doente de volta à saúde. Face à escassez mundial e *burnout* de enfermeiros⁴, é crucial que o seu equipamento não só suporte a carga de trabalho incessante, como também proporcione uma experiência intuitiva e simples aos profissionais de saúde que dependem dele.

Conheça a ProCeed, um centro para cuidados de saúde,

a elevar as experiências para enfermeiros, pessoal e doentes. Concebida com a contribuição de profissionais de saúde de todo o mundo para durabilidade e facilidade de limpeza, a ProCeed ajuda-o a prestar cuidados de qualidade eficientes.



Concebida para garantir **durabilidade**

Trabalha arduamente para os seus doentes e merece um equipamento que trabalhe arduamente para si. Desde a facilidade de limpeza à manutenção, a ProCeed foi concebida para suportar as exigências dos cuidados de saúde.

Fácil de limpar

Com uma classificação IPX6, a estrutura e o painel de controlo eletrónico da ProCeed são resistentes a jatos de água potentes, o que lhe permite limpar a cama hospitalar com confiança. A superfície da estrutura possui emendas soldadas para evitar a entrada de água.



Design durável

Com uma carga de trabalho para funcionamento em segurança de 260 kg, a resistência da cama foi testada com rigor. Toda a estrutura, incluindo as rodas, as grades laterais, a cabeceira, o painel aos pés da cama e os acessórios, foi exaustivamente testada quanto à resistência ao impacto.⁵

Simples de realizar manutenção

A ProCeed foi concebida para facilitar a manutenção e pode incluí-la no seu plano de assistência ProCare, para que possa manter o desempenho das suas camas como deveria.

ProCare Services

Concebida para **a segurança do doente e da equipa de cuidados**

Sabemos que a segurança é uma prioridade máxima para si. Com uma altura baixa da cama, indicadores de estado da cama e grades laterais de cobertura total, a ProCeed foi criada tendo em conta a segurança do pessoal e do doente.

Grades laterais rebatíveis de design ergonómico e cobertura total

As grades laterais de design ergonómico e cobertura total ajudam a manter os doentes na cama quando precisam de estar nela, e são rebatíveis quando não são necessárias.



Indicadores de estado na grade lateral

Com indicadores na grade lateral, os enfermeiros podem ver, à distância, o estado da bateria, travões, alimentação CA, altura da cama, ângulo da cama e muito mais.



Altura reduzida

A altura baixa de 34 cm da cama ProCeed não só oferece uma posição ergonómica para que enfermeiros e funcionários possam ajudar os doentes, como também suporta a mobilidade dos doentes e reduz o risco de lesões por quedas.



Concebida para **eficiência e facilidade de utilização**

O trabalho de um enfermeiro é tudo menos fácil. É por isso que a ProCeed foi cuidadosamente concebida para facilitar as tarefas diárias como raios X, transporte de doentes e reposicionamento.

Apoio para costas radioluciente

Com o apoio para costas radioluciente da ProCeed, a equipa pode fazer raios X sem transferir o doente para outra superfície, poupando tempo e energia valiosos.

Opções de cabeceira

Escolha entre uma cabeceira que se mantém imóvel quando a estrutura é inclinada, ou uma cabeceira móvel que inclina, sobe e desce à medida que a cama é deslocada para diferentes posições.



Quinta roda

A mobilidade com quinta roda, uma roda adicional no centro da cama, proporciona um maior controlo, reduz a força para começar a empurrar e virar, ajudando a reduzir as lesões nas costas dos prestadores de cuidados.



Serviços de apoio ao cliente

Assistência técnica

A nossa assistência técnica é constituída por uma equipa de profissionais disponíveis para ajudar nas suas necessidades relativas à cama ProCeed.

Serviços ProCare da Stryker

Com os Serviços ProCare, os nossos técnicos qualificados ajudam a garantir que o seu equipamento está pronto a funcionar sempre que seja necessário. Os Serviços ProCare são uma parceria em que pode confiar para ter menos uma preocupação e mais uma razão para se sentir confiante de que faz os possíveis pelos seus médicos, pela sua equipa e pelos seus doentes.

Programa Flex Financeal

Através dos serviços Flex Financeal da Stryker, disponibilizamos uma gama de alternativas inteligentes desenvolvidas para dar resposta às necessidades da sua organização. Colaboramos com os nossos clientes para ajudá-los a encontrar a solução financeira que melhor se adapta às suas necessidades.*

* A disponibilidade do programa varia consoante o país e o catálogo de produtos. Consulte o seu representante de vendas local para obter mais informações e verificar a disponibilidade

Referências: 1: James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. March 2023. ICN. [https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf] 2: Illness, Injuries, and Fatalities. 11 de fevereiro de 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 de maio de 2024. [[https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,\(FTE\)%20workers%20was%20390.6.](https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6.)] 3: Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 de julho de 2023. National Library of Medicine. 15 de maio de 2024. [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D.>] 4: Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 Mar 24. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. 5: dados de teste em arquivo

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde. Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, Flex Financeal, ProCare, ProCeed. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores. ProCeed: Classe I. Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

