

ProCeed™

Cama de hospital



Diseño **duradero.**

Diseño **seguro.**

Diseño **cómodo.**

El diseño idóneo para **usted.**

Las camas de hospital no son solo parte del mobiliario, sino que desempeñan un papel fundamental en la recuperación de los pacientes.

Presentamos ProCeed, el modelo de camas de hospital que mejora la experiencia tanto del personal de enfermería y los equipos médicos como de los pacientes. Las camas ProCeed se han diseñado a partir de los comentarios recibidos de médicos de todo el mundo sobre la durabilidad y la facilidad de limpieza con el objetivo de ayudarle a proporcionar una atención médica eficiente y de calidad.



Durabilidad

Fácil de limpiar

La clasificación IPX6 de la cama ProCeed protege la estructura y el panel de control contra chorros de agua fuertes y le permite limpiar con seguridad la cama del hospital. La superficie de apoyo cuenta con costuras soldadas que evitan la entrada de agua.

Duradero

Esta cama se ha sometido a rigurosas pruebas de resistencia y soporta una carga máxima segura de 260 kg. Toda la estructura se ha sometido a pruebas exhaustivas de resistencia a impactos.¹



Seguridad

Barandillas plegables de cobertura completa

Las barandillas de cobertura completa de ProCeed, con indicadores de estado integrados, ayudan a mantener a los pacientes en la cama cuando es necesario, y se pliegan y se retraen si no están en uso.

Baja altura

La cama ProCeed tiene una altura mínima de 34 cm. Esto no solo ofrece una posición ergonómica para que el personal de enfermería y el equipo médico puedan atender a los pacientes, sino que también favorece la movilidad del paciente y reduce el riesgo de lesiones por caídas.



Facilidad de uso

Respaldo radiotransparente

Gracias al respaldo radiotransparente de las camas ProCeed, el personal sanitario puede tomar radiografías de los pacientes sin necesidad de transferirlos a otra superficie, lo que ahorra un tiempo y una energía muy valiosos.

Opciones de cabecero

Las camas ProCeed permiten elegir entre un cabecero que se mantiene fijo cuando se inclina la estructura o un cabecero móvil que se inclina a la vez que la estructura.

ProCeed

Características estándar

- Cabecero fijo o móvil
- Batería auxiliar
- Compatible con RCP manual en ambos lados de la cama
- Elevador, respaldo y reposapiernas eléctricos
- Barandillas plegables de cobertura completa y con capacidad de bloqueo
- Controles en ambas barandillas
- Fundas de camilla extraíbles
- Pedales de dirección, posición neutra y freno en las cuatro esquinas
- Rueda antiestática para reducir la carga eléctrica de la estructura
- Paragolpes
- Sistema articulado de elevación de rodillas y pies fácilmente ajustable
- Indicador de ángulo para ajustar la posición del respaldo, así como las posiciones Trendelenburg y Trendelenburg inversa
- Indicadores de batería, de bloqueo del sistema de articulación, de altura de la cama y de alimentación
- Protección IPX6 contra chorros de agua a presión
- Esperanza de vida útil de diez (10) años
- Ruedas de banda doble
- Luz bajo la cama
- Estructura metálica con pintura electroestática
- Cabecero y piecero extraíbles

Características opcionales

- Indicador de freno
- Quinta rueda
- Mando para personal de enfermería
- Mando del paciente
- Respaldo transparente para rayos X y soporte para casetes
- Extensión de la cama con bandeja para ropa de cama

Especificaciones

| | Cama medicoquirúrgica ProCeed |
|---|-------------------------------|
| Número de modelo | 8500 |
| Carga máxima segura* | 260 kg |
| Peso máximo del paciente | 215 kg |
| Dimensiones generales del producto | |
| Longitud | 220 cm (± 1 cm) |
| Longitud (con extensión de la cama, opcional) | 251 cm (± 1 cm) |
| Anchura | 99 cm (± 1 cm) |
| Altura del producto (sin colchón) | |
| Baja | 34 cm (+ 1,5/-2,5 cm) |
| Alta (control por parte del paciente) | 48,8 cm (± 1 cm) |
| Alta (control por parte del operador) | 76,5 cm (± 1 cm) |
| Espacio libre debajo del producto | 15,5 cm |
| Tamaño de las ruedas | Ø15 cm |
| Indicador del ángulo del producto | De 0° a 15° |
| Indicador del ángulo del respaldo | De 0° a 90° |
| Ángulo del respaldo | De 0° a 65° |
| Trendelenburg/Trendelenburg inversa | De -12° a 12° |
| Ángulo de articulación Gatch | De 0° a 30° |
| Características electrónicas | 100-240 V de CA, 50/60 Hz |

Paquetes

- ProCeed Basic: incluye todas las características estándar
- ProCeed Plus: incluye todas las características estándar, además de las siguientes:
 - Indicador de freno
 - Quinta rueda
 - Mando para personal de enfermería
 - Mando del paciente
 - Respaldo para rayos X
 - Extensión de la cama con bandeja para ropa de cama
- ProCeed Custom**
 - Totalmente personalizable

* La carga máxima segura corresponde a la suma de los pesos del paciente, el colchón y los accesorios.
 ** Póngase en contacto con su representante de ventas para conocer las opciones personalizables.

Referencia: 1. Datos de pruebas archivados.

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica. Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo. La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área. Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: ProCeed y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos. ProCeed: clase I. Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

