

ProCeed™ Ziekenhuisbed



Ontworpen voor **duurzaamheid.**

Ontworpen voor **verzorging.**

Ontworpen voor **gebruiksgemak.**

Ontworpen voor **u.**

Uw ziekenhuisbedden zijn niet alleen meubilair, ze spelen een belangrijke rol in het zorgtraject van de patiënt.

Ontdek ProCeed: het verbetert de ervaringen van zowel verpleegkundigen en personeel als patiënten. ProCeed is ontworpen met inzichten van zorgprofessionals over de hele wereld met extra aandacht voor duurzaamheid en reiniging en is gemaakt om u te helpen efficiënte, hoogwaardige zorg te leveren.



Duurzaamheid

Reinigbaar

Dankzij het frame en elektronische bedieningspaneel met een IPX6-classificatie is de ProCeed bestand tegen krachtige waterstralen, zodat u vol vertrouwen uw ziekenhuisbed kunt reinigen. Het steunoppervlak is voorzien van gelaste naden om binnendringen van water te voorkomen.

Duurzaam ontwerp

Het bed is uitvoerig getest op sterkte en heeft een veilige werkbelasting van 260 kg. Het gehele frame is uitgebreid getest op schokbestendigheid.¹



Veiligheid

Inklapbare bedhekken over de hele lengte

De ProCeed heeft langs de hele zijkant bedhekken met geïntegreerde statusindicatoren. Deze houden de patiënt in bed wanneer dat nodig is en kunnen worden neergeklapt en opgeborgen wanneer ze niet nodig zijn.

Lage hoogte

Dankzij de lage bedhoogte van 34 cm kunnen verpleegkundigen en het personeel de patiënt ergonomisch verantwoord verzorgen. Bovendien ondersteunt deze hoogte de mobiliteit van de patiënt en wordt het risico op letsel door vallen verkleind.



Gebruiksgemak

Radiolucente rugsteun

Met de radiolucente rugsteun van ProCeed kan het personeel röntgenfoto's maken zonder dat de patiënt naar een ander oppervlak hoeft te worden overgebracht. Dit bespaart kostbare tijd en energie.

Verschuifbare hoofdborden

Kies tussen een hoofdeinde dat gelijk blijft wanneer het frame kantelt, of een mobiel hoofdeinde dat meebeweegt wanneer het frame kantelt.

ProCeed

Standaardfuncties

- Beweegbaar of vast hoofdbord
- Reservebatterij
- Handmatige CPR aan weerskanten van het bed
- Elektrisch omhoog, elektrische beensteun, elektrische rugsteun
- Vergrendelbare en wegklapbare zijhekken over de hele lengte
- Dubbele bediening van de zijhekken
- Verwijderbare matrasovertrekken
- Pedalen aan vier zijden met rem-, stuur- en neutrale stand
- Antistatisch wiel voor framegeleiding
- Stootranden
- Eenvoudig verstelbare knie- en voetverhoging
- Hoekindicator voor rugsteun, Trendelenburg, anti-Trendelenburg
- Indicatoren voor batterij, blokkering van beweging, bedhoogte en stroom
- IPX6-bescherming tegen waterstralen
- Levensverwachting van tien (10) jaar
- Dubbele zwenkwielen
- Verlichting onder het bed
- Elektrostatisch, geschilderd metalen frame
- Uitneembaar hoofd- en voeteneinde

Optionele accessoires

- Remlampje
- Vijfde wiel
- Afstandsbediening voor de verpleegkundige
- Afstandsbediening voor de patiënt
- Röntgendoorlaatbare rugsteun en cassettehouder
- Bedverlengstuk met beddengoedlade

Specificaties

	ProCeed MedSurg-bed
Modelnummer	8500
Veilige belasting*	260 kg
Maximaal patiëntengewicht	215 kg
Totale afmetingen	
Lengte	220 cm (± 1 cm)
Lengte (met optioneel bedverlengstuk)	251 cm (± 1 cm)
Breedte	99 cm (± 1 cm)
Producthoogte (zonder matras)	
Laag	34 cm (+1,5/-2,5 cm)
Hoog (bedieningsknoppen patiënt)	48,8 cm (± 1 cm)
Hoog (bedieningsknoppen zorgverlener)	76,5 cm (± 1 cm)
Vrije ruimte onder product	15,5 cm
Grootte zwenkwiel	Ø 15 cm
Hoekindicator product	0° tot 15°
Hoekindicator rugsteun	0° tot 90°
Hoek van rugsteun	0° tot 65°
Trendelenburg/anti-Trendelenburg	-12° tot 12°
Hoek van gatch	0° tot 30°
Elektronica	100-240 VAC, 50/60 Hz

Pakketten

- ProCeed Basic, omvat alle standaardfuncties
- ProCeed Plus, bevat alle standaardfuncties plus:
 - Remlampje
 - Vijfde wiel
 - Afstandsbediening voor de verpleegkundige
 - Afstandsbediening voor de patiënt
 - Röntgenrugsteun
 - Bedverlengstuk met beddengoedlade
- ProCeed Custom**
 - Volledig aanpasbaar

* De veilige werkbelasting is de som van het gewicht van de patiënt, het matras en de accessoires.
 ** Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor de aanpasbare opties.

Referentie: 1. Testgegevens uit archief

Dit document is uitsluitend bestemd voor medische zorgverleners. Een zorgmedewerker moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker verstrekt geen medische raad en adviseert om professionals in de gezondheidszorg te trainen in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken. De verstrekte informatie is bedoeld om de grote verscheidenheid in het productaanbod van Stryker te laten zien. Een zorgmedewerker moet altijd de bijsluiter, het productlabel en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken. Sommige producten zijn mogelijk niet in elke markt verkrijgbaar omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de regelgevende en/of medische praktijk in de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw regio. Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde entiteiten bezitten, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handels- of dienstmerken: Stryker, ProCeed. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders. ProCeed: klasse I. De hierboven opgesomde producten hebben een CE-markering conform de Europese richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.