

ProCeed™

Cama hospitalar



Concebida para garantir **durabilidade**.

Concebida para **cuidados**.

Concebida para **facilidade**.

Concebida para **si**.

As suas camas hospitalares não são apenas móveis, desempenham um papel fundamental no percurso do doente de volta à saúde.

Conheça a ProCeed, a elevar as experiências para enfermeiros, pessoal e doentes. Concebida com a contribuição de profissionais de saúde de todo o mundo para durabilidade e facilidade de limpeza, a ProCeed é concebida para ajudar a prestar cuidados de qualidade eficientes.



Durabilidade

Fácil de limpar

Com uma classificação IPX6, a estrutura e o painel de controlo eletrónico da ProCeed são resistentes a jatos de água potentes, o que lhe permite limpar a cama hospitalar com confiança. A superfície da estrutura possui emendas soldadas para evitar a entrada de água.

Design durável

Com uma carga de trabalho para funcionamento em segurança de 260 kg, a resistência da cama foi testada com rigor. Toda a estrutura foi testada exaustivamente quanto à resistência ao impacto.¹



Segurança

Grades laterais rebatíveis com cobertura total

As grades laterais de cobertura total, com indicadores de estado integrados, ajudam a manter os doentes na cama quando precisam de estar nela, e são rebatíveis e arrumáveis quando não são necessárias.

Altura reduzida

A altura baixa de 34 cm da cama ProCeed não só oferece uma posição ergonómica para que enfermeiros e funcionários possam ajudar os doentes, como também suporta a mobilidade dos doentes e reduz o risco de lesões por quedas.



Facilidade de utilização

Apoio para costas radioluciente

Com o apoio para costas radioluciente da ProCeed, a equipa pode fazer raios X sem transferir o doente para outra superfície, poupando tempo e energia valiosos.

Opções de cabeceira

Escolha entre uma cabeceira que se mantém imóvel quando a estrutura é inclinada, ou uma cabeceira móvel que inclina quando a estrutura inclina.

ProCeed

Características de série

- Cabeceira móvel ou fixa
- Bateria de reserva
- RCP manual dos dois lados da cama
- Elevação elétrica, secção de pernas elétrica e secção de costas elétrica
- Grades laterais de cobertura total rebatíveis com funcionalidade de bloqueio
- Controlos de grade lateral duplos
- Coberturas de estrutura de cama amovíveis
- Travagem central com pedais nos quatro cantos
- Rodas antiestáticos com dissipação de eletricidade estática
- Proteção de impacto
- Articulação de elevação dos joelhos e pés de ajuste fácil
- Indicador de ângulo para o apoio para costas, posição de Trendelenburg, Trendelenburg invertida
- Indicadores para bateria, bloqueio da articulação, altura e potência da cama
- Proteção IPX6 contra jatos de água
- Dez (10) anos de vida útil
- Rodas duplas
- Luz debaixo da cama
- Estrutura metálica pintada eletrostática
- Cabeceira e pés da cama amovíveis

Características opcionais

- Indicador do travão
- 5.ª roda
- Controlo para enfermeiros
- Controlo para doentes
- Apoio para costas translúcido para exames radiográficos com porta-cassete
- Extensor de cama com tabuleiro de arrumação

Especificações

	Cama ProCeed MedSurg
Número do modelo	8500
Carga de trabalho segura*	260 kg
Peso máximo do doente	215 kg
Dimensões globais do equipamento	
Comprimento	220 cm (± 1 cm)
Comprimento (com extensão da cama - opcional)	251 cm (± 1 cm)
Largura	99 cm (± 1 cm)
Altura do equipamento (sem colchão)	
Mínima	34 cm (+ 1,5/-2,5 cm)
Máxima (controlos do doente)	48,8 cm (± 1 cm)
Máxima (controlos do operador)	76,5 cm (± 1 cm)
Espaço sob o equipamento	15,5 cm
Tamanho dos rodízios	Ø15 cm
Indicador de ângulo do equipamento	0° – 15°
Indicador de ângulo do apoio para costas	0° – 90°
Ângulo do apoio para costas	0° – 65°
Trendelenburg/Trendelenburg invertida	-12° – 12°
Ângulo de joelho elétrico	0° – 30°
Eletrónica	100-240 V CA, 50/60 Hz

Pacotes

- ProCeed Basic, inclui todas as características de série
- ProCeed Plus, inclui todas as características de série e ainda:
 - Indicador do travão
 - 5.ª roda
 - Controlo para enfermeiros
 - Controlo para doentes
 - Apoio para costas para raios X
 - Extensor de cama com tabuleiro de arrumação
- ProCeed Custom**
 - Totalmente personalizável

*A carga de trabalho em segurança indica a soma do peso do doente, do colchão e dos acessórios.
** Contacte o seu representante de vendas para as opções personalizáveis.

Referência: 1. Dados de teste em arquivo
Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde. Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker. A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, ProCeed. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores. ProCeed: classe I. Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 EUA

stryker.com