

ProCeed™ Pat de spital



Conceput pentru **durabilitate.**

Conceput pentru **îngrijire.**

Conceput pentru **ușurință.**

Conceput pentru **dumneavoastră.**

Paturile de spital nu sunt doar mobilier – acestea joacă un rol cheie în revenirea pacientului la starea de sănătate.

Faceți cunoștință cu ProCeed – experiență îmbunătățită pentru asistente, personal și pacienți deopotrivă. Proiectat alături de clinicieni din întreaga lume pentru durabilitate și posibilitate de curățare eficientă, ProCeed este conceput pentru a vă ajuta să oferiți o îngrijire eficientă și de calitate.



Durabilitate

Posibilitate de curățare

Cu o clasificare IPX6, cadrul și panoul electronic ProCeed sunt rezistente la jeturile puternice de apă, permițându-vă să curățați cu încredere patul de spital. Suprafața de susținere este prevăzută cu îmbinări sudate, pentru a preveni pătrunderea apei.

Design durabil

Cu o sarcină de lucru sigură de 260 kg, patul a fost testat cu rigurozitate pentru rezistență. Întregul cadru a fost testat în mod cuprinzător pentru rezistență la impact.¹



Siguranță

Bare laterale pliabile, cu acoperire completă

Barele laterale cu acoperire completă ale ProCeed, cu indicatori de stare integrați, contribuie la menținerea pacienților în pat atunci când este necesar să se afle acolo și se pun departe atunci când nu este necesar acest lucru.

Înălțime redusă

Înălțimea redusă a patului ProCeed de 34 cm nu numai că oferă o poziție ergonomică pentru asistente și pentru personal pentru a le acorda asistență pacienților, ci susține și mobilitatea pacienților și reduce riscul de vătămare corporală din cauza căderilor.



Ușurință în utilizare

Spătar radiotransparent

Cu spătarul radiotransparent al ProCeed, personalul poate realiza examinări cu raze X fără a transfera pacientul pe o altă suprafață, economisind timp și efort.

Opțiunile de panou pe tăblie

Alegeți între un panou pe tăblie care rămâne staționar atunci când cadrul se înclină și un panou pe tăblie mobil, care se înclină atunci când cadrul se înclină.

ProCeed

Funcții standard

- Panou pe tăblie mobil sau staționar
- Baterie de rezervă
- Sistem manual de resuscitare cardiopulmonară pe ambele părți ale patului
- Ridicare electrică, suport electric pentru picioare, spătar electric
- Bare laterale care pot fi blocate și date deoparte, cu acoperire completă
- Comenzi duble pentru barele laterale
- Capace detașabile pentru resturi
- Patru pedale pentru frână, pentru poziția neutră și pentru direcționare, aflate în colțuri
- Rolă anti-statică la cadrul inferior
- Bare de protecție
- Articulație cu ajustarea ușoară pentru ridicarea genunchilor și picioarelor
- Indicator de unghi pentru spătar, Trendelenburg, Trendelenburg invers
- Indicatoare pentru baterie, blocarea articulației, înălțimea patului și putere
- Protecție IPX6 împotriva jeturilor de apă
- Durată de viață preconizată de zece (10) ani
- Role cu două roți
- Lumină sub pat
- Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic
- Panouri detașabile în zonele capului și picioarelor

Funcții opționale

- Indicator frână
- A cincea roată
- Telecomandă portabilă pentru asistentă
- Telecomandă portabilă pentru pacient
- Spătar transparent la raze X și suport de casetă
- Extensie pat cu tavă pentru lenjerie de pat

Specificațiile

	Patul ProCeed MedSurg
Număr model	8500
Sarcină utilă admisibilă*	260 kg
Greutate maximă a pacientului	215 kg
Dimensiune totală a produsului	
Lungime	220 cm (±1 cm)
Lungime (cu extensie pat - opțional)	251 cm (± 1 cm)
Lățime	99 cm (±1 cm)
Înălțime produs (fără saltea)	
Coborât	34 cm (+1,5/-2,5 cm)
Ridicat (comenzi pacient)	48,8 cm (±1 cm)
Ridicat (comenzi operator)	76,5 cm (±1 cm)
Spațiu sub produs	15,5 cm
Dimensiune roată	Ø15 cm
Indicatorul unghi produs	0° – 15°
Indicator unghi spătar	0° – 90°
Unghi spătar	0 °– 65°
Trendelenburg/Invers	-12° – 12°
Unghi de înclinare picioare	0° – 30°
Sistem electric	100-240 VCA, 50/60 Hz

Pachete

- ProCeed Basic, include toate caracteristicile standard
- ProCeed Plus, include toate caracteristicile standard plus:
 - Indicator frână
 - A cincea roată
 - Telecomandă portabilă pentru asistentă
 - Telecomandă portabilă pentru pacient
 - Spătar pentru examinări cu raze X
 - Extensie pat cu tavă pentru lenjerie de pat
- ProCeed personalizat**
 - Complet personalizabil

*Sarcina utilă sigură indicată reprezintă suma greutăților pacientului, saltei și accesoriilor
** Contactați-vă reprezentantul de vânzări pentru opțiuni personalizabile.

Referințe: 1. Date de testare aflate la dosar

Acest document este destinat exclusiv utilizării de către personalul medical. Personalul medical trebuie să se bazeze întotdeauna pe propriile cunoștințe clinice specializate când decide să utilizeze un anumit produs în tratarea unui anumit pacient. Stryker nu oferă consultanță medicală și recomandă ca personalul medical să fie instruit cu privire la utilizarea oricărui produs înainte de a-l utiliza. Informațiile prezentate au scopul de a demonstra varietatea ofertei de produse Stryker. Înainte de utilizarea oricărui produs Stryker, personalul medical trebuie să consulte întotdeauna prospectul din ambalaj, eticheta produsului și/sau instrucțiunile de utilizare. Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele, deoarece disponibilitatea produselor depinde de reglementările și/sau practicile medicale de pe fiecare piață. Dacă aveți întrebări privind disponibilitatea produselor Stryker în zona dvs., contactați reprezentantul Stryker: Stryker Corporation sau diviziile sale sau alte entități afiliate corporației dețin, utilizează sau au depus cereri pentru înregistrarea următoarelor mărci comerciale sau de servicii: Stryker, ProCeed. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor sau deținătorilor respectivi ai acestora. ProCeed : clasa I. Produsele prezentate au marcajul CE în conformitate cu reglementările și directivele UE aplicabile.

