

ProCeed™

Hastane Yatağı



Dayanıklılık için tasarlandı.

Bakım için tasarlandı.

Kolaylık için tasarlandı.

Sizin için tasarlandı.

Hastane yataklarınız sadece mobilyalardan ibaret değildir; hastanın sağlığına geri dönmesinde önemli bir rol oynar.

ProCeed ile tanışın: Hem hemşireler hem de hastalar için daha üstün deneyimler sunar. Dayanıklılık ve temizlenebilirlik için dünyanın dört bir yanındaki klinisyenlerin katkıları ile tasarlanan ProCeed, verimli ve kaliteli bakım sunmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.



Dayanıklılık

Temizlenebilir

IPX6 koruma sistemine sahip ProCeed'in kasası ve elektronik paneli, güçlü su jetlerine karşı dayanıklıdır ve hastane yatağınızı güvenli temizlemenizi sağlar. Destek yüzeyinde su girişini önlemek için kaynaklı dikişler bulunur.

Dayanıklı tasarım

260 kg güvenli çalışma yüküyle yatak, sıkı bir şekilde güç testine tabi tutulmuştur. Tüm yatak çerçevesi, darbe direnci açısından kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.¹



Güvenlik

Tam kapsam sağlayan katlanır korkuluklar

ProCeed'in entegre durum göstergeleriyle birlikte tam kapsama alanı sağlayan korkulukları, hastaların olması gerektiğinde yatakta kalmasına yardımcı olur ve gerekmedikçe katlanıp saklanabilir.

Düşük yükseklik

ProCeed'in 34 cm'lik alçak yatak yüksekliği, hemşireler ve personelin hastalara yardımcı olması için ergonomik bir konum sunmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın hareket kabiliyetini destekler ve düşme nedeniyle yaralanma riskini azaltır.



Kullanım kolaylığı

Radyolüsen sırt desteği

ProCeed'in radyolüsen sırt desteği sayesinde personel, hastayı başka bir yüzeye aktarmadan röntgen çekebilir, böylece süreçte değerli zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

Yatak başlığı seçenekleri

Yatak çerçevesi yattığında sabit kalan bir yatak başlığı veya yatak çerçevesi yattığında eğilebilen hareketli bir yatak başlığı arasından seçim yapın.

ProCeed

Standart özellikler

- Hareketli veya sabit yatak başlığı
- Akü desteği
- Yatağın her iki tarafında manuel CPR
- Elektrikli kaldırma, elektrikli bacak desteği, elektrikli sırt desteği
- Tam kapsama alanı sağlayan kilitlenebilir ve katlanabilir korkuluklar
- Çift korkuluk kontrolü
- Çıkarılabilir yatak örtüleri
- Dört köşede fren, nötr, yön teker pedalları
- Zemine temaslı anti-statik teker
- Çarpma tamponları
- Kolay ayarlanır diz ve ayak yükseltme artikülasyonu
- Sırt desteği, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg için açı göstergesi
- Akü, artikülasyon kilidi, yatak yüksekliği ve güç göstergeleri
- Su sıçramalarına karşı IPX6 koruma
- On (10) yıl kullanım ömrü
- İkiz teker
- Yatak alt ışığı
- Elektrostatik boyalı metal yatak çerçevesi
- Çıkarılabilir yatak başlığı ve ayak paneli

Opsiyonel özellikler

- Fren göstergesi
- 5. teker
- Hemşire kumandası
- Hasta kumandası
- X-ray geçirgen sırt desteği ve kaset tutucu
- Nevresim taşıyıcılı yatak uzatıcı

Teknik Özellikler

Model numarası	8500
Güvenli çalışma yükü*	260 kg
Maksimum hasta ağırlığı	215 kg
Genel ürün ölçüleri	
Uzunluk	220 cm (± 1 cm)
Uzunluk (yatak uzatıcı ile - seçenek)	251 cm (± 1 cm)
Genişlik	99 cm (± 1 cm)
Ürün yüksekliği (şiltesiz)	
Düşük	34 cm (+1,5/-2,5 cm)
Yüksek (hasta kontrolleri)	48,8 cm (± 1 cm)
Yüksek (operatör kontrolleri)	76,5 cm (± 1 cm)
Ürün alt boşluğu	15,5 cm
Tekerlek boyutu	15 cm çap
Ürün açış göstergesi	0° - 15°
Sırt desteği açış göstergesi	0° - 90°
Sırt desteği açısı	0° - 65°
Trendelenburg/Ters	-12° - 12°
Yatak başlığı açısı	0° - 30°
Elektronik Bilgi	100-240 VAC, 50/60 Hz

Paketler

- ProCeed Basic, tüm standart özellikleri içerir
- ProCeed Plus, tüm standart özelliklerin yanı sıra şunları içerir:
 - Fren göstergesi
 - 5. teker
 - Hemşire kumandası
 - Hasta kumandası
 - Röntgen sırt desteği
 - Nevresim taşıyıcılı yatak uzatıcı
- ProCeed Custom**
 - Tamamen özelleştirilebilir

*Güvenli çalışma yükü, hasta, şilte ve aksesuar ağırlık toplamını belirtir.

** Özelleştirilebilir seçenekler için satış temsilcinize iletişime geçin.

Referanslar: 1. Dosyadaki test verileri

Bu belge sadece sağlık uzmanlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Sağlık uzmanları, herhangi bir ürünü bir hastanın tedavisinde kullanmaya karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik görüşlerini temel almalıdır. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmaz ve sağlık uzmanlarının herhangi bir ürünü kullanmadan önce ürünün kullanımı konusunda eğitim almalarını önerir. Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık uzmanı herhangi bir Stryker ürününü kullanmadan önce mutlaka ambalajdan çıkan ürün prospektüsünü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir. Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan ürünler bütün piyasalarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız varsa lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçin. Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, şu ticari markaların veya hizmet markalarının sahibidir, bu markaları kullanırlar veya bu markalar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, ProCeed. Diğer tüm ticari markalar ilgili hak sahiplerine ait ticari markalardır. ProCeed. Tanıtım yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

01/2025

AC-PRCD-FACT-1107006_REV-0_tr_tr © 2025 Stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 ABD

stryker.com