



## ProCuity Bett-Serie

### Sicher.Intelligent.Skalierbar.

ProCuity bietet eine erweiterte Sturzprävention, Wireless Technologie und Skalierbarkeit. Das ergonomische Design von ProCuity unterstützt durch Zoom-motorisierten Antrieb und elektronische Bremsen bei der Patientenversorgung. ProCuity liefert darüber hinaus einen proaktiven Ansatz zur Vorbeugung von Stürzen, zur Reduzierung daraus resultierender Verletzungen und zur Optimierung des Arbeitsablaufs des Pflegepersonals. Das Bett lässt sich skalieren und erfüllt somit den klinischen Bedarf des medizinischen und chirurgischen Bereichs bis hin zur Intensivstation. Es hilft Krankenhäusern, ihr Kontingent an Betten zu standardisieren und ermöglicht dem Pflegepersonal eine effiziente Arbeitsweise.



#### L-Modell

Niedrige Betthöhe  
von 29,2 cm

4-Zoll-Bildschirm



#### LE-Modell

Niedrige Betthöhe  
von 29,2 cm

Elektrische Bremsen

USB-Anschluss



#### Z-Modell

Niedrige Betthöhe  
von 35,6 cm

Zoom-motorisierter  
Antrieb



iBed Wireless und Secure Connect



# Technische Daten

## ProCuity – Technische Daten

**Modellnummer** 3009

### Gesamtlänge

228,6 cm (ohne Bettverlängerung)

259,1 cm (mit Bettverlängerung)

### Breite (Seitengitter oben)

106,7 cm

### Breite (Seitengitter unten)

106,7 cm

### Höhenbereich (bis zur Oberseite der Liegefläche) bei L- und LE-Modellen

Höchste Position: 76,2 cm

Niedrigste Position: 29,2 cm

### Höhenbereich (bis zur Oberseite der Liegefläche) bei Zoom-Versionen

Höchste Position: 81,3 cm

Niedrigste Position: 35,6 cm

### Positionierung der Liegefläche

Rückenlehne: 0° bis 65° ±5°

Knieknick: 0° bis 30° ±5°

Trend./Umgekehrte Trend.: +12° bis -12° ±5°

### Patientenliegefläche

213,4 cm x 88,9 cm

### Patientenliegefläche mit Bettverlängerung:

243,8 cm x 88,9 cm

### Rollendurchmesser:

15,2 cm

### Maximale Belastbarkeit:

249,5 kg

### Maximales Gewicht des Patienten:

226,8 kg

## Standardausstattung

- Bettwaage\*
- Adaptiver Betausstiegsalarm mit 3 Zonen
- iBed Watch
- Zusätzliche Anschlüsse 230 VAC, 50 Hz, 8 A
- Batteriefunktion
- Integrierte Bettverlängerung
- Benutzeroberfläche für den Schwesternruf
- Anschluss Bedieneinheit
- Manuelle Bremsen
- Halterung für persönliche Gegenstände des Patienten
- Wireless Funktion
- Unterbrechung Bewegungsfunktion
- Integrierter Urinbeutelhaken
- Integrierte Gurthalterung
- Automatische Unterbettbeleuchtung
- Integrierter Pumpenhalter
- Seitengitter mit 3 Positionen
- Intelligente Eingabeaufforderung und Sicherheits-Dashboard

## Elektronische Spezifikationen

- Behördliche Zulassungen: UL-Zulassung gemäß IEC 60601
- Volt: 100-240 VAC
- Amperewert: 8 A
- Leckstrom: Nicht mehr als 300 µA (Mikroampere)
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schutzkontaktsteckdose: 120 VAC, 60 Hz, 8 A

\*±1,4 kg des Gesamtgewichts von Patienten, die zwischen 27,2 kg bis 45,4 kg wiegen

### Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, ProCuity. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer. ProCuity: Klasse IM (2797).

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.



\*OTHMED-OTH-121-27211-DE\*

OTHMED-OTH-121\_27211-DE  
RWS 08/2021  
2020-27211

Copyright © 2021 Stryker  
stryker.com