



Seria de paturi **ProCuity**

Sigure. Inteligente. Scalabile

Paturile ProCuity sunt echipate cu tehnologie wireless și funcții avansate de prevenire a căderii și scalabilitate. Paturile ProCuity sunt proiectate pentru manevrarea ergonomică a pacienților, având o funcție Zoom cu acționare motorizată și frâne electrice. De asemenea, ProCuity oferă funcții proactive care contribuie la prevenirea căderii pacientului, reducerea accidentării în caz de cădere și eficientizarea fluxului de lucru al personalului medical. Paturile sunt totodată scalabile, adaptându-se necesităților clinice specifice diverselor medii, de la saloane și săli de operații la secțiile de terapie intensivă, ajutând spitalele să își standardizeze flota de paturi și să îmbunătățească eficiența personalului medical.



Modelul L

Înălțime redusă de 29,2 cm
Ecran de 4"



Modelul LE



Înălțime redusă de 29,2 cm
Frâne electrice
Ieșire USB



Modelul Z



Înălțime redusă de 35,6 cm
Funcție Zoom cu
acționare motorizată



**Tehnologie iBed wireless și
compatibilitate cu Secure Connect**



Specificații

Specificațiile seriei ProCuity

Număr model 3009

Lungime totală

228,6 cm (fără extensia de pat)

259,1 cm (cu extensia de pat)

Lățime (cu panourile laterale ridicate)

106,7 cm (42 in)

Lățime (cu panourile laterale coborâte)

106,7 cm (42 in)

Interval de înălțimi (până la partea superioară a tărgii), modelele L și LE

Maximă: 76,2 cm (30 in)

Minimă: 29,2 cm (11,5 in)

Interval de înălțimi (până la partea superioară a tărgii), versiunile cu funcție Zoom

Maximă: 81,3 cm (32 in)

Minimă: 35,6 cm (14 in)

Poziționarea tărgii

Secțiune spate: între 0° și 65° ±5°

Secțiune genunchi: între 0° și 30° ±5°

Trend./Trend. invers: între +12° și -10° ±5°

Suprafață utilă

213,4 cm x 88,9 cm (84 in x 35 in)

Suprafața utilă cu accesoriul reprezentat de extensia de pat:

243,8 cm x 88,9 cm (96 in x 35 in)

Diametrul roților:

15 cm (6 in)

Sarcină utilă admisibilă:

249,5 kg (550 lb)

Greutatea maximă a pacientului:

226,8 kg (500 lb)

Funcții standard

- Cântar de pat*
- Alarmă de pat adaptivă cu 3 zone
- Funcție de supraveghere iBed
- Prize auxiliare de 230 V c.a., 50 Hz, 8 A
- Baterie de rezervă
- Extensie de pat integrată
- Interfață pentru apelarea asistenței medicale
- Port pentru dispozitivul de control mobil
- Frâne manuale
- Suport pentru obiectele pacientului
- Capacitate wireless
- Întreruperea mișcării
- Cârlig Foley integrat
- Cârlige integrate pentru prinderea curelelor de restricționare a mișcărilor
- Lumină de veghe sub pat automată
- Suport de pompă integrat
- Panouri laterale cu 3 poziții
- Mesaje inteligente și panou de bord de siguranță

Specificațiile sistemului electronic

- Aprobările agențiilor: certificare UL conform IEC 60601
- Tensiune: 100-240 V c.a.
- Amperaj: 8 A
- Scurgeri de curent: maximum 300 μA (microamperi)
- Frecvență: 50/60 Hz
- Conector de uz spitalicesc: 120 V c.a., 60 Hz, 8 A

*±1,4 kg (3 lb) din greutatea totală a pacientului în cazul pacienților a căror greutate este cuprinsă între 27,2 kg (60 lb) și 45,4 kg (100 lb)

Acest document este destinat exclusiv utilizării de către personalul medical.

Personalul medical trebuie să se bazeze întotdeauna pe propriile cunoștințe clinice specializate când decide să utilizeze un anumit produs în tratarea unui anumit pacient. Stryker nu oferă consultanță medicală și recomandă ca personalul medical să fie instruit cu privire la utilizarea oricărui produs înainte de a-l utiliza.

Informațiile prezentate au scopul de a demonstra varietatea ofertei de produse Stryker. Înainte de utilizarea oricărui produs Stryker, personalul medical trebuie să consulte întotdeauna prospectul din ambalaj, eticheta produsului și/sau instrucțiunile de utilizare.

Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele, deoarece disponibilitatea produselor depinde de reglementările și/sau practicile medicale de pe fiecare piață. Dacă aveți întrebări privind disponibilitatea produselor Stryker în zona dvs., contactați reprezentantul Stryker.

Stryker Corporation sau diviziile sale sau alte entități afiliate corporației dețin, utilizează sau au depus cereri pentru următoarele mărci comerciale sau mărci de servicii: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, ProCuity. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor sau deținătorilor respectivi ai acestora. ProCuity: Clasa Im (2797).

Produsele prezentate au marcajul CE în conformitate cu reglementările și directivele UE aplicabile.



2797

OTHMED-OTH-121-27211-RO

OTHMED-OTH-121_27211-RO
RWS 08/2021
2020-27211

Copyright © 2021 Stryker
stryker.com