



## ProCuity

– seria łóżek szpitalnych

### Bezpieczeństwo – inteligentne funkcje – uniwersalność

Seria ProCuity to uniwersalne łóżka szpitalne wyposażone w zaawansowane funkcje zapobiegania upadkom oraz w technologię bezprzewodową. Są to łóżka o ergonomicznej konstrukcji przeznaczone do użytku w placówce medycznej, wyposażone w napęd elektryczny Zoom oraz elektryczne hamulce. Łóżka ProCuity umożliwiają również proaktywne zapobieganie upadkom oraz zmniejszenie ryzyka urazów odniesionych w ich wyniku, a także usprawnienie pracy personelu medycznego. Łóżka ProCuity są uniwersalne – doskonale sprawdzą się zarówno na oddziałach chirurgii, jak i intensywnej terapii, pozwalając placówce medycznej na ujednolicenie wyposażenia, a jej pracownikom na skuteczniejsze niesienie pomocy pacjentom.



**Model L**



Minimalna wysokość –  
29,2 cm

4-calowy wyświetlacz



**Model LE**



Minimalna wysokość –  
29,2 cm

Elektryczne hamulce

Gniazdo USB

# Specyfikacja

## Specyfikacja łóżek ProCuity

Numer modelu 3009

### Długość całkowita

228,6 cm (bez elementu wydłużającego łóżko)

259,1 cm (z elementem wydłużającym łóżko)

### Szerokość (z podniesionymi poręczami bocznymi)

105,4 cm

### Szerokość (z opuszczonymi poręczami bocznymi)

100,3 cm

### Zakres wysokości (do wierzchu leża) – modele L i LE

Maks. wysokość: 76,2 cm

Min. wysokość: 29,2 cm

### Regulacja leża

Oparcie pleców: od 0° do 65° ±5°

Podparcie kolan: od 0° do 30° ±5°

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga: od +12° do -10° ±5°

### Powierzchnia leża

213,4 × 88,9 cm

### Powierzchnia leża z elementem wydłużającym łóżko

243,8 × 88,9 cm

### Średnica kół

15 cm

### Bezpieczne obciążenie robocze

249,5 kg

### Maksymalna masa ciała pacjenta

226,8 kg

## Wyposażenie podstawowe

- Wbudowana waga\*
- Trzystrefowy adaptacyjny alarm łóżka
- Funkcja iBed Watch
- Gniazda pomocnicze 230 VAC, 50 Hz, 8 A
- Zapasowe zasilanie akumulatorowe
- Zintegrowany element wydłużający łóżko
- Interfejs przywołania pielęgniarki
- Gniazdo na pilot sterujący
- Ręczne hamulce
- Uchwyt na rzeczy osobiste pacjenta
- Łączność bezprzewodowa
- Blokada ruchu
- Zintegrowany uchwyt na cewnik Foleya
- Zintegrowane zaczepy do mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta
- Automatyczne oświetlenie pod łóżkiem
- Zintegrowany uchwyt na pompę
- Poręcze boczne z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- Inteligentne monitory i panel użytkownika informujący o zagrożeniu

## Parametry elektroniczne

- Zatwierdzenia agencyjne: zatwierdzone przez UL jako zgodne z normą IEC 60601
- Napięcie: 100–240 VAC
- Znamionowe natężenie prądu: 8 A
- Prąd upływu: nie więcej niż 300 µA (mikroamperów)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wtyczka klasy szpitalnej: 120 VAC, 60 Hz, 8 A

\* ±1,4 kg całkowitej masy ciała pacjenta w przypadku pacjentów o masie ciała od 27,2 kg do 45,4 kg

### Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregośkolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregośkolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker, iBed, Secure Connect, ProCuity, ProCuity: klasa Im (2797). Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczone symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



STRYKER MEDICAL  
3800 E. Center Ave., Portage  
MI 49002 U.S.A.



Stryker European Operations B.V.  
Herikerbergweg 10  
1101 CM Amsterdam  
Netherlands

Dystrybucja:  
Stryker Polska Sp. z o.o.  
Poleczki 35  
02-822 Warszawa, Polska  
t: +48 22 429 55 50



OTHMED-COM-60-27920-PL

SDL 01/2021  
2020-27920

Copyright © 2021 Stryker  
stryker.com