



Série de lits ProCuity™

Le lit **intelligent**

Notre lit le plus sécuritaire et le plus intelligent à ce jour, le lit bas ProCuity convient à tous les environnements de soins thérapeutiques, utilise des technologies de prévention des chutes avancées et est le seul lit véritablement sans fil actuellement offert sur le marché. ProCuity propose une approche proactive pour contribuer à prévenir les chutes, à réduire les traumatismes découlant des chutes et à rationaliser le flux de travail du personnel soignant. Également polyvalent, il répond aux besoins cliniques des unités médicales et chirurgicales jusqu'aux unités des soins d'urgence, aidant ainsi les hôpitaux à normaliser leur parc de lits et à améliorer les efficacités du personnel soignant.



Modèle L

Faible hauteur de
29,21 cm (11,5 po)
Écran de 10,16 cm
(4 po)



Modèle LE

+
Faible hauteur de
29,21 cm (11,5 po)
Freins électriques
Port USB



Modèle Z

+
Faible hauteur de
35,56 cm (14 po)
Entraînement
mwtorisé Zoom



Modèle ZM

+
Écran de qualité supérieure
de 20,32 cm (8 po)
Capacité d'intégration
de matelas alimenté

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de ProCuity

Numéro de modèle 3009

Largeur

106,6 cm (42 po)

Plage de hauteur (jusqu'au haut du brancard), modèles L et LE

Haut : 76,2 cm (30 po)

Bas : 29,2 cm (11,5 po)

Plage de hauteur (jusqu'au du brancard), versions Zoom

Haut : 81,3 cm (32 po)

Bas : 35,6 cm (14 po)

Positionnement du brancard

Appui-dos : 0° à 65°, ±5°

Gatch du genou : 0° à 30°, ±5°

Tendance/tendance inversée : +12° à -12°, ±5°

Surface patient

213,4 cm x 88,9 cm (84 po x 35 po)

Surface patient avec rallonge de lit :

243,8 cm x 88,9 cm (96 po x 35 po)

Diamètre des roulettes :

15,2 cm (6 po)

Fonctions standards

- Balance de lit*
- Alarme de lit adaptative à trois zones
- iBed Watch
- Prises auxiliaires 230 V c.a., 50 Hz, 8 A
- Batterie de secours
- Rallonge de lit intégrée
- Interface d'appel infirmière
- Port pendant
- Freins manuels
- Support pour les effets du patient
- Capacité sans fil
- Interruption de mouvement
- Crochet Foley intégré
- Crochets de retenue intégrés
- Éclairage sous le lit automatique
- Porte-pompe intégré
- Rails latéraux à trois positions
- Notifications intelligentes et tableau de bord de sécurité

Spécifications électroniques

- Approbation d'agence : Approbation UL CEI 60601
- Volts : 100-240 V c.a.
- Intensité nominale : 8 A
- Courant de fuite : maximum de 300 μ A (micro-ampères)
- Fréquence : 50/60 Hz
- Fiche de qualité hôpital : 120 V c.a., 60 Hz, 8 A

* ±1,4 kg (3 lb) de poids patient total pour les patients pesant de 27,2 kg (60 lb) à 45,4 kg (100 lb)

Stryker se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités affiliées de la Société possèdent, utilisent ou ont présenté une demande d'utilisation pour les marques de commerce ou marques de service ci-dessous : iBed, Zoom Motorized Drive, Secure Connect, ProCuity, Stryker. Toutes les autres marques de commerce sont utilisées par leurs propriétaires ou détenteurs respectifs.

Mkt Lit-2077 07 OCT. 2020 Rév. A
Copyright © 2020 Stryker

3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 É.-U.
tél. : 269 329 2100
sans frais : 800 327 0770

stryker.com

CAN-MED-27