

Surface de soutien ProForm



Les matelas ProForm sont indiqués dans l'aide à la prévention et le traitement des escarres. La conception en mousse du ProForm favorise l'immersion et l'enveloppement, contribuant ainsi à améliorer la redistribution des points de pression.

Caractéristiques techniques

Référence	2815
Longueur totale	
Standard	213,4 cm
Largeur totale	88,9 cm
Épaisseur	15,2 cm
Charge de fonctionnement en sécurité	226,8 kg

Garantie

Garantie de trois ans sur le matelas et la housse

Caractéristiques

- Conception non motorisée
- Barrière coupe-feu*
- Sans latex

Options

- Barrière coupe-feu*

*La doublure coupe-feu est conforme aux normes d'allumabilité 16CFR1632, 16CFR1633, CGSB CAN 2-4.2, méthode 27.7-M77, CAL TB129, BFDIX-11, BS EN 597-1, BS EN 597-2, UNI 9175 et BS 6807:2006, clause 9, source 5.

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Dartex est une marque déposée de Dartex Coating Limited Corporation.

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation de tout produit particulier avant son utilisation. Les informations présentées ici sont destinées à illustrer l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent toujours consulter la notice, l'étiquette du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir d'un produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Stryker Corporation, ses filiales ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, ProForm. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. ProForm : classe I.

Les produits décrits disposent du marquage CE conformément aux réglementations et directives européennes applicables. Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.

Le matelas en mousse non motorisé, ProForm aide à la prévention et au traitement des escarres (tous les stades, les lésions non stables et les lésions des tissus profonds). Nous vous recommandons d'utiliser ce produit en combinaison avec une évaluation clinique des facteurs de risque et des évaluations de la peau effectuées par un professionnel de la santé.

ProForm est un matelas non motorisé permettant de redistribuer les points de pression par le biais de sa conception multicouche en mousse.

La protection étanche 360 aide à limiter l'intrusion de tout liquide.

La mousse **haute densité** située autour de la surface de soutien forme une bordure de soutien permettant de faciliter le passage.

La bordure recouverte de mousse contribue à l'augmentation de la surface dédiée au patient.



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave. Portage,
MI 49002 U.S.A.

Distribué par :
Stryker France S.A.S.
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan France
t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon
Capital Social 27.495.520 €