

# ProForm<sup>®</sup>

## Superfície de suporte



A superfície de suporte ProForm é usada para auxiliar na prevenção e tratamento de lesões por pressão. O design de espuma do ProForm ajuda a promover a imersão e o envolvimento, ajudando a melhorar a redistribuição da pressão.

### Especificações

<b>Modelo</b>	2815
<b>Comprimento total</b>	
Standard	80"/84" (203.2 cm/213.4 cm)
<b>Largura total</b>	35" (88.9 cm)
<b>Espessura</b>	6" (15.2 cm)
<b>Peso seguro de trabalho</b>	500 lb. (226.8 kg)

### Garantia

Garantia de três anos, sem rateio, sobre colchão e capa

### Características

- Não elétrico
- barreira contra incêndio \*
- sem látex
- Cobertura superior em Dartex

### Características Opcionais

- Barreira contra incêndio \* (somente padrão)
- Tampa superior em nylon (somente padrão)
- Tampa superior em Dartex (somente padrão)

**O ProForm é uma superfície de suporte** de redistribuição de pressão sem energia por meio de sua espuma de várias camadas.

Bacia hidrográfica 360 impede a intrusão de fluidos

**Espuma de grade lateral de alta densidade** fornece um berço de suporte para ajudar na entrada e saída

Berço de espuma coberto aumenta a área de superfície do paciente.

\* A tampa interna retardante de fogo atende ao padrão de inflamabilidade CAL TB129, Boston IX-11, 16 CFR 1632, 16 CFR 1633 e CGSB / CAN 2-4.2 Método 27.7-M-77.

A Stryker se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Dartex é uma marca registrada da Dartex Coating Limited Corporation.

A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades afiliadas possuem, usam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: ProForm, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou proprietários.

3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002 USA  
t: 269 329 2100  
toll free: 800 327 0770

Copyright © 2019 Stryker  
MED-BR-PROFORM-PT-04/2020-v1

**stryker.com**

Este documento destina-se a uso exclusivo dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde sempre devem utilizar seu julgamento clínico profissional para decidirem se usam ou não um produto em particular no tratamento de um paciente. A Stryker não oferece qualquer assessoria médica e recomenda aos profissionais da saúde que estejam treinados no uso de qualquer produto antes de utilizá-lo em uma cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto da Stryker. Os profissionais da saúde devem sempre consultar o folheto incluído com o produto, a rotulagem do produto e/ou as instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e esterilização (se aplicável) antes de usar qualquer produto Stryker. É possível que alguns produtos não estejam disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade de produtos está sujeita às legislações e/ou às práticas médicas vigentes em cada mercado.

Favor contatar seu representante local da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua região.

Todas as marcas registradas são marcas registradas de seus respectivos proprietários ou possuidores. A Stryker se reserva o direito de alterar especificações sem notificação.