

ST1-X

Wózek transportowy



Podstawowy transport pacjentów.

Wózek ST1-X to podstawowy wózek transportowy. Wózek zaprojektowany w celu spełnienia podstawowych potrzeb oddziałów szpitalnych został wyposażony w piąte koło, które zapewnia łatwiejsze sterowanie, oraz dwupoziomą konstrukcję z materiału HPL do badań rentgenowskich w celu spełnienia potrzeb związanych z badaniami obrazowymi.

Wyposażenie podstawowe

- Piąte koło
- Poręcze boczne składane pod leże
- Dwupoziomowa konstrukcja do badań rentgenowskich (materiał HPL, na całej długości)
- 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne
- Mechanizm blokady centralnej

Wyposażenie dodatkowe

- Podstawowe materace: 8 × 62 × 193 cm (3 × 24 × 75,5 cala) lub 10 × 62 × 193 cm (4 × 24 × 75,5 cala)
- Opcja składanego uchwytu do prowadzenia
- Pasy do unieruchamiania pacjenta
- Kolorowe oznaczenie pokrywy podstawy (czerwone, granatowe, szare)
- Pionowy uchwyt na butlę tlenową
- Półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta
- Uchwyt na papier

Specyfikacja

Numer modelu	
ST1-X	6300-000-200
Długość całkowita	217 cm (85,4 cala)
Wysokość	61 cm (24 cala)
Szerokość całkowita	78 cm (30,7 cala)
Z podniesionymi poręczami	78 cm (30,7 cala)
Z opuszczonymi poręczami	73,5 cm (28,9 cala)
Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg (551 funtów)
Poz. Trendelenburga/anty-Trendelenburga	±16°
Powierzchnia leża	62 cm ± 0,5 cm ± 193 cm (24,4 cala x 76 cali)

Gwarancja

Gwarancja może różnić się w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker Medical.

Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregośkolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregośkolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker, ST1 i ST1-X. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave., Portage
MI 49002 U.S.A



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 10
1101 CM Amsterdam
Netherlands

Dystrybucja:
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska
t: +48 22 429 55 50



PHMISC-BRO-1_19986PL Rev 2
SDL 08/2020
2019-19986

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com