

ST1-X Sedye



Temel hasta nakli.

Stryker tarafından sunulan ST1-X, temel amaçlı bir sedyedir. Başlıca servis ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanan bu sedye, daha iyi bir manevra kabiliyeti için beşinci tekere ve görüntüleme gereksinimleri için hem baş hem de ayak kısmında HPL x-ray geçirgenliğe sahiptir.

Standart özellikler

- Beşinci teker hareket kabiliyeti
- Kayan yan korkuluklar
- Çift taraf X-ray (HPL, tam uzunlukta)
- 4 adet serum askısı yuvası
- Merkezi kilit mekanizması

İsteğe bağlı özellikler

- Temel amaçlı şilteler: 8 cm x 62 cm x 193 cm (3 inç x 24 inç x 75,5 inç) veya 10 cm x 62 cm x 193 cm (4 inç x 24 inç x 75,5 inç)
- İtmeye yarayan açılır itme kolu seçenekleri
- Bağlama kemerleri
- Departman Tanımlayıcı Renkli Yapışkan (kırmızı, lacivert, gri)
- Dik oksijen tüpü taşıyıcı
- Dosyalıklı defibrilatör tepsisi

Teknik özellikler

Model numarası	
ST1-X	6300-000-200
Toplam uzunluk	217 cm (85,4 inç)
Minimum yükseklik	61 cm (24 inç)
Toplam genişlik	78 cm (30,7 inç)
Yan korkuluklar yukarı konumda	78 cm (30,7 inç)
Yan korkuluklar aşağıda konumda	73,5 cm (28,9 inç)
Ağırlık kapasitesi	250 kg (551 lb)
Trendelenburg/Ters Trendelenburg	± 16°
Hasta yatma yüzeyi	62 cm x 193 cm (24 inç x 76 inç)

Garanti

Garanti, ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bölgenizde bulunan Stryker Medical temsilcisiyle iletişime geçin.

Tıbbi

Bu belge sadece sağlık görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık görevlisi, hastanın tedavisi sırasında, özel bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken, daima kendi profesyonel klinik karar becerisine güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmamakta ve belli bir ürünü kullanmadan önce, sağlık görevlilerinin kullanım konusunda eğitim almalarını önermektedir.

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık görevlisi herhangi bir Stryker ürününü kullanmadan önce daima ambalaj broşürünü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir.

Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan, ürünler bütün piyasalarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız için lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçiniz.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, bu belirtilen ticari markalara veya servis işaretlerine sahiptirler, bunları kullanırlar veya bunlar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, ST1 ve ST1-X. Diğer tüm ticari markalar, ilgili malik veya hissedarların ticari markalarıdır.

Tanıtımı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Yönergelerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

Bu materyal, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) dışında dağıtımına yönelik değildir.



PHMISC-BRO-1-19986TR
PHMISC-BRO-1_19986TR Rev 2
SDL 08/2020
2019-19986

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com