

# ST1 Stretcher



## Einfacher Patiententransport.

ST1 von Stryker ist ein Transport-Stretcher in Grundausführung. Er dient dem grundlegenden Bedarf Ihrer Station und bietet Mobilität durch das fünfte Rad zum unkomplizierten Lenken sowie die patentierten Glideaway-Seitengitter von Stryker.

### Standardausstattung

- Mobilität durch fünftes Rad
- Glideaway-Seitengitter
- 4 integrierte Halterungen für Infusionsständer
- Zentrale Feststellbremse

### Optionale Ausstattung

- Matratzen in Grundausführung: 8 cm x 62 cm x 193 cm oder 10 cm x 62 cm x 193 cm
- Ausklappbare Schiebegriffe (Option)
- Haltegurte
- Haubenbasis-Aufkleber (rot, dunkelblau, grau)
- Aufrechter Sauerstoffflaschenhalter
- Defibrillatorblech mit Halter für Patientenakte
- Papierrollenhalter

### Technische Daten

Modellnummer	
ST1	6300-000-100
<b>Gesamtlänge</b>	217 cm
<b>Mindesthöhe</b>	56 cm
<b>Gesamtbreite</b>	78 cm
Seitengitter oben	78 cm
Seitengitter unten	73,5 cm
<b>Maximale Traglast</b>	250 kg
<b>Trendelenburg/Anti-Trend.</b>	±16°
<b>Patientenliegefläche</b>	62 ± 0,5 cm x 193 ± 0,5 cm

### Herstellergarantie

Die Garantiebedingungen können je nach Land variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

## Medical

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker, ST1 und STX. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.

