

ST1

Barella da trasporto



Per il trasporto dei pazienti.

Progettata per andare incontro alle esigenze di reparto, questa barella propone una mobilità avanzata con quinta ruota per una manovrabilità più agevole e le sponde laterali ribaltabili brevettate di Stryker.

Accessori standard

- Mobilità con quinta ruota
- Sponde laterali ribaltabili
- Quattro alloggiamenti integrati per aste portaflebo
- Meccanismo di blocco centralizzato

Accessori opzionali

- Materassi standard: 8 cm x 62 cm x 193 cm o 10 cm x 62 cm x 193 cm
- Maniglie di spinta a scomparsa opzionali
- Cinture di contenimento
- Etichetta adesiva per la base (rosso, blu, grigio)
- Porta bombola di ossigeno verticale
- Supporto defibrillatore con portacartelle
- Asta porta rotolo

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto

ST1	6300-000-100
-----	--------------

Lunghezza totale

217 cm

Altezza

56 cm

Larghezza totale

Sponde laterali alzate	79 cm
------------------------	-------

Sponde laterali abbassate	73,5 cm
---------------------------	---------

Carico operativo di sicurezza

250 kg

PTrendelenburg/Anti-Trendelenburg

± 16°

Materasso paziente

62 ± 0,5 cm x 193 ± 0,5 cm

Garanzia

La garanzia può variare di paese in paese. Per ulteriori informazioni, contattate il rappresentante Stryker Medical della vostra zona.

Medical

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: Stryker, ST1 e ST1-X. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.

Questo documento in italiano è una versione dedicata e include contenuti specifici per il mercato italiano.



PHMISC-COM-3-21867IT

PHMISC-Com-3_21867IT Rev 2
SDL 08/2020
2019-21867

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com