

# Maca ST1



## Transporte básico de doentes.

A maca ST1 da Stryker é a sua maca para transporte básico. Concebida para ir de encontro às principais necessidades do seu departamento, esta maca inclui mobilidade com quinta roda para facilitar a condução e barras laterais deslizantes Glideaway patenteadas.

### Características de série

- Mobilidade com quinta roda
- Grades laterais deslizantes
- 4 recetáculos para colocação de Porta Soros
- Mecanismo de bloqueio central

### Características opcionais

- Colchões básicos: 8 cm x 62 cm x 193 cm (3 pol. x 24 pol. x 75,5 pol.) ou 10 cm x 62 cm x 193 cm (4 pol. x 24 pol. x 75,5 pol.)
- Opções de pegas para empurrar retráteis
- Correias de contenção
- Autocolante na base da cobertura (vermelho, azul-marinho, cinzento)
- Suporte vertical para garrafa de oxigénio
- Tabuleiro para desfibrilador com suporte para fichas
- Suporte de rolo de papel

### Especificações

#### Número do modelo

|     |              |
|-----|--------------|
| ST1 | 6300-000-100 |
|-----|--------------|

#### Comprimento total

217 cm (85.4 pol.)

#### Altura

56 cm (22 pol.)

#### Largura total

78 cm (30.7 pol.)

Barras laterais levantadas

78 cm (30.7 pol.)

Barras laterais para baixo

73.5 cm (28.9 pol.)

#### Carga de trabalho de segurança

250 kg

#### Posição de Trendelemburg/anti-Trendelemburg

± 16°

#### Superfície para o doente

62 ± 0,5 cm x 193 ± 0,5 cm (24.4 pol. x 76 pol.)

### Garantia

A garantia pode variar por país. Contacte o seu representante local da Stryker Medical para obter informações adicionais.

## Medical

### Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, ST1 e ST1-X. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association – EFTA).



PHMISC - COM - 3 - 21867PT

PHMISC-Com-3\_21867PT Rev 2  
SDL 08/2020  
2019-21867

Copyright © 2020 Stryker  
stryker.com